

采购合同

甲方（采购单位）：襄城县王洛镇卫生院

乙方（供货单位）：达州利信医疗器械有限责任公司

根据 襄城县王洛镇卫生院采购彩色多普勒超声诊断仪
项目，采购项目编号：襄财招标采购-2026-13 中标结
果，订立本合同，双方应共同遵守：

第一条 甲方采购物品内容的成交价格（单价：捌拾
叁万捌仟元整）

序号	设备名称	生产厂家	型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	彩色多普勒 超声诊断仪	深圳迈瑞生物医疗 电子股份有限公司	迈瑞/Resona I9Exp	台	1	838000.00	838000.00
合计（小写）：¥838000.00							
合计（大写）：捌拾叁万捌仟元整							

以上价格包含设备费、运输费、培训费、税金等全部费
用，甲方不再另外承担任何费用。

第二条 物品的质量标准、乙方售后服务及损害赔偿

- 1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、
招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。
- 2、保证是原产地生产的原装产品，否则按退货处理。
- 3、乙方所交物品必须与标书要求一致，应按生产厂家的
保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服
务，免费保修期限 3 年，终身免费维修，期满后只收取配

件成本费。

4、如因乙方物品质量的原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

第三条 交付和验收

1、交付时间：签订合同后 20 天交付完毕；交付地点（合同履行地点）：襄城县王洛镇卫生院。

2、乙方负责物品的运送、安装、调试，负责甲方人员的操作培训及外出培训等工作，直至该物品可以正常使用并且操作人员能熟练操作为止；负责提供物品的中文说明书、中文使用手册、中文维修手册及电路原理图，并承担由此产生的全部费用。

3、验收时间：甲方于该设备安装调试正常运转（工作人员能熟练操作）后组织验收。验收合格后应当出具验收报告。

4、验收标准：

（1）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明），使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证（含完整资质材料）。

（2）设备（产品）质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。

第四条 货款的结算

1、结算依据：采购合同、乙方销售发票。

2、结算方式：

(1)、甲方应在在设备安装验收合格后支付乙方设备总款 97%，即小写：¥：812860.00 元（捌拾壹万贰仟捌佰陆拾元整）；

(2)、甲方在质保期后支付乙方设备总款 3%，即小写：¥：25140.00 元（贰万伍仟壹佰肆拾元整）

3、账户：达州利信医疗器械有限责任公司

开户行：工商银行达州凤凰支行

账号：2317000509100001743

第五条 乙方的违约责任

1、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，乙方应及时处理，并承担由此而支付的实际费用；

2、乙方严格履行政府采购合同约定义务，不得在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任，如在合同签订后不履行合同义务的，将受到相应的法律责任，同时列入医院黑名单，并提交至政府采购管理部门纳入政府采购黑名单。

第六条 甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，应按照同期银行基准贷款利率向乙方支付违约金。

2、甲方违反合同规定无理由拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第七条 不可抗力因素

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第八条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从鉴定的结论；

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。

第九条 监督和管理

1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得政府采购监督管理部门同意，并送其备案。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将追究过错方刑事责任和经济责任。

第十条 无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，
被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

第十一条 附则

1、本合同一式肆份，甲方、乙方各执两份，具有同等
效力。

2、本合同自签订之日起生效。



签约地址：襄城县王洛镇卫生院

签约时间： 年 月 日



4.2 技术规格偏离表

项目编号：襄财招标采购-2026-13


项目名称：襄城县王洛镇卫生院采购彩色多普勒超声诊断仪项目

序号	货物名称	招标文件技术规格及主要参数	投标技术规格及主要参数	偏离 (无偏离/正 偏离/负偏离)	偏离内容 说明
1.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1 主机成像系统	主机成像系统	无偏离	/
2.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.1 ★高分辨率液晶显示器 ≥23 英寸，分辨率 1920×1080， 屏幕亮度和对比度数字可调，显 示器亮度可根据环境光自动调 节，可上下左右任意旋转，可前 后折叠。	高分辨率液晶显示器 23.8 英寸， 分辨率 1920×1080，屏幕亮度和 对比度数字可调，显示器亮度可 根据环境光自动调节，可上下左 右任意旋转，可前后折叠。	正偏离	屏幕更大， 方便检查
3.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.2 ★操作面板具备液晶触摸 屏≥14 英寸。触摸屏可独立调节 角度≥35 度。触摸屏可通过手指 滑动触摸屏进行翻页，可将显示 器上的超声图像投影到触摸屏 上，通过手指进行放大，描迹测 量等操作。可自定义手势操作功 能。	操作面板具备液晶触摸屏 18.5 英寸。 触摸屏可独立调节角度≥40 度。触摸屏可通过手指滑动触摸 屏进行翻页，可将显示器上的超 声图像投影到触摸屏上，通过手 指进行放大，描迹测量等操作。 可自定义手势操作功能。	正偏离	触摸屏更 大,调节角 度更大,方 便检查

4.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.3 控制面板全空间悬浮式调节,可同时旋转和升降,前后拉升。旋转角度 $\geq 180^\circ$,前后拉升 $\geq 35\text{cm}$,上下移动 $\geq 30\text{cm}$ 。	控制面板全空间悬浮式调节,可同时旋转和升降,前后拉升。旋转角度 180° ,前后拉升 35cm ,上下移动 30cm 。	无偏离	/
5.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.4 控制面板上可自定义按键 ≥ 8 个,按键上可直接显示自定义的功能名称。	控制面板上可自定义按键8个,按键上可直接显示自定义的功能名称。	无偏离	/
6.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.5 内有一体化超声工作站。	内有一体化超声工作站。	无偏离	/
7.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.6 连接其他品牌超声工作站,通过控制面板上的按键可直接存储静态/动态超声图像到工作站。	连接其他品牌超声工作站,通过控制面板上的按键可直接存储静态/动态超声图像到工作站。	无偏离	/
8.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.7 内置数字录像机可用于教学,存储时间 ≥ 40 分钟。	内置数字录像机可用于教学,存储时间 40 分钟。	无偏离	/
9.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.8 主机操作面板一体化耦合剂加热装置,耦合剂温度三挡可调。	主机操作面板一体化耦合剂加热装置,耦合剂温度三挡可调。	无偏离	探头接口更多,功能更强大
10.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.9 ★探头接口 ≥ 5 个,全激活、相互通用	探头接口5个,全激活、相互通用,1个笔式探头接口	正偏离	探头接口更多,功能更强大
11.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.10 ★无需开机,即可在控制面板上显示电池的剩余电量	无需开机,即可在控制面板上显示电池的剩余电量	无偏离	/

12.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.11 数字化全程动态聚焦, 数字化可变孔径及动态变迹, A/D $\geq$ 12 bit	数字化全程动态聚焦, 数字化可 变孔径及动态变迹, A/D $\geq$ 12 bit	无偏离	/
13.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.12 解剖 M 型技术, 可 360 度任意旋转, 可在实时和冻结的二维图像上获取解剖 M 图像。	解剖三线 M 型技术, 可 360 度任意旋转, 可在实时和冻结的二维图像上获取解剖 M 图像。	正偏离	支持更多的解剖 M 型, 方便检查
14.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.13 斑点噪声抑制成像, 在二维图像, 造影成像模式及三维成像下可支持: 1.1.14 一键快速优化多种参数, 自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化: 偏转角度、取样容积大小、角度。	斑点噪声抑制成像, 在二维图像, 造影成像模式及三维成像下可支持: 1.1.14 一键快速优化多种参数, 自动优化图像。支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化: 偏转角度、取样容积大小、角度。	无偏离	/
15.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.15 自动血流跟踪技术, 一键实时自动优化 Color/Power 及 PW 频谱图像、Color/Power 框的位置和角度、PW 取样门的位置、角度和大小等。	自动血流跟踪技术, 一键实时自动优化 Color/Power 及 PW 频谱图像、Color/Power 框的位置和角度、PW 取样门的位置、角度和大小等。	无偏离	
16.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.16 ★穿刺针增强技术, 凸阵和线阵探头均可支持, 具有双屏实时对比显示, 增强前后效果, 并支持自适应校正角度	穿刺针增强技术, 凸阵和线阵探头均可支持, 具有双屏实时对比显示, 增强前后效果, 并支持自适应校正角度	无偏离	/
17.	彩色多普勒超声诊断仪			无偏离	/

18.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.17 图像放大, 支持前端放大和后端放大, 放大倍数 ≥ 10 倍	图像放大, 支持前端放大和后端放大, 放大倍数 10 倍	无偏离	/
19.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.18 全屏放大, 支持 ≥ 2 种放大模式	全屏放大, 支持 2 种放大模式	无偏离	/
20.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.19 线阵探头双 B 图像拼接	线阵探头双 B 图像拼接	无偏离	/
21.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.20 ★自动工作流程, 检查过程中可按照协议自动注释, 自动标记体位图, 自动切换图像模式等。 1.1.21 ★支持语音注释, 可将语音注释信息保存到电影文件中, 支持在超声设备或是在 PC 端回放语音注释。	自动工作流程, 检查过程中可按照协议自动注释, 自动标记体位图, 自动切换图像模式等。 支持语音注释, 可将语音注释信息保存到电影文件中, 支持在超声设备或是在 PC 端回放语音注释。	无偏离	/
22.	彩色多普勒超声诊断仪			无偏离	/
23.	彩色多普勒超声诊断仪	测量/分析和报告	测量/分析和报告	无偏离	/
24.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.1 一般测量: 距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量 1.1.2 全科测量包, 自动生成报告: 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等	一般测量: 距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量 全科测量包, 自动生成报告: 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等	无偏离	/
25.	彩色多普勒超声诊断仪			无偏离	/

26.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.3 ★自动产科测量，要求自动测量 ≥ 4 项胎儿发育评估指标	自动产科测量，自动测量6项胎儿发育评估指标	正偏离	可测量的胎儿发育评估指标更多，检查更精细
27.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.4 自动 NT 测量	自动 NT 测量	无偏离	/
28.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.5 ★血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数 ≥ 7 项。 1.1.6 ★支持血管内中膜自动实时测量，自动获取6组IMT内膜厚度值，并实时更新。	血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数 ≥ 7 项。 支持血管内中膜自动实时测量，自动获取6组IMT内膜厚度值，并实时更新。	无偏离	/
29.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.7 ★支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。	支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。	无偏离	
30.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.8 ★IVF 卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF 评估指标及发育趋势线分析	IVF 卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF 评估指标及发育趋势线分析	无偏离	
31.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.9 ★心功能自动测量软件，自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心机边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。	心功能自动测量软件，自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心机边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。	无偏离	
32.	彩色多普勒超声诊断仪			无偏离	/

33.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.10 小儿髋关节自动测量功能,可自动计算 α 角, β 角,自动进行临床分型。	小儿髋关节自动测量功能,可自动计算 α 角, β 角,自动进行临床分型。	无偏离	/
34.	彩色多普勒超声诊断仪	电影回放和数据存储	电影回放和数据存储	无偏离	/
35.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.1 支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放,电影回放支持编辑和剪裁功能 1.1.2 ★支持向后存储和向前存储,时间长度可预置,向后存储 ≥ 6 分钟的电影,对剪裁和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑;图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储,并且具有独立存储功能键	支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放,电影回放支持编辑和剪裁功能 支持向后存储和向前存储,时间长度可预置,向后存储8分钟的电影,对剪裁和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑;图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储,具有独立的存储功能键	无偏离	/
36.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.3 ★原始数据处理,支持动态图像冻结后, ≥ 30 参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像。	原始数据处理,支持动态图像冻结后,30参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像。	无偏离	可存储的时间更长,便于检查
37.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.4 ★硬盘: $\geq 1T$ 硬盘, SSD 固态硬盘 $\geq 128G$	硬盘:1T 硬盘, SSD 固态硬盘128G	无偏离	/
38.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.5 ★支持一键传输图片到智能手机终端或PC端	支持一键传输图片到智能手机终端或PC端	无偏离	/
39.	彩色多普勒超声诊断仪			无偏离	/



40.	彩色多普勒超声诊断仪	1.4 系统技术参数及要求	系统技术参数及要求	无偏离	/
41.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.1 二维灰阶模式	二维灰阶模式	无偏离	/
42.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.1.1 数字化全程动态聚焦, 数字化可变孔径及动态变迹, $A/D \geq 12 \text{ bit}$	数字化全程动态聚焦, 数字化可变孔径及动态变迹, $A/D \geq 12 \text{ bit}$	无偏离	/
43.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.1.2 ★复合成像技术: 采用多达 9 条声束偏转的复合超声成像, 提升图像的细节分辨率和加强边界显示, 消除伪像;	复合成像技术: 采用多达 9 条声束偏转的复合超声成像, 提升图像的细节分辨率和加强边界显示, 消除伪像;		/
44.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.1.3 ★组织特异性成像预设, 针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像, 减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真	组织特异性成像预设, 针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像, 减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真		/
45.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.1.4 ★声速匹配技术, 可根据人体组织真实情况, 一键实时自动匹配至最佳成像声速, 并以具体数值 (SSC 值) 在屏幕上显示 (提供屏幕证明图片)	声速匹配技术, 可根据人体组织真实情况, 一键实时自动匹配至最佳成像声速, 并以具体数值 (SSC 值) 在屏幕上显示	无偏离	见证明图片 投标文件 第42页
46.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.1.5 最大显示深度: $\geq 38 \text{ cm}$	最大显示深度: 40 cm	正偏离	检查深度 更深, 检查 范围更广

47.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.1.6 TGC: ≥ 8 段, LGC: ≥ 6 段	TGC: 8 段, LGC: 8 段	正偏离	LGC: 8 段, 图像调节更广泛, 适合更多的检查场景
48.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.1.7 成像速度: 相控阵探头, 18CM 深度时, 扫描角度 90 度, 帧率 ≥ 50 帧/秒	成像速度: 相控阵探头, 18CM 深度时, 扫描角度 90 度, 帧率 50 帧/秒	无偏离	/
49.	彩色多普勒超声诊断仪	凸阵探头, 18CM 深度时, 扫描角度最大, 帧率 ≥ 20 帧/秒	凸阵探头, 18CM 深度时, 扫描角度最大, 帧率 20 帧/秒	无偏离	/
50.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.2 彩色多普勒成像	彩色多普勒成像	无偏离	/
51.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.2.1 显示方式: B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW	显示方式: B/C、B/C/M、B/POWER B/C/PW	无偏离	/
52.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.2.2 $\star$ 取样框偏转: $\geq \pm 30$ 度, 取样框可根据探头血流方向自动调节	$\star$ 取样框偏转: ± 30 度, 取样框可根据探头血流方向自动调节	无偏离	/
53.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.2.3 $\star$ 速度标识功能, 标识不同血流速度边界, 观察血流分布及速度梯度	$\star$ 速度标识功能, 标识不同血流速度边界, 观察血流分布及速度梯度	无偏离	/
54.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.2.4 成像速度:	成像速度:	无偏离	/

55.	彩色多普勒超声诊断仪	相控阵探头，彩色取样框全视野，18CM深度时，帧率 ≥ 9 帧/秒	相控阵探头，彩色取样框全视野，18CM深度时，帧率9帧/秒	无偏离	/
56.	彩色多普勒超声诊断仪	凸阵探头，彩色取样框全视野，18CM深度时，帧率 ≥ 5 帧/秒	凸阵探头，彩色取样框全视野，18CM深度时，帧率5帧/秒	无偏离	/
57.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.3 频谱多普勒模式	频谱多普勒模式	无偏离	/
58.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.3.1 包络脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒	包络脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒	无偏离	/
59.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.4 探头规格	探头规格	无偏离	/
60.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.4.1 频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频， ≥ 3 段	频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，3段	无偏离	/
61.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.4.2 扫描频率：凸阵探头：带宽：1.5-6.0MHz，角度 $\geq 70^\circ$ ；	扫描频率：凸阵探头：带宽：1.5-6.0MHz，角度 70° ；	无偏离	/
62.	彩色多普勒超声诊断仪	线阵探头：带宽：3-13 MHz；	线阵探头：带宽：3-13 MHz；	无偏离	/
63.	彩色多普勒超声诊断仪	相控阵探头：带宽：1.0-5.0 MHz；	相控阵探头：带宽：1.0-5.0 MHz；	无偏离	/

64.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.4.3 穿刺引导, 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能	穿刺引导, 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能	无偏离	/
65.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.5 应变式弹性成像	应变式弹性成像	无偏离	/
66.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.5.1 ★支持探头: 浅表探头、腔内探头	支持探头: 浅表探头、腔内探头	无偏离	/
67.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.5.2 具备肿块周边组织弹性定量分析功能。	具备肿块周边组织弹性定量分析功能。	无偏离	/
68.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.5.3 具备定量测量映射分析, 即在组织图测量时弹性图同步测量。	具备定量测量映射分析, 即在组织图测量时弹性图同步测量。	无偏离	/
69.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.6 ★剪切波弹性成像	剪切波弹性成像	无偏离	/
70.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.6.1 支持探头: 凸阵探头, 线阵探头;	支持探头: 凸阵探头, 线阵探头;	无偏离	/
71.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.6.2 支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像	支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像	无偏离	/
72.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.6.3 实时剪切波弹性成像取样框大小可调, 可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。	实时剪切波弹性成像取样框大小可调, 可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。	无偏离	/

73.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.6.4 实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调。	实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调。	无偏离	/
74.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.6.5 支持肿块周边组织定量分析功能。	支持肿块周边组织定量分析功能。	无偏离	/
75.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.7 造影成像及定量分析功能	造影成像及定量分析功能	无偏离	/
76.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.7.1 ★支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头支持微血管造影增强功能	支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头支持微血管造影增强功能	无偏离	/
77.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.7.2 ★造影定量分析：取样品点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。	造影定量分析：取样品点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。	无偏离	/
78.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.8 TDI 组织多普勒成像	TDI 组织多普勒成像	无偏离	/
79.	彩色多普勒超声诊断仪	1.1.8.1 ★TDI 成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M 型模式图 1.1.8.2 ★TDI 组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示 ≥ 6 段心肌组织运动速度曲线图	TDI 成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M 型模式图 TDI 组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示 6 段心肌组织运动速度曲线图	无偏离	/
80.	彩色多普勒超声诊断仪			无偏离	/

投标人（并加盖公章）：达州利信医疗器械有限责任公司

证明图片：1.1.1.4 ★声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳速度，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示

