

五、报价明细表

(一) 报价汇总表

汇总表					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	化学吊装实验室	套	1	794662	794662
2	化学准备室	套	1	32884	32884
3	化学仪器	套	1	120486	120486
4	生物吊装实验室	套	1	616076	616076
5	生物准备室	套	1	32884	32884
6	生物仪器	套	1	169665	169665
7	生物综合仪器室	套	1	57826	57826
8	物理吊装实验室	套	1	832052	832052
9	物理准备室	套	1	69214	69214
10	物理仪器	套	1	245192	245192
11	药品室	套	1	31005	31005
12	危化品室	套	1	70200	70200
13	废水处理装置	套	1	46410	46410
14	物理仪器室	套	1	26076	26076
15	教师办公室	套	1	17200	17200
16	走廊文化建设	套	1	100640	100640
合计			小写：3262472元 大写：叁佰贰拾陆万贰仟肆佰柒拾贰元整		



源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

(二) 报价明细表

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1. 化学吊装实验室							
一、教师演示授课区							
1	教师演示台	<p>1、规格：2400×750×850mm</p> <p>2、台面：一体化台面，使用12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。</p> <p>★3、基材：优质三聚氰胺板，静曲强度20Mpa，弹性模量3200Mpa，内结合强度0.50Mpa，表面胶合强度2.0Mpa，2h水厚度膨胀率1%，密度1.0g/cm³，握螺钉力板面2000N，板边900N，表面耐磨30mg/100r、耐香烟灼烧2级、耐干热2级、耐污染腐蚀2级、耐龟裂2级、耐水蒸汽2级，甲醛释放量0.030mg/m³，TVOC72h：0.1mg/(m²·h)。三聚氰胺板抽检，检测依据GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、HJ 571-2010，抽样基数或受检批数量80块，检测报告对以上技术参数进行检测，检测结果符合并优于以上技术要求。（投标文件中已提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）</p> <p>★4、水性喷胶：总挥发性有机物含量30g/L，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均无。水性喷胶抽检，检测依据GB18583-2008，抽样基数或受检批数量10KG，检测报告对以上技术参数进行检测，检测结果符合以上技术要求。（投标文件中已提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）</p> <p>★5、封边：使用ABS激光封边条，厚度H2.0mm，耐开裂性（耐龟裂性）1级，耐光色牢度4级。激光封边条抽检，检测依据</p>	2	张	3640	7280	军成富康（JCFK010）

9DDA94AB

		<p>QB/T 4463-2013，抽样基数或受检批数量 40 件，检测报告对以上技术参数进行检测，检测结果符合以上技术要求。（投标文件中已提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）</p> <p>★6、配件：三合一连接件：外观无缺陷，金属镀层抗盐雾锈点数为 0，三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度在 170—180 度之间，偏心体抗压强度 260N，连接件预埋螺母抗拉强度 700N，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 800N，偏心体与连接螺杆的扭矩 8. 0N. m。三合一连接件抽检，检测依据 GB/T 28203-2011，抽样基数或受检批数量 130 件，检测报告对以上技术参数进行检测，检测结果符合以上技术要求。（投标文件中已提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）</p>					
2	教师座椅	<p>A. 靠背与座垫要求</p> <p>1. 材质：（1）靠背和座垫使用 PP（聚丙烯）塑料全新料一体注塑成型。（2）使用全新原料进行生产。</p> <p>2. 靠背尺寸：440mm(±10mm) × 370mm(±10mm)。</p> <p>3. 座垫尺寸：440mm(±10mm) × 430mm(±10mm)。</p> <p>4. 功能要求：（1）靠背使用多孔式五边形孔洞设计，有一弧形造型设计，贴合人体，倚靠舒适。（2）座垫使用多孔式五边形孔洞设计，通风防积水，乘坐舒适。（3）靠背上方有一提手孔洞设计，便于提携。（4）表面无裂纹，褶皱、污渍、无明显色差。</p> <p>5. 结构设计：靠背与座垫使用一体注塑成型，使用非螺丝锁付。</p> <p>B. 椅架要求</p> <p>1. 材质及形状：（1）使用椭圆形亮光管组合焊接而成。（2）</p>	2	把	143	286	利学（LX015）

	<p>结构牢固，长时间使用无产生摇晃、松散的现象。</p> <p>2. 焊接部位外观：焊接完成的钢管架，焊接部位牢固，无脱焊、虚焊、假焊、焊穿。焊缝均匀无毛刺、裂纹等缺陷。</p> <p>3. 尺寸：钢管尺寸为 24mm(±1mm) × 48mm(±1mm) × 壁厚 1.5mm，脚踏管尺寸为：24mm(±1mm) × 48mm(±1mm) × 壁厚 1.0mm；</p> <p>4. 表面涂装：焊接完成的钢管架，钢管里、外表面经脱脂、硅烷无磷转化处理后，表面再喷涂粉末涂料，涂料具有耐腐蚀强、零甲醛无溶剂等特性，经 200 度高温烤漆，附着力特强；涂层表面均匀，色泽一致、平整且清晰、均匀。无漏底、锈蚀；疙瘩、皱皮等缺陷。漆膜无膨胀、鼓泡、剥落、生锈无明显变色和失光现象。</p> <p>5. 功能：(1) 左右脚架各加装一组高度调节装置，调节范围每一阶可间隔 ≤ 30mm。(2) 调节高度时，无需使用任何工具。(3) 调节装置灵活、可靠、安全。</p> <p>C. 脚垫要求</p> <p>1. 材质：(1) 使用 PP（聚丙烯）塑料一体注塑成型。</p> <p>2. 长脚垫尺寸：215mm(±2mm) × 130mm(±2mm) × 32mm(±2mm)。短脚垫尺寸：78mm(±2mm) × 63mm(±2mm) × 41mm(±2mm)。</p> <p>3. 功能：(1) 包覆贴地管并加以螺丝锁附安装，巩固强化不掉落，包覆管材端口，防止异物进入。(2) 外观边缘有倒圆角圆弧安全防撞设计。(3) 脚垫表面无裂缝、叠缝。(4) 脚垫与钢架接口断面封闭。</p> <p>★投标文件中已提供第三方检测机构出具的所投产品检测报告扫描件。(1) 检测报告依据 GB/T 32487-2016，进行 500</p>					
--	--	--	--	--	--	--



源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

		<p>小时耐老化性能检测，检测要求冲击强度的保持率 60%，外观颜色变色评级 3 级，检测结果符合要求。（2）检测报告依据 GB/T 9343-2008，对闪燃温度、自燃温度进行检测，检测结果闪燃温度 500℃，自燃温度 650℃。检测结果符合并优于要求。（3）检测报告依据 GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020，检验内容：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、鼠伤寒沙门氏菌、肺炎链球菌等菌种抗菌率 > 90%；黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、腊叶芽枝霉、黄曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢等霉菌防霉等级为 0 级。 ★投标文件中已提供第三方检测机构出具的所投产品检测报告扫描件。检测报告依据 QB/T 4071-2021，检验内容包含：底脚平稳性、金属件外观要求（管材、焊接件、冲压件、喷涂层）、塑料件外观要求、金属件喷涂层（抗盐雾、抗冲击、附着力）、塑料桌面理化性能（耐污染、耐老化（500h））、安全性、椅子向前倾翻、无扶手椅侧向倾翻、椅子向后倾翻、座面、椅背联合静载荷、座面、椅背耐久性试验、座面侧向静载荷、椅腿向前静载荷试验、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验、椅背冲击试验、踏脚静载荷、椅腿跌落试验等项目，检测结果符合要求。</p>					
二、学生实验操作区							
1	学生实验桌	<p>1、规格：1200×600×780mm 2、台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温 1300 度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能。四周边缘采用工程塑料一体注塑成型进行包边，减少桌体间机械碰撞，前沿设挡水边，可有效阻挡仪器滑落。</p>	56	张	1700	95200	军成富康（JCFK054）

		<p>★投标文件中已提供第三方检测机构出具的陶瓷桌面包边检测报告扫描件。①检测报告依据《GB/T 6040-2019 红外光谱分析方法通则》，检测结果主体材质为聚丙烯（PP）。②检测报告依据《GB/T 26696-2011 家具用高分子材料台面板》，检测结果耐酸碱等级为1级。</p> <p>3、桌体：塑钢结构</p> <p>4、桌腿：主体采用尼龙钢化增强复合材料一体化注塑，一次成型，内壁加强筋增强结构强度，厚度3mm，具有耐腐蚀、抗氧化等特点。两侧桌脚呈三点稳定仿生结构支撑形态，外型为流线形设计，拐角呈弧线型圆滑流畅，避免锐角磕碰。台面与桌腿连接转角处装饰外盖采用ABS工程塑料材质。紧固连接件采用不锈钢材质。</p> <p>5、固定横梁采用30×30×2mm和40×30×2mm矩形钢构件焊接制成，支撑横杆采用Φ32mm厚度2mm钢管制成，整体更加稳固。金属构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，具有耐酸碱、耐腐蚀特点。</p> <p>6、挡板：采用1000×260×1mm厚镀锌钢板压制成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理。</p> <p>7、书包斗：使用ABS工程塑料一次注塑成型，预留学生凳挂靠口。</p> <p>8、脚垫：使用Φ70mm增强尼龙碳钢可调脚，平稳支撑，防止晃动，防滑防震。</p>					
2	学生实验凳	<p>1、产品规格：凳面直径320mm，高度380-480mm（高度可调）；</p> <p>2、技术参数：凳面使用聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，使用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；</p>	112	个	128	14336	利学（LX055）



源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

		<p>学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，不占用空间面积，五星脚使用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。</p> <p>★投标文件中已提供第三方检测机构出具的实验凳检测报告扫描件，检测报告依据《QB/T 2280-2016 办公家具办公椅》，对塑料件外观、金属件外观、涂层和镀层、座面冲击试验、底座静载荷、座面回转耐久性、座面耐久性、跌落进行检测，检测结果符合要求。</p>					
三、吊顶安装可升降集成系统—控制系统							
1	智能控制柜	<p>1、规格：900×400×1800mm；</p> <p>2、智能控制柜内置总电源开关 1 个，电源保护器 1 个，PLC 控制器及功能扩展模块 1 套，PLC 专用电源 1 个，PLC 保护模块 1 个、急停控制系统 1 个，工作指示灯 1 个，分组控制系统。</p> <p>（1）电源控制系统：PLC 智能化控制系统集中控制，可分组控制 AC220V 电源，具有过载、短路等保护功能；</p> <p>（2）照明控制系统：PLC 智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能；</p> <p>（3）给排水控制系统：给水系统：设有总给水控制阀门，教师方便对全室供水系统进行控制；自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制；</p> <p>（4）通风控制系统：使用风机矢量控制变频器：使用空间电压矢量控制原理，使用模块化设计、双 CPU 控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指</p>	2	个	31000	62000	利学(LX029)

		<p>标为：1. 频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由 LED 显示；2. 输入额定电压：三相 380V，±15%；3. 输入额定频率：50/60HZ；4. 控制方式：空间电压矢量控制；5. 输出频率：1.00~400.0HZ；6. 过载能力：150%额定电流；7. 保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。</p> <p>（5）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。</p> <p>3、控制系统：使用工程 PLC 控制系统。</p> <p>★投标文件中已提供第三方检测机构出具的智能控制柜检测报告扫描件，检测报告依据《GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第 1 部分：通用要求》，对保护连接、电压试验、与电网电源的连接和设备零部件之间的连接、供电电源的断开进行检测，检测结果符合要求。</p>					
2	控制面板	<p>7 寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制；</p> <p>（1）通风控制：可实现触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；</p> <p>（2）供水控制：可实现集中控制整室给排水；</p> <p>（3）照明控制：可实现分组控制整室照明；</p> <p>（4）电源控制：可实现分组控制学生高低压电源；</p> <p>（5）摇臂控制：可实现控制摇臂升降机构。</p>	2	套	2177	4354	利学(LX0101)
四、吊顶安装可升降集成系统—通风系统							
1	实验室专用通风罩	<p>万向式吸风罩。</p> <p>1、万向节使用铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；活动关节使用高密度 PP 材质，旋钮式螺纹压紧；可 360 度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；</p> <p>2、气流调节阀使用手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流</p>	58	个	773	44834	利学(LX038)

		量； 3、旋转装置活动半径 900mm； 4、PC 塑料成型制作风口柔性伸缩连接管；在通风机的强制抽风下经吸风罩汇入将实验废气排出室外，最佳排气距离可调整。 ★投标文件中已提供第三方检测机构出具的万向式吸风罩检测报告扫描件，检测报告依据 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，在进行 300h 中性盐雾试验后，吸风罩外观评级达到 10 级，检测结果符合要求。					
2	吊装式通风管道	1、规格尺寸：标准模块化组成，2400mm 为一组； 2、通风主管道、支管道均使用耐腐蚀 PVC 制作而成，主管道：Ø315mm；通风支管道：Ø250mm、Ø200mm、Ø160mm 风道，接口使用专用接口连接。	24	套	799	19176	利学（LX039）
3	吊装通风装置	1. 通风机：选用箱式低噪变频风机，使用数字变频调控，具有噪音低、坚固耐用、风量大等特点。可利用智能化控制系统进行风量调节（随意调节风量大小），控制通风机，联接各风道，能有效排除实验桌及室内的有害腐蚀气体。1、实验通风机规格：功率 5.5KW，箱式变频 6#带自动调速机。内径尺寸：1100*1200*1200mm，重量：185kg，电压：380V。配一体化消声器材、风流量 10210-15600m ³ /h，全压 890-932Pa，转速：950r/min，每小时教室换气次数 20 次以上，排毒（3-5 分钟每次）达到 98%。可根据室内环境调节。 2. 风机控制线：专用风机控制线。	2	套	22750	45500	利学（LX040）
五、吊顶安装可升降集成系统—照明系统							



源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

1	照明光源	接收智能化控制系统控制，功能面板使用 200×600mmABS 工程塑料注塑成型，内部安装镜面铝板反光罩及阻燃 ABS 一次成型灯架，配置 LED 灯两套，设计安装磨砂均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。	60	个	318	19080	福凯（FK010）
2	照明线路	模块化设计，每组模块间使用活接式连接，方便安装、检修。使用通用优质铜芯电线进行系统布线。	2	项	3087	6174	福凯（FK011）
六、吊顶安装可升降集成系统—水电系统							
1	摇臂升降机构	<p>1、摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为 24V 低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为 ABS 工程塑料。</p> <p>2、支撑悬臂：使用 1.2mm 厚 70×80×420mm 椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。</p> <p>3、功能操作模块规格（长×高×厚）：600×200×110mm</p> <p>4、整体呈横向椭圆状，表面圆润防止学生磕碰；</p> <p>5、功能操作模块由正面功能操作面板和背面检修面板组成，主体均使用 3.5mm 厚 ABS 阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能；功能接口模块 8 个，包含：2 20V 电源五孔插座、USB 功能接口和网络接口。</p> <p>6、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用，模块规格 65×65mm；</p> <p>7、每组功能操作面板可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不超过 150mm。</p> <p>8、给排水接口：接收智能化控制系统控制，摇臂操作面板上预留快速给排水接口 1 对、信号控制接口 1 个。快速给水接口使用铜质镀镍工艺，自带止流阀和手动阀（止流阀可实现</p>	30	个	3200	96000	利学（LX049）

		拔出给水管接头时，出水口自动止水），快速排水接口使用 P P-R 材质注塑成型。 9、摇臂设有自检测功能，当摇臂与水槽信号控制线相连时，摇臂处于使用状态，自动锁定不能升降，避免误操作。 10、背面检修面板留有散热孔，功能模块底面带有不锈钢挂环，可收束电源线； 11、所有紧固零件均使用不锈钢材质； 12、所有功能模块均接受智能控制系统控制。 ★投标文件中 已提供 第三方检测机构出具的摇臂升降机构检测报告扫描件，检测报告依据《GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、《GB/T 2423.1-2008 电子电工产品环境试验第2部分：试验方法试验 A：低温》、《GB/T 2423.2-2008 电子电工产品环境试验第2部分：试验方法试验 B：高温》、《GB/T 2423.3-2016 环境试验第2部分：试验方法试验 Cab：恒定湿热试验》、《GB/T 2887-2011 计算机场地通用规范》，对外观及功能检测、内部布线、电气强度、绝缘电阻、高温试验、低温试验、恒定湿热贮存试验、摇臂摇摆次数要求（试验摇摆次数 8000 次）、运行噪音（55dB）等进行检测，检测结果符合要求。					
2	水槽柜	1、规格尺寸：500×600×1030H/水槽深度 270mm 2、水槽柜上部为多功能安装平台使用工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水 PVC 管、信号控制连接线、低压学生电源、三联水嘴、8 试管位滴水架。 ★投标文件中 已提供 第三方检测机构出具的多功能安装平台检测报告扫描件。①检测报告依据《GB/T 6040-2019 红外光谱分析方法通则》，检测结果主体材质为聚丙烯（PP）。②	30	个	2470	74100	利学（LX030）， chunshui（CL2013 A）

		<p>检测报告依据《GB/T 9341-2008 塑料弯曲性能的测定》，检测结果 1870MPa。</p> <p>3、低压学生电源固定安装于两侧，接收智能化控制系统控制，低压交流电源 2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调；交直流电压均使用数码显示；</p> <p>4、水槽与台面使用工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，内部集成自动水位控制系统，四周边缘设计挡水边。</p> <p>5、三联水嘴使用工程塑料模具注塑成型。</p> <p>6、水槽柜使用双层过滤结构，水槽下水口带有过滤网，水槽柜中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，背面预留检修口。</p> <p>7、水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。</p> <p>8、水槽柜底部安装静音万向轮。</p> <p>★投标文件中已提供第三方检测机构出具的所投产品检测报告扫描件，检测报告依据《GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、耐潮湿、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件进行检测，检测结果符合要求。</p>					
3	学生低压电源及网络智能控制系统	<p>1、0-30V 交流电压电源，分档输出，额定电流 6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）；</p> <p>2、1.25-30V 精密稳压电源，无级输出（分辨率为 0.1V），额定电流 6A；</p> <p>3、接受智能控制柜控制。</p>	2	套	11830	23660	利学（LX115）
4	自动给排水	1、包括自动排水模块 1 组、自动水位控制器 1 组、信号控制	30	套	3087	92610	利学（LX116）



源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

	系统	器 1 套、自动保护系统 1 组。 2、所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板设计排水接口，快速给排水接口与多功能移动水槽台使用优质 PVC 软管连接，信号控制接口与多功能移动水槽台使用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。					
5	给排水布管	1、给水主管选用 $\varnothing 20 \times 32$ mm PP-R 给水管，模块化设计，每组模块间使用活接式连接，方便安装、检修。 2、排水管选用加厚 $\varnothing 50 \sim 75$ mm PVC-U 国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间使用活接式连接，方便安装、检修。	2	项	5687	11374	利生（定制）
6	电气网络线路	1、供电布线：模块化设计，每组模块间使用活接式连接，方便安装、检修。使用通用优质铜芯电线进行系统布线。 2、网络布线：工程级五类网线。	2	项	3451	6902	利生（定制）
七、吊顶安装可升降集成系统主体							
1	系统主体构架	1、规格尺寸：标准模块化组成， $2400 \times 960 \times 600$ mm 为一组； 2、外形及材质：流线型设计（飞机舱体式设计），内质承重结构框架使用 30×30 mm 方形铝合金，左右装饰条使用 180×200 流线型 ABS 工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、防潮等功能，美观实用。 ★投标文件中已提供第三方检测机构出具的系统主体构架检测报告扫描件，检测报告依据《GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第 1 部分：通用要求》，对防机械危险、耐机械冲击和撞击进行检测，检测结果符合要求。	24	组	3451	82824	利学（LX032）
2	系统外观装	1、规格尺寸：标准模块化组成， $1200 \times 960 \times 600$ mm 为一组；	48	组	689	33072	利学（LX050）

	饰功能板	2、系统外部两侧使用半圆弧形装饰板（规格：400×300mm）、底部装饰板（规格：600×300mm）均使用 ABS 工程塑料一次性注塑成型，所有装饰部件使用模块化设计，拆卸方便，便于检修。 ★投标文件中 已提供 第三方检测机构出具的侧板和底板的检测报告扫描件，检测报告依据 GB 8624-2012，对塑料垂直燃烧进行检测，检测结果符合要求。					
3	系统安装辅件	1、使用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 2、主要辅件有：矩形钢、三角铁、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 ★投标文件中 已提供 第三方检测机构出具的三角铁检测报告扫描件，检测报告依据《GB/T 4340.1-2024》、《GB/T 230.1-2018》、《GB/T 228.1-2021》、《GB/T 10125-2021》、《GB/T 6461-2002》、《GB/T 229-2020》、《GB/T 232-2024》、《GB/T 1423-1996》，检测要求：①维氏硬度 150，洛氏硬度 70；②抗拉强度 400Rm/MPa，断后伸长率 20%；③耐盐雾试验：48h 中性盐雾（NSS）试验后，表面无明显变化，外观等级 10 级；④冲击测试：冲击吸收能量 70J；⑤弯曲试验：弯曲半径 10mm，弯曲角度 180°，弯曲表面无可见裂纹；⑥密度测试：密度 7.8g/cm ³ 。检测结果符合要求。	2	项	4550	9100	利学（LX042）
4	安装调试	1、吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，使用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、通风系统安装调试；	2	项	7475	14950	利生（定制）

		5、给排水安装调试； 6、供电系统安装调试； 7、照明系统安装调试；					
八、环创物品							
1	实验室管理制度展板	包括化学实验室管理制度和化学实验室岗位职责两块展板，用于实验老师对实验室的管理和明确老师的岗位职责。	2	项	325	650	利生（定制）
2	教师端挂物洞洞板	用于教师悬挂工作服或其他挂件物品。	2	项	520	1040	利生（定制）
3	化学知识展板	结合学科知识进行设计，生动形象地表现化学知识，提高学生的观赏兴趣。版面可加入校园文化等内容，如学校 logo、校风校训等。	2	项	325	650	利生（定制）
4	实验室信息公告栏	（1）使用优质 100% 聚酯纤维板制作而成，具有良好的吸音性能、装饰性能，多种颜色可选。 （2）具体尺寸根据实验室墙面定制，可在其上喷制校园文化如学校 logo、校风校训等内容。形状多变，可加入化学仪器如烧杯、锥形瓶、烧瓶、酒精灯等化学元素，用于装饰整间实验室的氛围环境。 （3）其主要用于展示相关化学学科信息，如实验信息、实验安排计划、学科竞赛信息、学生优秀实验报告、经典实验等信息内容。 （4）有害物质释放量符合国家标准，达到 E1 级要求。 （5）具有良好的防火性能，达到 B1 级防火要求。 （6）具有良好的抗冲击性能，具有优秀的弹性、韧性、耐磨性、抗冲击、耐撕裂、不易划破的性能。 （7）密度低于 0.3，每平方米重量低于 3 公斤，降低建筑物的载荷。	2	项	975	1950	利生（定制）

		(8) 具有良好的物理性能，不会因温度和湿度的改变而膨胀或缩小。					
5	配电箱贴	根据校园文化定制配电箱外表面贴纸，使之融入教室墙面设计，与实验室环境建设和谐统一	2	项	650	1300	利生（定制）
6	教师演示台背板 logo	教师演示台背面板材定制学校 logo	2	项	130	260	利生（定制）
九、环境布展							
1	墙面文创	1、化学学科墙布：使用无味、环保 1.5mm 涤纶宣绒布（约 20 平方）。 2、化学学科窗贴：定制化学学科知识图案，使用绿色环保墨水，彩白彩工艺完美呈现绚丽色彩，画面细腻逼真（约 3.5 平方）。 3、化学学科挂钟：定制学科挂钟，结合学科元素和校园文化定制化设计。 4、化学学科顶面贴纸：高清写真背胶工艺，每张大小约 0.6m*0.6m，约 20 张。 5、以上文创建设需校方同意后方可施工。	2	项	13000	26000	利生（定制）
合计			794662元				
2. 化学准备室							
1	准备台	1、规格：2400×1200×850mm 2、台面：一体化台面，使用 12mm 实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。 3、台的结构：铝木结构 4、框架：使用模具成型圆型铝镁合金框架，内置框架使用方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，使用	1	个	4459	4459	利学（LXZBT-01）

		模具开发 PC+ABS 工程塑料合金连插件连接，整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 5、台身：侧、前后档板、门板等均使用优质环保三聚氰胺灰白色双贴面板。所有板材截面均使用热溶封边机以 PVC 封边。 6、可调脚：使用模具成型 PC+ABS 工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。					
2	化验水槽	高密度黑色 PP 材质一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐有机溶剂、耐热性能好。	1	个	130	130	利学 (LXHXSC-01)
3	三联水嘴	三联水嘴使用工程塑料模具注塑成型，两低一高。	1	副	195	195	chunshui (CL2013 A)
4	台式紧急洗眼器	用于出现实验过程中药品不慎溅入眼睛情况，进行紧急冲洗眼睛。	1	个	227	227	利学 (LXXYQ-01)
5	插座电源	86 式五孔插座	2	个	65	130	利学 (LXDY-01)
6	试剂架	1、立柱钢制结构，装在准备台上以支撑试剂架。 2、层板：双层，高低可调，使用 8mm 厚玻璃，层板两侧加装不锈钢挡杆，防止器皿滑落。	1	组	455	455	利学 (LXSJJ-01)
7	仪器柜	1、规格：1000*500*2000mm 2、结构：铝木结构 3、铝合金框架结构，后立杆铝型材为双槽，配以 ABS 连接件组装而成；上部木制门框玻璃对开门、三层活动隔板，轨道式钢制可调立杆，每块活动隔板下加两根横梁，下部木制对开门，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐酸碱、耐腐蚀、外形美观、经久耐用等特点。	18	个	1495	26910	军成富康 (JCFK060)

		<p>★4、基材：使用优质刨花板，抑菌性能依据 QB/T 4371-2012，试验菌种包含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌等菌种，抑菌率均>99%；防霉性能依据 JC/T 2039-2010，试验菌种包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等菌种，试验后防霉等级达到 0 级。投标文件中已提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。</p> <p>5、可调脚：使用 ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。</p>					
8	仪器柜专用标签盒	亚克力材质制作，外观透明，粘贴于仪器柜上部玻璃门上，内部插槽可放入仪器清单编目卡，使整柜的放置仪器清单一目了然，更换仪器清单编目卡时只拿出更换即可，方便快捷。	18	个	19	342	利生（定制）
9	序号贴	不干胶贴纸制作，粘贴于仪器柜上，用于标明仪器柜柜号，便于仪器上架编录和学校老师使用，能及时找到仪器的位置，版面可印制校园文化内容，如学校 logo 等。	18	张	2	36	利生（定制）
合计			32884元				
3. 化学仪器							
1	化学 3D 实验室软件	<p>1. 软件的全部资源数量 500 个。要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为 3D 高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。</p> <p>2. 软件与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量 100 个。学科实验内容模块根据知识点分类，其中包括常见的无机物及其应用、化学反应原理、化学科学与实验基础、化学与 STSE、物质结构与性质、有机化学基础等实验内容与实验场景。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课</p>	1	套	10270	10270	博瑞卡（BRK-HX）

	<p>堂教学效率。</p> <p>3. 软件可供自由搭建，组合的化学实验探究平台，要求所有实验中的模型为 3D 高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。其中化学仪器和辅助器材，数量 50 款；实验过程中可添加的固体、液体及气体药品的总数量 500 种。允许用户自由搭建化学实验并进行探究，实验数据要求具有严谨的科学性，同时要求能准确的呈现实验现象，用户创建的实验可以保存和再编辑。</p> <p>★4. 软件物质结构与性质模块，内容资源 90 个，包含原子结构与性质、分子结构与性质、晶体结构与性质三个部分，模块内容充分展现了课本中教学所需的物质结构资源，并提供详尽的辅助信息，包括：原理信息提示语、成键过程描述、分析形成过程描述、键的极性描述、分子极性描述、晶体计算描述以及同类晶体基本信息等内容。支持学生对软件内容进行深度交互操作，涵盖 3D 模型、可交互式计算过程等内容，能够逼真准确的呈现模型结构、成键过程及计算过程。（投标文件中已提供软件截图证明并加盖生产厂家公章）</p> <p>5. 软件中学常用的实验用品库，支持任意视角对实验器材及实验药品进行独立观察、展示，数量 270 种，要求重点实验器材支持自由拆分，组合。软件实验室取用规则，实验操作规范性演示视频数量 20 个，演示操作过程支持任意视角进行观察。软件要求提供三维分子模型模块，要求能呈现课本中重点和常见的分子模型和晶体模型。</p> <p>6. 软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。软件要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。						
2	采集器	1. 半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2. 科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率 80K。 3. 采集器支持 USB 即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无外接电源。 4. 可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5. 可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。	1	台	1625	1625	思迈 (PL-TGL)	
3	无线接收模块	1. 使用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集。 2. 全数字通道，与数据采集器接插使用。 3. 在此种工作状态下，传感器转化为与采集器的无线通信状态。	1	台	117	117	思迈 (PL-UCNL)	
4	传感器通用无线发射模块	1. 支持 Windows 系统，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能。 2. 自锁接头，支持热插拔连接，可充电电池供电。 3. 可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。	2	只	429	858	思迈 (PL-WS)	
5	传感器数据显示模块	1. 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2. 自带 1.77 寸(±0.1 寸) 彩屏。 3. BT 自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据有变化。 4. 具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5. 可充电锂电池供电，可充电电池 (3.6V) 供电。	1	只	877	877	思迈 (PL-GD18)	

		6. 模块具备保存 7 万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7. 带二维码与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。					
6	温度传感器	1. 量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2. 不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	378	378	思迈（PL-TMP）
7	压强传感器	1. 量程：0kPa~700kPa；分度：0.1kPa；可用于直接测量气体的绝对压强； 2. 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20mL 注射器； 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定； 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	503	503	思迈（PL-PRE）
8	高温传感器	1. 量程：0℃~1200℃；分度：1℃。 2. 不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度。 3. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。	1	只	432	432	思迈（PL-HTM）

		4. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。					
9	pH 传感器	1. 量程：0~14；分度：0.01。 2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	507	507	思迈 (PL-PH)
10	多量程电导率传感器	1. 测量范围 1：0~20000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ；分度：10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ； 测量范围 2：0~2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ；分度：1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ； 测量范围 3：0~200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ；分度：0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ； 通过按钮切换量程。 2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	432	432	思迈 (PL-ECR)
11	色度传感器	1. 量程：透光率 0~100%，分度：0.1%；三波长光源 (R、G、B) 测量。	1	只	752	752	思迈 (PL-CIM)

		2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯。 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、苹果系统。					
12	浊度传感器	1. 量程：ONTU~400NTU；分度：0.1NTU； 2. 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定； 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	624	624	思迈（PL-NT）
13	多量程电压传感器	1. 量程 1：-20V~+20V、分度：0.01V； 量程 2：-2V~+2V、分度：0.001V； 量程 3：-0.2V~+0.2V、分度：0.0001V； 2. 要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3. 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4. 传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。	1	只	546	546	思迈（PL-CCVD）

		7. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。					
14	多量程电流传感器	1. 测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：1mA 测量范围：-30mA~+30mA；分度：0.1mA 2. 要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3. 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4. 传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	544	544	思迈（PL-CURD）
15	氧气传感器	1. 量程：0~100%，分度：0.1%。 2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3. 传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。 4. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	1430	1430	思迈（PL-OXG）
16	二氧化碳传感器	1. 量程：0ppm~50000ppm，分度 10ppm。 2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。	1	只	1755	1755	思迈（PL-CO2）

		3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。					
17	钾离子传感器	1. 量程： $10^{-5} \sim 1\text{mol/L}$ ；分度： 10^{-5}mol/L 。用于检测溶液中钾离子浓度。 2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	1566	1566	思迈 (PL-KAI)
18	氯离子传感器	1. 量程： $10^{-5} \sim 1\text{mol/L}$ ；分度： 10^{-5}mol/L 。用于检测溶液中氯离子浓度。 2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	1904	1904	思迈 (PL-CL)
19	铵根传感器	1. 量程： $10^{-5} \sim 1\text{mol/L}$ ；分度： 10^{-5}mol/L ；用于检测溶液中铵根浓度。 2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显	1	只	2132	2132	思迈 (PL-NH4)

		示三种工作方式。 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。					
20	硝酸根传感器	1. 量程：10 ⁻⁵ ~1mol/L；分度：10 ⁻⁵ mol/L；用于检测溶液中硝酸根浓度。 2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	1707	1707	思迈 (PL-N03)
21	氯气传感器	1. 量程：0~20ppm；分度：1ppm；用于检测气体中氯气含量。 2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	1514	1514	思迈 (PL-CL2)
22	氢气传感器	1. 量程：0NTU~400NTU；分度：0.1NTU。 2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。	1	只	884	884	思迈 (PL-H2)

		3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、苹果系统。					
23	铝合金箱	尺寸：410*282*180 (mm)，由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬。	1	套	182	182	思迈（定制）
24	专用充电线	直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为 usb 接口另一端为 micro usb 接口。	1	套	16	16	思迈（定制）
25	附件	1. 含 USB 通讯线 1 条、转接器 4 只、传感器线 4 条； 2. 两端为 BT 插头，插口具有方向性和自锁功能；	1	套	44	44	思迈（定制）
26	软件	1. 使用图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用。具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求； 2. 传感器插入后能自动识别和运行；软件不用设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格； 3. 软件具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式； 4. 具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自定义公式； 5. 软件内设可调整采样频率范围是 0.1~20K； 6. 具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；对实验设置进行保存，	1	套	325	325	思迈（PL-401）

		生成实验模板； 7. 包含专用软件、通用软件、智能实验仪器软件、校准软件、数据导入；同时录制实验操作（录制时间 0-30 分钟可调）及数据显示、双组合图线、计算表格；采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙 ID 号），采集器支持同时连接 12 个传感器；坐标系双 Y 轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示； 8. 软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析； 9. 学生可在软件中发送实验报告； 10. 提供实验帮助，可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。具备同时录制实验操作及数据显示、处理功能。					
27	中和滴定实验器	由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。	1	套	335	335	思迈（PL-207A）
28	多用途生化传感器支架	1. 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成。 2. 机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好。 3. 电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 4. 机械臂长度：600mm。	1	套	94	94	思迈（PL-305）
29	针筒	抗酸、碱塑料制作，适合于气压或气体实验。	1	套	5	5	思迈（定制）
30	多向转接头	配合各类传感器和辅材固定。	1	套	32	32	思迈（PL-002）
31	电磁搅拌器	可控转速，适合中和滴定、溶液多种参数测量实验。	1	套	283	283	思迈（PL-206）

32	中和热实验器	由反应容器、硅胶塞及注射器构成。配合测定强酸与强碱反应的中和热实验。	1	套	143	143	思迈 (PL-223)
33	原电池实验器	配备方槽、铜锌电极，可以产生微弱电动势。	1	套	143	143	思迈 (PL-212)
34	一种溶液稀释池	倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。	1	套	94	94	思迈 (PL-221)
35	多用途密封塞	配合压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器使用，与实验室常用玻璃容器结合。	1	套	44	44	思迈 (PL-214)
36	手摇钻孔器	螺旋立柱能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔。	1	台	78	78	青鱼 (02005)
37	电动钻孔器	钻头可拆卸，配有 2 个以上不同孔径的钻头，以完成对橡胶塞，软木塞电动钻孔	1	台	468	468	东工 (02006)
38	仪器车	规格：930*500*1000mm，台面：800*500mm，材质：SUS304 不锈钢制成，主柱Φ25*1 圆管，三层台面，钢板厚 1.0mm，下有加强筋，台面四周护栏Φ8mm 圆钢，小立柱Φ12*65mm (高)。配置：推手，四只万向轮，两轮带刹。	1	辆	169	169	生乐 (02020)
39	电动离心机	无电锁，15000 转，2ML*12	1	台	715	715	光霞 (02070)
40	离心沉淀器	手摇式	1	台	54	54	青鱼 (02071)
41	磁力加热搅拌器	3.5 寸盘面，国标，100V-220V/50Hz/60Hz	29	台	130	3770	光霞 (02073)
42	金属酒精灯	产品由酒精灯壶、灯芯柱、灭火盖组成。	2	个	8	16	神马 (02074)
43	酒精喷灯	座式，铜制	2	个	41	82	智博 (02075)
44	电加热器	密封式	1	个	54	54	伟洋 (02077)
45	蒸馏水器	不锈钢材质，出水量 5L/h，额定功率 4500W，外接地保护	1	台	624	624	嘉兴市仪器配件 (02081)
46	烘干箱	工作电压(V)：AC220V 50HZ，容积(L)：71；温控范围：室温 +5℃-300℃；带鼓风；镀锌铁内胆	1	台	845	845	和顺 (02084)



源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

47	恒温水浴箱	PID 控温技术, LCD 液晶显示, 清晰直观, 600X300X180mm	1	个	143	143	光霞 (02094)
48	保温漏斗	铜制	2	个	123	246	光霞 (02100)
49	5mL 注射器	5mL, 塑料	60	只	0.5	30	苏云 (02102)
50	50mL 注射器	50mL, 塑料	30	只	4	120	苏云 (02102)
51	100mL 注射器	100mL, 塑料	4	只	9	36	苏云 (02102)
52	塑料洗瓶	250mL	60	个	2.6	156	生乐 (02121)
53	试剂瓶托盘	300×250×70mm, ABS 塑料(内径)	60	个	14.95	897	生乐 (02122)
54	实验用品提篮	实验用品提篮主要为 ABS 工程塑料压制成, 由托盘及提篮拉手一付组成。约长 30*宽 20	2	个	84.5	169	智博 (02123)
55	塑料水槽	250mm×180mm×100mm	60	个	6.5	390	生乐 (02124)
56	碘升华凝华管	密封式	60	个	2.6	156	生乐 (02125)
57	方座支架	技术要求符合 JY0394 的相关规定。	60	套	39	2340	生乐 (03002)
58	万能夹	具备可靠的强度和夹持能力, 便于与实验装置配合、组装。	4	个	18	72	生乐 (03005)
59	三脚架	铁制, 环内径 75mm, 高 150mm	60	个	3.9	234	生乐 (03006)
60	泥三角	产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成。	30	个	1	30	生乐 (03007)
61	试管架	塑料制	60	个	13	780	生乐 (03008)
62	漏斗架	木质	1	个	11	11	生乐 (03009)
63	滴定台	底座台面为大理石面	30	个	21	630	生乐 (03010)
64	滴定夹	塑料制, 外形光滑美观。	30	个	7.8	234	生乐 (03011)
65	多用滴管架	与塑料多用滴管配套使用。	60	个	2.6	156	生乐 (03012)
66	移液管架	塑料	15	个	37	555	生乐 (03014)
67	比色管架	6 孔	30	个	28.6	858	生乐 (03015)
68	组合式支架	产品由支座 2 个、滑道 2 根、滑块 6 个、金属杆 3 根、万向	2	个	39	78	生乐 (03016)



源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

		夹、烧瓶夹、铁环、托盘、吊钩、绝缘杆组成。					
69	高中学生电源	交流：2V~16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V~16V/2A，每2V一档	30	台	144.3	4329	生乐（04003）
70	高中教学电源	交流：2V~24V，每2V一档，2V~6V/12A，8V~12V/6A，14V~24V/3A；直流稳压：1V~25V分档连续可调，2V~6V/6A，8V~12V/4A，14V~24V/2A；40A、8s自动关断	2	台	364	728	生乐（04006）
71	100g 托盘天平	100g，0.1g	30	台	36.4	1092	百灵（11003）
72	500g 托盘天平	500g，0.5g	2	台	57	114	百灵（11003）
73	100g 电子天平	100g，0.1g	30	台	257	7710	百灵（11010）
74	200g 电子天平	200g，0.01g	2	台	403	806	百灵（11010）
75	电子停表	专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能	4	只	39	156	天大（12003）
76	温度计	红液，0℃~100℃	60	支	1	60	盛文（13001）
77	数字测温计	集成温度传感器，-50度~+150度，分辨率0.1度	2	台	49	98	盛文（13007）
78	直流电流表	2.5级，0.6A，3A	30	只	16	480	存真（15008）
79	灵敏电流计	±300μA	30	只	16.9	507	存真（15010）
80	多用电表	指针式，2.5级	2	个	61	122	存真（15011）
81	演示电流电压表	2.5级	2	台	257	514	存真（15016）
82	密度计	密度>1g/cm ³	2	支	2	4	盛文（16001）
83	密度计	密度<1g/cm ³	2	支	2	4	盛文（16001）
84	酸度计（pH计）	笔式，pH测量范围0~14，分辨力0.1，读数清晰，配校准试剂	30	台	58.5	1755	盛文（16003）

85	原电池实验器	带盐桥。使用透明缸体和可换电极结构，共有三种电极：铜板一件，铁板一件，锌板一件。	30	个	10	300	生乐（26003）
86	贮气装置	产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成。	2	台	41	82	青鱼（26005）
87	溶液导电演示器	电解质	2	台	84.5	169	青鱼（26010）
88	微型溶液导电实验器	笔式	60	套	10.4	624	光霞（26011）
89	中和热测定仪	塑料材质	30	套	16.9	507	光霞（26013）
90	氢燃料电池演示器	两个质子交换膜电极，膜电极 33mm×33mm	1	套	754	754	明森（26020）
91	氢燃料电池实验器	带电流、电压表	1	套	494	494	明森（26021）
92	电解槽演示器	离子交换膜	2	台	442	884	和顺（26023）
93	离子交换柱	含玻璃纤维和离子交换树脂	30	支	32.5	975	神马（26025）
94	电泳演示器	用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因。	2	台	110.5	221	南湖摄影（26027）
95	丁达尔现象实验器	演示丁达尔现象	30	台	13	390	神马（26029）
96	二氧化氮球	双球，内封 NO ₂ 和 N ₂ O ₄	60	套	10.4	624	生乐（26031）
97	渗析实验器	渗透膜可换	30	套	15.6	468	斯立特（26033）
98	放电反应实验仪	通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率 30W	2	套	767	1534	日月星云（26035）
99	光化学实验	能演示甲烷与氯气的反应	2	台	124	248	神马（26040）



利生
LISERVE

源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

	演示器						
100	炼铁高炉模型	产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构，它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。	1	个	117	117	向阳花（32001）
101	分子结构模型	演示用，模型由彩色塑料球、镀镍金属棍和塑料螺纹键等元件组成，为球棍式和球球式的组合型	4	套	273	1092	上饶西华（32003）
102	分子结构模型	高中分组用，模型由彩色塑料球、塑料键和塑料螺纹键等元件组成，为球棍式和球球式的组合型。	60	套	52	3120	上饶西华（32003）
103	金刚石结构模型	球直径 30mm	1	套	117	117	上饶西华（32004）
104	石墨结构模型	球直径 30mm	1	套	130	130	上饶西华（32005）
105	碳-60 结构模型	球直径 30mm	1	套	143	143	上饶西华（32006）
106	氯化钠晶体结构模型	球直径 30mm	1	套	130	130	上饶西华（32007）
107	碳的同素异形体结构模型	包括金刚石、石墨、碳-60 三种结构模型；小型，球管式，可拆卸	4	套	33	132	上饶西华（32008）
108	氯化铯晶体结构模型	球直径 30mm	1	套	130	130	上饶西华（32010）
109	二氧化碳晶体结构模型	球直径 23mm	1	套	143	143	上饶西华（32013）
110	二氧化硅晶体结构模型	球直径 23mm	1	套	97	97	上饶西华（32016）
111	金属晶体结构模型	球直径 30mm	1	套	390	390	上饶西华（32019）



源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

112	电子云杂化轨道模型	S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz	1	套	254	254	上饶西华（32024）
113	气体摩尔体积模型	模型使用拆装式	1	个	97	97	神马（32027）
114	沸腾焙烧炉模型	化学教学模型，供中学化学讲解沸腾焙烧过程用，模型整体使用玻璃钢材质	1	个	195	195	向阳花（32031）
115	硫酸接触室模型	化学教学模型，供中学化学讲解硫酸接触过程用。	1	个	201	201	向阳花（32034）
116	氨合成塔模型	化学教学模型，供中学化学讲解氨合成过程用。	1	个	182	182	向阳花（32036）
117	炼钢转炉模型	化学教学模型，供中学化学讲解炼钢过程用。	1	个	130	130	向阳花（32040）
118	金属矿物、金属及合金标本	各类5种	1	盒	6	6	生乐（42001）
119	原油常见馏分标本	8种	1	盒	5	5	生乐（42002）
120	合成有机高分子材料标本	10种	1	盒	5	5	生乐（42003）
121	新型无机非金属材料标本	氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等	1	盒	21	21	弘儒（42004）
122	复合材料标本	5种	1	盒	21	21	弘儒（42007）
123	10mL量筒	10mL	60	个	2	120	隆华（60001）



利生
LISERVE

源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

124	25mL 量筒	25mL	60	个	3	180	隆华 (60001)
125	50mL 量筒	50mL	60	个	3.5	210	隆华 (60001)
126	100mL 量筒	100mL	4	个	4	16	隆华 (60001)
127	500mL 量筒	500mL	4	个	15.5	62	隆华 (60001)
128	1000mL 量筒	1000mL	4	个	23	92	隆华 (60001)
129	250mL 量杯	250mL	4	个	11	44	隆华 (60012)
130	50mL 容量瓶	50mL	4	个	4.5	18	隆华 (60023)
131	100mL 容量瓶	100mL	60	个	5.2	312	隆华 (60023)
132	250mL 容量瓶	250mL	4	个	8	32	隆华 (60023)
133	500mL 容量瓶	500mL	30	个	10	300	隆华 (60023)
134	1000mL 容量瓶	1000mL	2	个	15	30	隆华 (60023)
135	25mL 酸式滴定管	酸式, 25mL	60	支	11	660	隆华 (60041)
136	50mL 酸式滴定管	酸式, 50mL	30	支	22	660	隆华 (60041)
137	25mL 碱式滴定管	碱式, 25mL	60	支	7.8	468	隆华 (60041)
138	50mL 碱式滴定管	碱式, 50mL	30	支	13	390	隆华 (60041)
139	50mL 四氟乙烯滴定管	聚四氟乙烯活塞, 50mL	4	支	65	260	隆华 (60041)
140	1mL 移液管	1mL	30	支	3	90	隆华 (60052)



利生
LISERVE

源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

141	2mL 移液管	2mL	30	支	3.9	117	隆华 (60052)
142	5mL 移液管	5mL	30	支	4.5	135	隆华 (60052)
143	25mL 移液管	25mL	30	支	5.2	156	隆华 (60052)
144	12mm 试管	Φ 12mm×70mm	300	支	0.13	39	隆华 (61001)
145	15mm 试管	Φ 15mm×150mm	300	支	0.39	117	隆华 (61001)
146	18mm 试管	Φ 18mm×180mm	180	支	0.7	126	隆华 (61001)
147	20mm 试管	Φ 20mm×200mm	180	支	0.7	126	隆华 (61001)
148	32mm 试管	Φ 32mm×200mm, 硬质	30	支	1.7	51	隆华 (61001)
149	40mm 试管	Φ 40mm×200mm	30	支	3.9	117	隆华 (61001)
150	具支试管	Φ 18mm×180mm	30	支	2	60	隆华 (61008)
151	具支试管	Φ 20mm×200mm	30	支	2.3	69	隆华 (61008)
152	15mm 硬质玻璃管	Φ 15mm×150mm	30	支	1	30	隆华 (61009)
153	20mm 硬质玻璃管	Φ 20mm×250mm	10	支	1.5	15	隆华 (61009)
154	燃烧管	Φ 25mm×300mm	4	支	2.5	10	隆华 (61011)
155	Y 形试管	Φ 20mm	4	支	8.5	34	隆华 (61012)
156	5mL 烧杯	5mL	60	个	1.3	78	华欧玻璃 (61020)
157	10mL 烧杯	10mL	60	个	1.5	90	华欧玻璃 (61020)
158	25mL 烧杯	25mL	120	个	1.5	180	华欧玻璃 (61020)
159	50mL 烧杯	50mL	60	个	1.6	96	华欧玻璃 (61020)



利生
LISERVE

源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

160	100mL 烧杯	100mL	120	个	1.95	234	华欧玻璃 (61020)
161	250mL 烧杯	250mL	120	个	2.8	336	华欧玻璃 (61020)
162	500mL 烧杯	500mL	30	个	4.4	132	华欧玻璃 (61020)
163	1000mL 烧杯	1000mL	10	个	9	90	华欧玻璃 (61020)
164	烧瓶	圆底, 长颈, 250mL	60	个	4.55	273	欧亚玻璃 (61033)
165	烧瓶	圆底, 短颈, 厚口 250mL	30	个	6.5	195	欧亚玻璃 (61033)
166	烧瓶	圆底, 长颈, 500mL	60	个	10.4	624	欧亚玻璃 (61033)
167	烧瓶	平底, 长颈, 250mL	10	个	4.5	45	欧亚玻璃 (61033)
168	100mL 锥形瓶	100mL	60	个	3.25	195	欧亚玻璃 (61041)
169	250mL 锥形瓶	250mL	30	个	4.9	147	欧亚玻璃 (61041)
170	蒸馏烧瓶	250mL	60	个	10.4	624	欧亚玻璃 (61051)
171	三口烧瓶	250mL	4	个	32.5	130	欧亚玻璃 (61054)
172	酒精灯	150mL, 单头	60	个	2	120	欧亚玻璃 (62001)



源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

173	酒精灯	250mL, 单头	4	个	3	12	欧亚玻璃 (62001)
174	酒精灯	250mL, 双头	4	个	32.5	130	欧亚玻璃 (62001)
175	干燥塔	250mL	2	个	32.5	65	欧亚玻璃 (62002)
176	气体洗瓶	250mL	2	个	32.5	65	欧亚玻璃 (62003)
177	抽滤瓶	500mL	2	个	19.5	39	欧亚玻璃 (62004)
178	抽气管	玻璃材质	2	个	17	34	欧亚玻璃 (62005)
179	干燥器	160mm	4	个	32.5	130	欧亚玻璃 (62006)
180	气体发生器	250mL	4	个	62.5	250	欧亚玻璃 (62007)
181	冷凝器	直形, 300mm	30	支	20.8	624	欧亚玻璃 (62021)
182	冷凝器	球形, 300mm	2	支	23.5	47	欧亚玻璃 (62021)
183	牛角管	弯形, $\phi 18\text{mm} \times 150\text{mm}$	30	支	3.2	96	欧亚玻璃 (62023)
184	60mm 漏斗	60mm	60	个	1.95	117	欧亚玻璃 (62031)
185	90mm 漏斗	90mm	10	个	3.9	39	欧亚玻璃 (62031)



利生
LISERVE

源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

186	直形安全漏斗	直形	4	个	3.25	13	欧亚玻璃 (62033)
187	双球安全漏斗	双球	4	个	6.5	26	欧亚玻璃 (62033)
188	分液漏斗	锥(梨)形, 100mL	30	个	19.5	585	欧亚玻璃 (62035)
189	分液漏斗	球形, 50mL	30	个	16.9	507	欧亚玻璃 (62035)
190	布氏漏斗	瓷, 80mm	4	个	11.5	46	欧亚玻璃 (62039)
191	T形管	Φ 7mm~8mm	30	个	1	30	欧亚玻璃 (62071)
192	Y形管	Φ 7mm~8mm	30	个	1	30	欧亚玻璃 (62072)
193	离心管	10mL	10	支	1.3	13	欧亚玻璃 (62074)
194	干燥管	单球, 150mm	30	支	2.6	78	欧亚玻璃 (62075)
195	干燥管	U型, Φ 15mm×150mm	30	支	2	60	欧亚玻璃 (62075)
196	干燥管	U型, Φ 20mm×200mm	4	支	2.5	10	欧亚玻璃 (62075)
197	干燥管	U型, 具支, Φ 15mm×150mm	4	支	4	16	欧亚玻璃 (62075)
198	比色管	25mL	120	支	3.9	468	欧亚玻璃 (62077)

199	活塞	直形	4	支	7.5	30	欧亚玻璃 (62079)
200	活塞	T形	4	支	15	60	欧亚玻璃 (62079)
201	200mm 圆水槽	Φ 200mm×100mm	8	个	22	176	欧亚玻璃 (62091)
202	270mm 圆水槽	Φ 270mm×140mm	4	个	30	120	欧亚玻璃 (62091)
203	玻璃钟罩	Φ 150mm×280mm	2	个	33	66	欧亚玻璃 (62093)
204	钴玻璃片	焰色反应实验使用	60	个	4.55	273	欧亚玻璃 (62095)
205	集气瓶	125mL, 附毛玻璃片	120	个	1.95	234	欧亚玻璃 (63002)
206	集气瓶	250mL, 附毛玻璃片	30	个	2.6	78	欧亚玻璃 (63002)
207	集气瓶	500mL, 附毛玻璃片	4	个	3.25	13	欧亚玻璃 (63002)
208	液封除毒气集气瓶	250mL	4	个	32.5	130	欧亚玻璃 (63005)
209	60mL 广口瓶	60mL	180	个	2.5	450	欧亚玻璃 (63011)
210	125mL 广口瓶	125mL	60	个	3	180	欧亚玻璃 (63011)
211	250mL 广口瓶	250mL	60	个	3.5	210	欧亚玻璃 (63011)



源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

212	500mL 广口瓶	500mL	10	个	4.5	45	欧亚玻璃 (63011)
213	60mL 棕色广口瓶	棕色, 60mL	120	个	2.6	312	欧亚玻璃 (63011)
214	125mL 棕色广口瓶	棕色, 125mL	30	个	3	90	欧亚玻璃 (63011)
215	250mL 棕色广口瓶	棕色, 250mL	30	个	3.9	117	欧亚玻璃 (63011)
216	60mL 细口瓶	60mL	120	个	2.2	264	欧亚玻璃 (63021)
217	125mL 细口瓶	125mL	180	个	2.6	468	欧亚玻璃 (63021)
218	250mL 细口瓶	250mL	60	个	3.25	195	欧亚玻璃 (63021)
219	500mL 细口瓶	500mL	30	个	4.2	126	欧亚玻璃 (63021)
220	1000mL 细口瓶	1000mL	30	个	7.8	234	欧亚玻璃 (63021)
221	3000mL 细口瓶	3000mL	4	个	18	72	欧亚玻璃 (63021)
222	60mL 棕细口瓶	棕色, 60mL	120	个	2.3	276	欧亚玻璃 (63021)
223	125mL 棕细口瓶	棕色, 125mL	120	个	2.8	336	欧亚玻璃 (63021)
224	250mL 棕细口瓶	棕色, 250mL	30	个	3.5	105	欧亚玻璃 (63021)



利生
LISERVE

源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

225	500mL 棕细口瓶	棕色, 500mL	2	个	4.5	9	欧亚玻璃 (63021)
226	1000mL 棕细口瓶	棕色, 1000mL	2	个	8.5	17	欧亚玻璃 (63021)
227	3000mL 棕细口瓶	棕色, 3000mL	2	个	19.5	39	欧亚玻璃 (63021)
228	30mL 滴瓶	30mL	120	个	2	240	欧亚玻璃 (63041)
229	60mL 滴瓶	60mL	180	个	2.2	396	欧亚玻璃 (63041)
230	30mL 棕滴瓶	棕色, 30mL	60	个	2.2	132	欧亚玻璃 (63041)
231	60mL 棕滴瓶	棕色, 60mL	120	个	2.3	276	欧亚玻璃 (63041)
232	称量瓶	φ 25mm×40mm	4	个	3.25	13	欧亚玻璃 (63045)
233	坩埚	瓷, 30mL	60	个	1.95	117	欧亚玻璃 (64001)
234	坩埚钳	200mm	60	个	4.55	273	生乐 (64002)
235	烧杯夹	金属制品	30	个	4.9	147	生乐 (64003)
236	镊子	不锈钢, 约 125mm	60	个	1.3	78	东润 (64005)
237	试管夹	产品为竹制品	120	个	0.65	78	生乐 (64006)
238	水止皮管夹	钢丝制成	60	个	0.9	54	生乐 (64007)
239	螺旋皮管夹	用钢材制成	4	个	1	4	生乐 (64008)
240	石棉网	铁网及石棉组成	240	个	0.7	168	生乐 (64032)
241	二连球	由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。	4	个	23	92	生乐 (64035)



利生
LISERVE

源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

242	燃烧匙	产品由半圆面和金属丝结合制成	60	个	1	60	生乐 (64041)
243	药匙	长度约为 100mm。	120	个	0.65	78	生乐 (64042)
244	5mm 玻璃管	Φ 5mm~ Φ 6mm	6	千克	13	78	欧亚玻璃 (64051)
245	7mm 玻璃管	Φ 7mm~ Φ 8mm	6	千克	13	78	欧亚玻璃 (64051)
246	3mm 玻璃棒	Φ 3mm~ Φ 4mm	6	千克	13	78	欧亚玻璃 (64053)
247	5mm 玻璃棒	Φ 5mm~ Φ 6mm	6	千克	13	78	欧亚玻璃 (64053)
248	软胶塞	0 号~12 号	12	千克	22	264	房山黎明 (64061)
249	橡胶管	橡胶制品	4	千克	20	80	房山黎明 (64062)
250	乳胶管	乳胶制品	60	米	1.3	78	房山黎明 (64063)
251	洗耳球	60mL	30	个	4.5	135	房山黎明 (64067)
252	试管刷	由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成	120	个	1	120	生乐 (64071)
253	烧瓶刷	由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成	30	个	1.5	45	生乐 (64072)
254	滴定管刷	由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成	30	个	3	90	生乐 (64074)
255	结晶皿	80mm	4	个	4	16	欧亚玻璃 (64080)
256	60mm 表面皿	60mm	60	个	0.9	54	欧亚玻璃 (64081)
257	100mm 表面	100mm	4	个	1.5	6	欧亚玻璃 (64081)



利生
LISERVE

源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

	皿)
258	60mm 研钵	瓷, ϕ 60mm	60	个	2.8	168	欧亚玻璃 (64086)
259	90mm 研钵	瓷, ϕ 90mm	4	个	4	16	欧亚玻璃 (64086)
260	60mm 蒸发皿	瓷, 60mm	60	个	1.3	78	欧亚玻璃 (64088)
261	100mm 蒸发皿	瓷, 100mm	4	个	2	8	欧亚玻璃 (64088)
262	反应板	6 穴	60	个	2.2	132	欧亚玻璃 (64091)
263	井穴板	9 孔, 0.7mL \times 9	60	个	1.3	78	生乐 (64092)
264	井穴板	6 孔, 5mL \times 6	60	个	9.1	546	生乐 (64092)
265	塑料多用滴管	4mL	1000	支	0.13	130	生乐 (64094)
266	白金丝	ϕ 0.5mm \times 50mm; 具金属柄, 可拆卸	2	支	104	208	生乐 (64098)
267	石蕊	指示剂	2	瓶	10	20	培欢 (ph-01)
268	酚酞	指示剂	2	瓶	8	16	培欢 (ph-02)
269	品红	染料	2	瓶	16	32	培欢 (ph-03)
270	甲基橙	指示剂	2	瓶	46.5	93	培欢 (ph-04)
271	pH 广范围试纸	1~14	30	本	1.5	45	三爱思 (sas-01)
272	蓝石蕊试纸	100 张/盒	15	盒	4	60	三爱思 (sas-02)
273	红石蕊试纸	100 张/盒	15	盒	4	60	三爱思 (sas-03)
274	淀粉碘化钾试纸	100 条/盒	10	盒	4	40	培欢 (ph-05)

275	亚甲基蓝	25g/瓶	2	瓶	130	260	培欢 (ph-06)
276	9cm 定性滤纸	9cm, 100 张/盒	30	盒	13	390	三水 (ss-01)
277	电极材料	石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极	30	套	19.5	585	生乐 (80203)
278	工具箱	包含美工刀、螺丝批、锤子、卷尺、电烙铁，万用表等产品套装	1	支	253	253	宏远 (gjx-01)
279	玻璃瓶盖开启器	钢制	2	套	4.5	9	生乐 (81051)
280	玻璃管切割器	可切割直径 20mm 以下玻璃管	2	个	23.5	47	生乐 (81052)
281	工作服	棉质	4	件	110.5	442	生乐 (82001)
282	护目镜	侧面完全遮挡	60	个	4.55	273	生乐 (82002)
283	防护面罩	提供颈部和头部保护	4	个	28.5	114	生乐 (82004)
284	防毒口罩	有活性炭	4	个	15.5	62	一护 (82005)
285	耐酸手套	耐酸	4	双	5	20	俊达 (82006)
286	一次性乳胶手套	耐酸碱	10	盒	1.3	13	俊达 (82006)
287	实验防护屏	由透明度好的有机玻璃制造	4	件	84.5	338	生乐 (82011)
288	高中化学组合实验箱 1	实验箱规格：571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。 实验箱特点：完整的设备组合；简单的实验操作；使用标准模块化设计组合实验的方式，有效提高学生的实际动手能力，	1	套	1950	1950	生乐 (xusyx-01)

		<p>方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。</p> <p>器件配置：升降台（学生用，不锈钢）1个、止水夹（螺旋型）3个、陶土网（140mm×140mm）1块、支座（可拼接）2对、支撑杆（2根/套，单根杆长300mm，杆与杆螺纹对接）2套、双嘴钳2个、万向夹2个、铁环（大号）1个、铁环（中号）1个、铁环（小号）1个、三脚架1个、酒精灯1个、燃烧匙（215mm）1个、坩埚钳（200mm）1把、烧杯夹（200mm）1个、电子点火器1把、泥三角1个、坩埚（30mL）1个、蒸发皿（100mm）1个、剪刀1把、美工刀1把、锈钢长刮板1个、激光笔（红光）1支、镊子（125mm）1把、药匙（红、黄、绿各3支）1套、研钵（60m，附研杵）1套、电子秒表（分辨力0.01s）1个。</p>					
289	高中化学组合实验箱 2	<p>实验箱规格：571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重50公斤，且满足8个以上箱体的承压叠放。</p> <p>实验箱特点：完整的设备组合；简单的实验操作；使用标准模块化设计组合实验的方式，有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。</p> <p>器件配置：玻璃棒（200mm）2根、镍铬丝棒1根、钴玻璃片1片、胶头滴管（90mm）2支、胶头滴管（200mm）2支、试管（φ15</p>	1	套	1950	1950	生乐（xusyx-02）

		mm×150mm)12支、试管(φ20mm×200mm)4支、试管(φ30mm×200mm)4支、离心试管(10mL)4支、石英试管(φ20mm×200mm)2支、Y形试管(φ18mm×150mm)2支、U形管(φ20mm×200mm)1支、试管夹(180mm)1个、硅胶管(400mm)2根、玻璃导管(90°,85mm+55mm)4支、玻璃导管(200mm)4支、玻璃导管(80mm)4支、橡胶塞(14/18/18mm,孔径7mm×1)2个、橡胶塞(16/21/25mm,孔径7mm×1)2个、橡胶塞(22/30/30mm,孔径7mm×1)2个、移液器(100μL~1000μL,配枪头)1套、数字温度计(笔式,-30℃~200℃)1支、温度计(-10℃~110℃)1支、烧杯(50mL)2个、烧杯(100mL)2个、烧杯(250mL)2个、漏斗(φ60mm,短颈)1个、塑料洗瓶(250mL)1个、毛玻璃片(100mm×100mm,边缘打磨)1片、集气瓶(250mL)1个、锥形瓶(100mL)2个、结晶皿(φ125mm)1个、表面皿(φ60mm)2个、培养皿(φ90mm)1个、点滴板(陶瓷,6孔)1个、量筒(10mL)1个、量筒(25mL)1个、量筒(50mL)1个、量筒(100mL)1个、二氧化氮球1个、高中学生电源(交流:2V~16V/3A,每2V一档;直流稳压:2V~16V/2A,每2V一档。有过载保护)1台。结合实验箱1及配套实验仪器,可完成的实验:1.不同价态含硫物质的转化;2.化学反应速率的影响因素;3.铁及其化合物的性质;4.同周期、同主族元素性质的递变;5.用化学沉淀法去除粗盐中杂质离子;6.化学能转化成电能;7.探究影响化学平衡移动的因素;8.盐类水解的应用;9.简单的电镀实验;10.制作简单的燃料电池;11.简单配合物的形成;12.有机化合物中常见官能团的检验;13.糖类的性质。					
290	高中化学组合实验箱3	实验箱规格:571×355×171mm,实验箱四周圆角处理,圆角R90mm,带有卡扣,可以卡住箱盖,实验箱可多个叠加组合摆	1	套	1950	1950	生乐(xusyx-03)

放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。

实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作；使用标准模块化设计组合实验的方式，有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。

器件配置：玻璃棒(200mm)2 根、低压发热棒(12V)1 支、胶头滴管(90mm)2 支、试管(ϕ 15mm \times 150mm)4 支、试管(ϕ 20mm \times 200mm)4 支、磨口试管(磨口 24/29, ϕ 30mm \times 200mm)1 支、小咀磨口接头(磨口 24/29)2 个、硬质玻璃管(双口型, 磨口 24/29, 200mm)1 支、Y 形试管(ϕ 18mm \times 150mm)1 支、试管夹(木质, 180mm)1 个、硅胶管(400mm)2 根、玻璃导管(90°, 190mm+60mm)4 支、玻璃导管(90°, 85mm+55mm)4 支、玻璃导管(200mm)4 支、玻璃导管(80mm)4 支、橡胶塞(14/18/18mm, 孔径 7mm \times 1)2 个、橡胶塞(16/21/25mm, 孔径 7mm \times 1)2 个、鲁尔接头(二通)2 个、鲁尔接头(三通)1 个、量气管(25mL, 下通)2 支、移液管(1mL, 刻度)1 支、移液管(2mL, 刻度)1 支、移液管(5mL, 刻度)1 支、移液管(10mL, 刻度)1 支、移液管(20mL, 刻度)1 支、滴定管(25mL, 酸式、碱式各一支)1 套、双连球 1 个、洗耳球(60mL)2 个、pH 计(分度: 0.1)1 支、注射器(塑料, 20mL, 带针头)2 支、烧杯(50mL)2 个、烧杯(100mL)2 个、烧杯(250mL)2 个、锥形瓶(100mL)2 个、漏斗(ϕ 60mm, 短颈)1 个、塑料洗瓶(250mL)1 个、石英玻璃蒸发皿(ϕ 90mm)1 个、

		培养皿(φ90mm)1个、培养皿(φ120mm)1个、结晶皿(φ125mm)1个、层析缸(100mm×100mm)1个、毛细管(φ100μm)1筒、容量瓶(50mL)1个、容量瓶(100mL)1个、容量瓶(250mL)1个、量筒(10mL)1个、量筒(25mL)1个、量筒(50mL)1个、量筒(100mL)1个。 结合实验箱1及配套实验仪器，可完成的实验：1. 配制一定物质的量浓度的氯化钠溶液；2. 强酸和强碱的中和滴定；3. 乙醇、乙酸的主要性质；4. 乙酸乙酯的制备和性质。					
291	高中化学组合实验箱4	实验箱规格：571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重50公斤，且满足8个以上箱体的承压叠放。 实验箱特点：完整的设备组合；简单的实验操作；使用标准模块化设计组合实验的方式，有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 器件配置：温度计(0~200℃)1支、玻璃塞(磨口19/26)1个、单双可控接头(四氟活塞，磨口24/29)1个、单通活塞接头(磨口19/26)1个、短颈磨口漏斗(磨口24/29)1个、球形漏斗(磨口24/29)1个、启普发生器底座(85mm×160mm)1个、具支洗气瓶(100mL，带盖)2个、磨口试管(磨口24/29，φ30mm×200mm)2支、螺口塞具支接头(带盖，顶螺口14mm，磨口24/29)1个、口塞型具支接头(磨口24/29)1个、分液漏斗(磨口	1	套	1950	1950	生乐(xusyx-04)

		<p>24/29, 梨形)1 个、小咀磨口接头(磨口 24/29)2 个、硬质玻璃管(双口型, 磨口 24/29, 200mm)1 支、玻璃导管(90°, 85mm+55mm)4 支、玻璃导管(90°, 190mm+60mm)2 支、玻璃导管(ϕ 8mm\times200mm)2 支、玻璃导管(ϕ 8mm\times80mm)2 支、硅胶管(黄色, 400mm)2 根、橡胶塞(22/30/30mm, 孔径 7mm\times1)1 个、橡胶塞(22/30/30mm, 孔径 7mm\times2)1 个、毛玻璃片(40mm\times40mm)1 块、集气瓶(125mL, 口径 35mm)1 个、圆底烧瓶(磨口 24/29, 短颈, 250mL)2 个、烧杯(50mL)1 个、烧杯(100mL)1 个、烧杯(250mL)1 个、烧杯(500mL)1 个、胶头滴管(90mm)2 支、药匙(红, 黄, 绿各 3 个)1 套、镊子(125mm)1 把、试管(ϕ 15mm\times150mm)2 支。</p> <p>本实验箱配置有实验室制取氧气和氢气的改进仪器, 以培养学生创新和改进实验仪器的意识, 结合实验箱 1, 可完成的实验:</p> <p>1. 氧气的实验室制取; 2. 氢气的实验室制取; 3. 氢气还原金属氧化物; 4. 一氧化碳的实验室制取; 5. 一氧化碳还原金属氧化物; 6. 二氧化碳的实验室制取; 7. 氯化氢的实验室制取; 8. 氯化氢的喷泉实验; 9. 氯气的实验室制取; 10. 氨气的实验室制取; 11. 氨气的喷泉实验; 12. 乙烯的实验室制取; 13. 乙炔的实验室制取。</p>					
292	高中化学组合实验箱 5	<p>实验箱规格: 571\times355\times171mm, 实验箱四周圆角处理, 圆角 R90mm, 带有卡扣, 可以卡住箱盖, 实验箱可多个叠加组合摆放, 并且有定位箱体之间不会滑落, 每个实验器材有相对应插槽, 实验箱配有器件清单, 根据清单编号取拿器材; 材料环保无毒无味, 实验箱最大承重 50 公斤, 且满足 8 个以上箱体的承压叠放。</p>	1	套	1950	1950	生乐(xusyx-05)

		<p>实验箱特点：完整的设备组合；简单的实验操作；使用标准模块化设计组合实验的方式，有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。</p> <p>器件配置：温度计(0~200℃)3支、层析柱(磨口24/29，有效长度260mm)1个、圆底烧瓶(磨口24/29，短颈，250mL)1个、蒸馏头(带盖，磨口24/29，螺口14mm，110mm)1个、蛇形冷凝管1支、球形冷凝管1支、直型冷凝管(14mm螺口具支×2，总长380mm)1支、冷凝管接头(14mm螺口)2支、硅胶管(1000mm)2根、牛角管(磨口24/29)1支、锥形瓶(250mL)1个、单双可控接头(四氟活塞，磨口24/29)1个、分馏柱(带盖，磨口24/29，具支螺口14mm，总长140mm)3个、双球U型管(高70mm×外边距100mm×内边距30mm)1个、分液漏斗(磨口24/29，梨形)1个、玻璃塞(磨口24/29)1个、烧杯(250mL)2个、烧杯(100mL)2个、烧杯(50mL)2个。</p> <p>本实验箱配置有净化水、分馏、萃取的改进仪器，以培养学生创新和改进实验仪器的意识，结合实验箱1，可完成的实验： 1. 净化水；2. 蒸馏(例如制取蒸馏水)；3. 石油分馏；4. 萃取(例如从碘水中提取碘)。</p>					
293	高中化学配套实验仪器 1	<p>器件配置：滴定管夹1个、漏斗架1个、移液器架1个、试管架1个、试管刷1把、烧杯刷1把、水槽1个、干燥器(Φ240mm)1个、二口烧瓶(250mL)1个、三口烧瓶(250mL)1个、恒压滴液漏斗(桶形，60mL，磨口24#)1个、物质导电性实验配套仪器(包括：灵敏电流计1个、电池盒2个、1号干电池2节、连接导线10根、小灯泡1袋、小灯座1个、单刀开关</p>	1	套	1950	1950	生乐(xusyx-06)

		1 个、石墨电极 2 个)1 套、托盘天平(100g, 0.1g)1 台、分子结构模型 (学生用, 球棍式)1 套。					
294	高中化学配套实验仪器 2	器件配置: 电子天平(200g, 0.01g)1 台、磁力加热搅拌器(附磁子)1 台、封闭电炉(220V, 800W~1000W, 功率可调)1 台、电吹风机(1000W)1 台、手持式紫外线灯(365nm)1 台。	1	套	1950	1950	生乐(xusyx-07)
合计			120486元				
4. 生物吊装实验室							
一、教师演示授课区							
1	教师演示台	1、规格: 2400×750×850mm 2、台面: 一体化台面, 使用 12mm 实芯理化板, 耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂, 抗菌、抗污染、防水、防火。 3、基材: 优质三聚氰胺板, 静曲强度 12Mpa, 弹性模量 2800 Mpa, 内结合强度 0.35Mpa, 表面胶合强度 1.3Mpa, 2h 水厚度膨胀率 4%, 密度 0.6g/cm ³ , 握螺钉力板面 1200N, 板边 700N, 表面耐磨 60mg/100r、耐香烟灼烧 4 级、耐干热 4 级、耐污染腐蚀 4 级、耐龟裂 4 级、耐水蒸汽 4 级, 甲醛释放量 0.030mg/m ³ , TVOC72h0.1mg/(m ² ·h)。 4、水性喷胶: 总挥发性有机物含量 30g/L, 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均无。 5、封边: 使用 ABS 激光封边条, 厚度 H2.0mm, 耐开裂性(耐龟裂性)1 级, 耐光色牢度 4 级。 6、配件: 三合一连接件: 外观无缺陷, 金属镀层抗盐雾锈点数为 0, 三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度在 170—180 度之间, 偏心体抗压强度 260N, 连接件预埋螺母抗拉强度 700N, 连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 800N, 偏心体与连接螺杆的扭矩 8.0N·m。	2	张	3640	7280	军成富康(JCFK010)

2	教师座椅	<p>A. 靠背与座垫要求</p> <p>1. 材质：（1）靠背和座垫使用 PP（聚丙烯）塑料全新料一体注塑成型。（2）使用全新原料进行生产。</p> <p>2. 靠背尺寸：440mm(±10mm) × 370mm(±10mm)。</p> <p>3. 座垫尺寸：440mm(±10mm) × 430mm(±10mm)。</p> <p>4. 功能要求：（1）靠背使用多孔式五边形孔洞设计，有一弧形造型设计，贴合人体，倚靠舒适。（2）座垫使用多孔式五边形孔洞设计，通风防积水，乘坐舒适。（3）靠背上方有一提手孔洞设计，便于提携。（4）表面无裂纹，褶皱、污渍、无明显色差。</p> <p>5. 结构设计：靠背与座垫使用一体注塑成型，使用非螺丝锁付。</p> <p>B. 椅架要求</p> <p>1. 材质及形状：（1）使用椭圆形亮光管组合焊接而成。（2）结构需牢固，长时间使用无产生摇晃、松散的现象。</p> <p>2. 焊接部位外观：焊接完成的钢管架，焊接部位需牢固，需无脱焊、虚焊、假焊、焊穿。焊缝均匀无毛刺、裂纹等缺陷。</p> <p>3. 尺寸：钢管尺寸为 24mm(±1mm) × 48mm(±1mm) × 壁厚 1.5mm，脚踏管尺寸为：24mm(±1mm) × 48mm(±1mm) × 壁厚 1.0mm；</p> <p>4. 表面涂装：焊接完成的钢管架，钢管里、外表面经脱脂、硅烷无磷转化处理后，表面再喷涂粉末涂料，涂料具有耐腐蚀强、零甲醛无溶剂等特性，经 200 度高温烤漆，附着力特强；涂层表面均匀，色泽一致、平整且清晰、均匀。无漏底、锈蚀；疙瘩、皱皮等缺陷。漆膜无膨胀、鼓泡、剥落、生锈无明显变色和失光现象。</p>	2	把	143	286	利学（LX015）
---	------	--	---	---	-----	-----	-----------

		5. 功能：(1)左右脚架各加装一组高度调节装置，调节范围每一阶可间隔 $\leq 30\text{mm}$ 。(2)调节高度时，无需使用任何工具。(3)调节装置灵活、可靠、安全。 C. 脚垫要求 1. 材质：(1)使用PP(聚丙烯)塑料一体注塑成型。 2. 长脚垫尺寸：215mm($\pm 2\text{mm}$) \times 130mm($\pm 2\text{mm}$) \times 32mm($\pm 2\text{mm}$)。短脚垫尺寸：78mm($\pm 2\text{mm}$) \times 63mm($\pm 2\text{mm}$) \times 41mm($\pm 2\text{mm}$)。 3. 功能：(1)包覆贴地管并加以螺丝锁附安装，巩固强化不掉落，包覆管材端口，防止异物进入。(2)外观边缘有倒圆角圆弧安全防撞设计。(3)脚垫表面无裂缝、叠缝。(4)脚垫与钢架接口断面需封闭。					
二、学生实验操作区							
1	学生实验桌	1、规格：约1200 \times 600 \times 780mm 2、台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温(长时间耐温1300度)、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能。四周边缘使用工程塑料一体注塑成型进行包边，减少桌体间机械碰撞，前沿设挡水边，可有效阻挡仪器滑落。 3、桌体：塑钢结构 4、桌腿：主体使用尼龙钢化增强复合材料一体化注塑，一次成型，内壁加强筋增强结构强度，厚度3mm，具有耐腐蚀、抗氧化等特点。两侧桌脚呈三点稳定仿生结构支撑形态，外型为流线形设计，拐角呈弧线型圆滑流畅，避免锐角磕碰。台面与桌腿连接转角处装饰外盖使用ABS工程塑料材质。紧固连接件使用不锈钢材质。	56	张	1700	95200	军成富康(JCFK054)

		5、固定横梁使用 30×30×2mm 和 40×30×2mm 矩形钢构件焊接制成，支撑横杆使用 ϕ 32mm 厚度 2mm 钢管制成，整体更加稳固。金属构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，具有耐酸碱、耐腐蚀特点。 6、挡板：使用 1000×260×1mm 厚镀锌钢板压制成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理。 7、书包斗：使用 ABS 工程塑料一次注塑成型，预留学生凳挂靠口。 8、脚垫：使用 ϕ 70mm 增强尼龙碳钢可调脚，平稳支撑，防止晃动，防滑防震。					
2	学生实验凳	1、产品规格：凳面直径 320mm，高度 380-480mm（高度可调）； 2、技术参数：凳面使用聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，使用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，不占用空间面积，五星脚使用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。	112	个	128	14336	利学（LX055）
三、吊顶安装可升降集成系统—控制系统							
1	智能控制柜	1、规格：680×400×1770mm 2、智能控制柜内置总电源开关 1 个，电源保护器 1 个，PLC 控制器及功能扩展模块 1 套，PLC 专用电源 1 个，PLC 保护模块 1 个、急停控制系统 1 个，工作指示灯 1 个，分组控制系统。 （1）电源控制系统：PLC 智能化控制系统集中控制，可分组控制 AC220V 电源，具有过载、短路等保护功能；	2	个	31000	62000	利学（LX029）

		(2) 照明控制系统: PLC 智能化控制系统集中控制, 可分组控制日光灯, 具有过载、短路等保护功能; (3) 给排水控制系统: 给水系统: 设有总给水控制阀门, 教师方便对全室供水系统进行控制。自动排水系统: 所有排水由智能化控制系统集中控制。 (4) 摇臂自动控制系统: 系统集中控制教室摇臂功能。 3、控制系统: 使用工程 PLC 控制系统。					
2	控制面板	7 寸触摸屏, 集中控制系统。可执行各分项分页控制; (1) 供水控制: 可实现集中控制整室给排水; (2) 照明控制: 可实现分组控制整室照明; (3) 电源控制: 可实现分组控制学生高低压电源; (4) 摇臂控制: 可实现控制摇臂升降机构。	2	套	2177	4354	利学(LX0101)
四、吊顶安装可升降集成系统—照明系统							
1	照明光源	接收智能化控制系统控制, 使用圆形内嵌式照明光源, 材质为精工航空加厚铝材, 功率为 9W。表面经氧化处理, 抗压抗磨损, 长期使用不变色不生锈。面罩使用精致磨砂面, 光线柔和且扩散均匀, 起到安全防护作用。	30	个	318	9540	福凯(FK010)
2	照明线路	模块化设计, 每组模块间使用活接式连接, 方便安装、检修。使用通用优质铜芯电线进行系统布线。	2	套	3087	6174	福凯(FK011)
五、吊顶安装可升降集成系统—水电系统							
1	摇臂升降机构	1、摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控, 动力为 24V 低压减速电机, 固定于专用支架, 外部保护罩为 ABS 工程塑料。 2、支撑悬臂: 使用 1.2mm 厚 70×80×420mm 椭圆形铝镁合金大型模具制作而成, 表面阳极氧化磨砂处理。 3、功能操作模块规格(长×高×厚): 340×220×130mm	30	个	2977	89310	利学(LX049)

		<p>4、表面圆润防止学生磕碰；</p> <p>5、功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均使用 3.5mm 厚 ABS 阻燃工程塑料一次注塑成型具有防潮、防锈及防漏电功能；</p> <p>6、功能操作面板设置功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用；</p> <p>7、每组功能模块可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不超过 150mm。</p> <p>8、功能接口模块包含：220V 电源五孔插座、USB 功能接口、网络接口。</p> <p>9、给排水接口：接收智能化控制系统控制，摇臂操作面板上预留给排水接口 1 对、信号控制接口 1 个。快速给水接口使用铜质镀镍工艺，自带止流阀和手动阀（止流阀可实现拔出给水管接头时，出水口自动止水），快速排水接口使用 PP-R 材质注塑成型。</p> <p>10、摇臂设有自检测功能，当摇臂与多功能移动水槽信号控制线相连时，摇臂处于使用状态，自动锁定不能升降，避免误操作。</p> <p>11、所有紧固零件均使用不锈钢材质；</p> <p>12、所有功能模块均接受智能控制系统控制。</p>					
2	水槽柜	<p>1、规格尺寸：500×600×1030H/水槽深度 270mm</p> <p>2、水槽柜上部为多功能安装平台使用工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水 PVC 管、信号控制连接线、低压学生电源、三联水嘴、8 试管位滴水架。</p> <p>3、低压学生电源固定安装于两侧，接收智能化控制系统控制，</p>	30	个	2470	74100	利学 (LX030), chunshui (CL2013A)

		低压交流电源 2-30V/3A (2V 一档) (短路、过载自动保护、自动复位)；低压直流电源：1. 25V-30V/3A，学生可进行微调；交直流电压均使用数码显示； 4、水槽与台面使用工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，内部集成自动水位控制系统，四周边缘设计挡水边。 5、三联水嘴使用工程塑料模具注塑成型。 6、水槽柜使用双层过滤结构，水槽下水口带有过滤网，水槽柜中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，背面预留检修口。 7、水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。 8、水槽柜底部安装静音万向轮。						
3	学生低压电源及网络智能控制系统	1、0-30V 交流电压电源，分档输出，额定电流 6A (短路、过载自动保护、自动复位功能)； 2、1. 25-30V 精密稳压电源，无级输出 (分辨率为 0. 1V)，额定电流 6A； 3、接受智能控制柜控制。	2	套	11830	23660	利学 (LX115)	
4	自动给排水系统	1、包括自动排水模块 1 组、自动水位控制器 1 组、信号控制器 1 套、自动保护系统 1 组。 2、所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板设计排水接口，快速给排水接口与多功能移动水槽台使用优质 PVC 软管连接，信号控制接口与多功能移动水槽台使用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。	30	套	3087	92610	利学 (LX116)	
5	给排水布管	1、给水主管选用 $\varnothing 20-32\text{mm}$ PP-R 给水管，模块化设计，每组模块间使用活接式连接，方便安装、检修。	2	项	5687	11374	利生 (定制)	

		2、排水管选用加厚 $\text{O}50\text{-}75\text{mmPVC-U}$ 国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间使用活接式连接，方便安装、检修。						
6	电气网络线路	1、供电布线：模块化设计，每组模块间使用活接式连接，方便安装、检修。使用通用优质铜芯电线进行系统布线。 2、网络布线：工程级五类网线。	2	项	3451	6902	利生（定制）	
六、吊顶安装可升降集成系统主体								
1	系统主体构架	1、规格尺寸：标准模块化组成， $2400\times 415\times 180\text{mm}$ 为一组； 2、外形及材质：新型梯形设计（飞机舱体式设计），整体框架使用尼龙增强工程塑料，装饰板使用流线型 ABS 工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、防潮、阻燃等功能，美观实用。	24	组	2925	70200	利学（LX032）	
2	系统安装辅件	1、使用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 2、主要辅件有：矩形钢、三角铁、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。	2	项	3900	7800	利学（LX042）	
3	安装调试	1、吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，使用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、给排水安装调试； 5、供电系统安装调试； 6、照明系统安装调试；	2	项	4550	9100	利生（定制）	
七、环创物品								
1	实验室管理制度展板	包括生物实验室管理制度和生物实验室岗位职责两块展板，用于实验老师对实验室的管理和明确老师的岗位职责。	2	项	325	650	利生（定制）	

2	教师端挂物洞洞板	用于教师悬挂工作服或其他挂件物品。	2	项	520	1040	利生（定制）
3	生物知识展板	结合学科知识进行设计，生动形象地表现生物知识，提高学生的观赏兴趣。版面可加入校园文化等内容，如学校 logo、校风校训等。	2	项	325	650	利生（定制）
4	实验室信息公告栏	<p>（1）使用优质 100% 聚酯纤维板制作而成，具有良好的吸音性能、装饰性能，多种颜色可选。</p> <p>（2）具体尺寸根据实验室墙面定制，可在其上喷制校园文化如学校 logo、校风校训等内容。形状多变，可加入生物动植物等模型，用于装饰整间实验室的氛围环境。</p> <p>（3）其主要用于展示相关生物学科信息，如实验信息、实验安排计划、学科竞赛信息、学生优秀实验报告、经典实验等信息内容。</p> <p>（4）有害物质释放量需符合国家标准，达到 E1 级要求。</p> <p>（5）具有良好的防火性能，达到 B1 级防火要求。</p> <p>（6）具有良好的抗冲击性能，具有优秀的弹性、韧性、耐磨性、抗冲击、耐撕裂、不易划破的性能。</p> <p>（7）密度低于 0.3，每平方米重量低于 3 公斤，降低建筑物的载荷。</p> <p>（8）具有良好的物理性能，不会因温度和湿度的改变而膨胀或缩小。</p>	2	项	975	1950	利生（定制）
5	配电箱贴	根据校园文化定制配电箱外表面贴纸，使之融入教室墙面设计，与实验室环境建设和谐统一	2	项	650	1300	利生（定制）
6	教师演示台背板 logo	教师演示台背面板材定制学校 logo	2	项	130	260	利生（定制）

八、环境布展							
1	墙面文创	1、生物学科墙布：使用无味、环保 1.5mm 涤纶宣绒布（约 20 平方）。 2、生物学科窗贴：定制生物学科知识图案，使用绿色环保墨水，彩白彩工艺完美呈现绚丽色彩，画面细腻逼真（约 3.5 平方）。 3、生物学科挂钟：定制学科挂钟，结合学科元素和校园文化定制化设计。 4、以上文创建设需校方同意后方可施工。	2	项	13000	26000	利生（定制）
合计					616076元		
5. 生物准备室							
1	准备台	1、规格：2400×1200×850mm 2、台面：一体化台面，使用 12mm 实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。 3、台的结构：铝木结构 4、框架：使用模具成型圆型铝镁合金框架，内置框架使用方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，使用模具开发 PC+ABS 工程塑料合金连插件连接，整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 5、台身：侧、前后档板、门板等均使用优质环保三聚氰胺灰白色双贴面板。所有板材截面均使用热熔封边机以 PVC 封边。 6、可调脚：使用模具成型 PC+ABS 工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。	1	个	4459	4459	利学（LXZBT-01）

2	化验水槽	高密度黑色 PP 材质一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐有机溶剂、耐热性能好。	1	个	130	130	利学 (LXHXSC-01)
3	三联水嘴	三联水嘴使用工程塑料模具注塑成型，两低一高。	1	副	195	195	chunshui (CL2013 A)
4	台式紧急洗眼器	用于出现实验过程中药品不慎溅入眼睛情况，进行紧急冲洗眼睛。	1	个	227	227	利学 (LXXYQ-01)
5	插座电源	86 式五孔插座	2	个	65	130	利学 (LXDY-01)
6	试剂架	1、立柱钢制结构，装在准备台上以支撑试剂架。 2、层板：双层，高低可调，使用 8mm 厚玻璃，层板两侧加装不锈钢挡杆，防止器皿滑落。	1	组	455	455	利学 (LXSJJ-01)
7	仪器柜	1、规格：1000*500*2000mm 2、结构：铝木结构 3、铝合金框架结构，后立杆铝型材为双槽，配以 ABS 连接件组装而成；上部木制门框玻璃对开门、三层活动隔板，轨道式钢制可调立杆，每块活动隔板下加两根横梁，下部木制对开门，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐酸碱、耐腐蚀、外形美观、经久耐用等特点。 4、基材：使用优质刨花板，抑菌性能依据 QB/T4371-2012，试验菌种包含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌等菌种，抑菌率均>99%；防霉性能依据 JC/T 2039-2010，试验菌种包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等菌种，试验后防霉等级达到 0 级。 5、可调脚：使用 ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。	18	个	1495	26910	军成富康 (JCFK060)
8	仪器柜专用	亚克力材质制作，外观透明，粘贴于仪器柜上部玻璃门上，	18	个	19	342	利生 (定制)

	标签盒	内部插槽可放入仪器清单编目卡，使整柜的放置仪器清单一目了然，更换仪器清单编目卡时只需拿出更换即可，方便快捷。						
9	序号贴	不干胶贴纸制作，粘贴于仪器柜上，用于标明仪器柜柜号，便于仪器上架编录和学校老师使用，能及时找到仪器的位置，版面可印制校园文化内容，如学校 logo 等。	18	张	2	36	利生（定制）	
合计			32884元					
6. 生物仪器								
1	生物 3D 实验室软件	1. 软件的实验数量 500 个。要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为 3D 高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 2. 软件与国家课程标准中知识点同步的实验，包含分子与细胞、生物技术与工程、生物与环境、稳态与调节、遗传与进化等实验内容与实验场景，完整实验数量 50 个。软件内容要求充分呈现课本中的演示实验与学生实验。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 3. 软件中学生物学科高清显微素材库，素材图片数量 100 张，每张都支持 4X、10X、40X 物镜进行观察。所有素材库图片都支持使用显微镜进行仿真实验操作，完全模拟真实操作。并支持一键切换至全景图模式。图片支持自由移动和缩放。 ★4. 软件人体生理结构探究模块，涵盖运动系统、神经系统、内分泌系统、血液循环系统和淋巴和免疫系统等 9 大系统，要求 6 个人体系统支持器官自由拆分，组合，并配以相关文字说明。要求提供人体生理功能模块，其中包括人体内物质的运输、人体的呼吸、人体内废物的排出、人体的营养、人	1	套	10270	15800	博瑞卡（BRK-SW）	

		<p>体的运动、人体生命活动的调节、人的生殖与发育等知识点，数量 80 个，包括模型、动画以及教学互动场景。重点器官和系统支持自由拆分，组合。（投标文件中已提供软件截图证明并加盖生产厂家公章）</p> <p>5. 软件中学生物实验对象库，实验对象 100 种；要求提供微观世界模块，涵盖真核生物、原核生物、病毒和亚病毒、分子与细胞、遗传与进化等知识点，数量 140 个；要求支持任意视角对内容对象进行独立观察、展示。重点实验器材及生物对象支持自由拆分，组合。</p> <p>6. 软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。软件要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。</p>						
2	采集器	<p>1. 半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。</p> <p>2. 科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率 80K。</p> <p>3. 采集器支持 USB 即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无外接电源</p> <p>4. 可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。</p> <p>5. 可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。</p>	1	台	1625	1625	思迈（PL-TGL）	
3	无线接收模块	<p>1. 使用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集。</p> <p>2. 全数字通道，与数据采集器接插使用。</p> <p>3. 在此种工作状态下，传感器转化为与采集器的无线通信状</p>	1	台	117	117	思迈（PL-UCNL）	

		态。						
4	传感器通用无线发射模块	1. 支持Windows系统, 通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能。 2. 自锁接头, 支持热插拔连接, 可充电电池供电。 3. 可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。	2	只	429	858	思迈 (PL-WS)	
5	传感器数据显示模块	1. 通过与各种传感器组合, 使之具备独立数据显示功能。 2. 自带 1.77 寸(±0.1 寸) 彩屏。 3. BT 自锁接头, 支持热插拔连接, 接入任一可识别传感器, 屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据变化。 4. 具备自锁功能防止传感器脱落, 并且可与计算机直接通讯。 5. 可充电锂电池供电, 可充电电池 (3.6V) 供电。 6. 模块具备保存 7 万组数据的功能, 可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7. 带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。	1	只	877	877	思迈 (PL-GD18)	
6	温度传感器	1. 量程: $-50^{\circ}\text{C}\sim+200^{\circ}\text{C}$; 分度: 0.1°C 。 2. 不锈钢探针, 可测各种物体或溶液的温度。 3. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4. 传感器自带 M6 螺纹孔, 轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能, 防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	378	378	思迈 (PL-TMP)	
7	相对压强传感器	1. 测量范围: $-20\text{kPa}\sim+20\text{kPa}$; 分度: 0.01kPa 。 2. 可用于测量气体的相对压强。	1	只	503	503	思迈 (PL-PRR)	

		3. 传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。					
8	pH 传感器	1. 量程：0~14；分度：0.01。 2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	507	507	思迈 (PL-PH)
9	多量程电导率传感器	1. 测量范围 1：0~20000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ；分度：10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ； 测量范围 2：0~2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ；分度：1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ； 测量范围 3：0~200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ；分度：0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ； 通过按钮切换量程。 2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	432	432	思迈 (PL-ECR)
10	溶解氧传感	1. 量程：0mg/L~20mg/L，分度：0.01mg/L；带有温补功能。	1	只	1926	1926	思迈 (PL-LOX)

	器	2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。					
11	相对湿度传感器	1. 量程：0~100%，分度 0.1%。 2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	453	453	思迈 (PL-HUM)
12	氧气传感器	1. 量程：0~100%，分度：0.1%。 2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3. 传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。 4. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	1430	1430	思迈 (PL-OXG)
13	二氧化碳传感器	1. 量程：0ppm~50000ppm，分度 10ppm。 2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显	1	只	1755	1755	思迈 (PL-CO2)

		示三种工作方式。 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。					
14	心率传感器	1. 量程：0 次~200 次，可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形。 2. 支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	367	367	思迈 (PL-HR)
15	心电图传感器	1、量程：-5mV~+5mV； 2、用于生成 EKG 曲线，能清晰的显示出人体 P 波、QRS 波、T 波与 U 波，可通过 RR 间期计算出心率； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式； 4、传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5、传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	868	868	思迈 (PL-EKG)
16	呼吸率传感器	1. 量程满足人体生理特征； 2. 支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式； 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定； 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱	1	只	491	491	思迈 (PL-BRE)

		落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。					
17	流速温度仪	1. 由传感器系统、伸缩杆及数据显示控制器三大模块组成。 2. 流速测量范围：0~4m/s，分度：0.01m/s。 3. 温度测量范围：0~50℃，分度：0.1℃。 4. 可用于水体流速和温度的测量。 5. 手持式数字显示控制器，显示水流速和水温的数据，具备一键开关机、实时流速和平均流速一键切换，一键清除及大容量数据存储、导出功能，通过软件查看存储数据的变化曲线。	1	只	1170	1170	思迈（PL-WFS）
18	土壤湿度传感器	1、测量范围：0~100%； 2、分度：0.1%； 3、自带传感器固定口，便于传感器固定； 4、自带硬件调零按钮； 5、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 6、使用 BT 接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 7、支持系统：windows、Android、iOS 系统。	1	只	468	468	思迈（PL-MUD）
19	双量程光照度传感器	1. 量程：0lx~5000 lx~50000lx，分度：1lx、10lx。 2. 传感器通过自带硬件，按钮切换量程。 3. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固	1	只	386	386	思迈（PL-LIP）

		定。 5. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。					
20	酒精传感器	1. 量程：0mg/L~2mg/L，用于测量气态酒精含量。 2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	403	403	思迈（PL-ALC）
21	铝合金箱	尺寸：410*282*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬	1	套	182	182	思迈（定制）
22	专用充电线	直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为 usb 接口另一端为 micro usb 接口。	1	套	16	16	思迈（定制）
23	附件	1. 含 USB 通讯线 1 条、转接器 4 只、传感器线 4 条； 2. 两端为 BT 插头，插口具有方向性和自锁功能；	1	套	44	44	思迈（定制）
24	软件	1. 使用图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用。具备视频区域。进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求； 2. 传感器插入后能自动识别和运行；软件无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格； 3. 软件具有双组合曲线功能及完整的对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟	1	套	325	325	思迈（PL-401）

		合的函数表达式； 4. 具有中学常用的预设公式，并根据实验需求自由定义公式； 5. 软件内设调整采样频率范围是 0.1~20K； 6. 具有完善的数据处理功能（对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），对无效数据图线的数据进行删除或恢复；对实验设置进行保存，生成实验模板； 7. 包含专用软件、通用软件、智能实验仪器软件、校准软件、数据导入；同时录制实验操作（录制时间 0-30 分钟可调）及数据显示、双组合图线、计算表格；采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙 ID 号）；采集器支持同时连接 12 个传感器；坐标系双 Y 轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示； 8. 软件生成实验报告，提供实验报告模板，导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析； 9. 学生在软件中发送实验报告； 10. 提供实验帮助，在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。具备同时录制实验操作及数据显示、处理功能。					
25	多用途生化传感器支架	由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm	1	套	94	94	思迈（PL-305）
26	针筒	抗酸、碱塑料制作，适合于气压或气体实验。	1	套	5	5	思迈（定制）
27	多向转接头	配合各类传感器和辅材进行多向固定。	1	套	32	32	思迈（PL-002）

28	电磁搅拌器	控转速，适合中和滴定、溶液多种参数测量实验。	1	套	283	283	思迈 (PL-206)
29	气液相密封实验器	与生物化学传感器密闭连接，完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。	1	套	143	143	思迈 (PL-210)
30	酶的特性实验器	酶的特性实验器由2只Y型试管、1组支架、2只 ϕ 4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径 ϕ 4mm软管、2只泄压阀组成。与传感器配套使用，完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。	1	套	175	175	思迈 (PL-701)
31	溶液稀释池	倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配合实验室匀速滴管使用。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。	1	套	94	94	思迈 (PL-221)
32	多用途密封塞	配合压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器使用，与实验室常用玻璃容器结合。	1	套	44	44	思迈 (PL-214)
33	电动钻孔器	钻头可拆卸，配有2个以上不同孔径的钻头，以完成对橡胶塞，软木塞电动钻孔	1	台	468	468	青鱼 (02005)
34	仪器车	规格：930*500*1000mm，台面：800*500mm，材质：SUS304不锈钢制成，主柱 ϕ 25*1圆管，三层台面，钢板厚1.0mm，下有加强筋，台面四周护栏 ϕ 8mm圆钢，小立柱 ϕ 12*65mm(高)。配置：推手，四只万向轮，两轮带刹。	1	辆	169	169	生乐 (02020)
35	生物显微镜	1、目镜：大视野广角 WF16X13mm 2、物镜：4X、10X、40X（弹簧）消色差物镜 3、镜筒：单目观察筒，45度倾斜，360度旋转 4、转换器：三孔转换器，保证齐焦 5、载物台：金属平台，平台面积110X120mm 6、聚光镜：单片聚光镜，数值孔径N.A0.65 7、光源：LED高亮度光源，带充电功能，亮度可调，可与反	60	台	598	35880	凤凰 (02040)

		光镜互换。					
36	生物显微镜	<p>1、铰链式双目观察筒，瞳距调节范围 50-75mm。零视度时，左右系统的目镜端面位置差 0.15mm</p> <p>2、目镜：带视度补偿，大视场高眼点目镜 PL10X，视场 18mm，放大率准确度±1.17%，双目系统左右视场中心偏差：上下 0.05mm，左右外侧 0.05mm，双目系统左右光轴平行度：水平发散 8，垂直交叉 6；零视度时，左右系统的目镜端面位置差 0.15mm。</p> <p>3、物镜：4X、10X、40X、100X；4 倍物镜成像清晰圆直径 17.4mm，；10 倍成像清晰圆直径 17.3mm，景深范围内像面的偏摆 0.04mm；40 倍成像清晰圆直径 17.0mm；100 倍成像清晰圆直径 17.2mm，物镜放大率准确度±1.17%；齐焦：10→4 倍±0.013mm、10→40 倍±0.008mm、40→100 倍±0.006mm。</p> <p>4、转换器：四孔物镜转换器，转换器稳定性 0.003mm</p> <p>5、移动平台：复合式机械移动载物台，低手位同轴调节。带限位装置，具有切片保护功能，载物台侧向受 5N 水平方向作用力最大位移 0.015，不重复性 0.002.用机械使标本在 5mmX 5mm 范围内移动时离焦量 0.005mm.</p> <p>6、聚光镜：阿贝式聚光镜 N.A1.25（带光栏），粗微调同轴调节，微调最小读数值 0.002mm，微调空回 0.005mm</p> <p>7、电源：LED 照明（色温 5700-6500K），亮度连续可调；内置可充电模块；外置式宽电压变压器，输入 100V-240V，输出 5V 1A。</p>	2	台	1560	3120	凤凰（02040）
37	数码显微镜	<p>1、观察头：铰链式三目观察筒，瞳距调节范围 50-75mm。零视度时，左右系统的目镜端面位置差 0.08mm</p> <p>2、目镜：带视度补偿，大视场高眼点目镜 PL10X，视场 18mm。</p>	1	台	4160	4160	凤凰（MBC100）

	<p>目镜放大率准确度$\pm 0.43\%$，双目系统左右视场中心偏差：上下0.03mm，左右内侧0.02mm，双目系统左右光轴平行度：水平发散8，垂直交叉6。</p> <p>3、摄像系统：内置数码一体化1600万像素无线数码芯片，支持5GWi-Fi，RJ45网口，预览分辨率1080P，超低延迟（200MS），1080P实时预览最大帧率25FPS，支持远程全分辨率拍照，支持Hotspot/Client模式切换，支持多人共览，摄影摄像视场清晰范围92%，目镜观察与显示屏观察时图像齐焦0.013mm</p> <p>4、物镜：平场消色差物镜4倍，成像清晰圆直径18.5mm；10倍，成像清晰圆直径18.4mm，10倍物镜景深范围内像面的偏摆0.01mm；40倍（弹簧）成像清晰圆直径18.5mm。100倍（弹簧、油）成像清晰圆直径18.3mm，物镜放大率准确度$\pm 0.5\%$</p> <p>5、转换器：四孔物镜转换器，转换器稳定性0.002mm</p> <p>6、移动平台：复合式机械移动载物台$140\times 132\text{mm}$，低手位同轴调节。带限位装置，具有切片保护功能。移动范围$76\text{mm}(X)\times 50(Y)\text{mm}$，读数$0.1\text{mm}$，载物台侧向受$5\text{N}$水平方向作用力最大位移$0.012$，不重复性$0.002$。用机械使标本在$5\text{mm}\times 5\text{mm}$范围内移动时离焦量$0.004\text{mm}$。</p> <p>7、聚光镜：阿贝式聚光镜$N.A1.25$（带光栏），粗微调同轴调节，粗调行程$25\text{mm}$微调最小读数值$0.002\text{mm}$，微调空回$0.003\text{mm}$</p> <p>8、电源：宽电压超高亮度$3\text{WLED}$光源，寿命长、功耗小、热量低、亮度强、色温高、操作安全；照明系统与观察系统光轴一致，照明均匀，无一边亮一边暗现象</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>★9、重要技术性能：4 倍物镜成像清晰圆直径 18.5mm、10 倍物镜成像清晰圆直径 18.4mm、40 倍物镜成像清晰圆直径 18.5mm、100 倍物镜成像清晰圆直径 18.3mm；10 倍物镜景深范围内像面的偏摆 0.01mm；显微镜目镜放大率准确度 0.42%；显微镜物镜放大准确率 0.5%；微调机构空回 0.003mm；转换器稳定性 0.002mm；双目系统左右视场像面中心偏差：上下 0.03mm，左右内侧 0.02mm，双目系统左右光轴平行度：水平发散 8，垂直交叉 6；摄影摄像视场清晰范围 92%，目镜观察与显示屏观察时图像齐焦 0.013mm(投标文件中已提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件)</p> <p>10、载物台侧向受 5N 水平方向作用力最大位移 0.01mm、不重复性 0.02mm.</p> <p>11、用机械使标本在 5mmX5mm 范围内移动时的离焦量 0.004mm</p> <p>12、智能终端：10 英寸平板，6GB+128GB，WIFI 版，分辨率：1920X1200，后置摄像系统 500 万像素，支持各种移动终端设备，包括各种手机和平板电脑，支持 Android、IOS、Windows 操作系统兼容主流平板电脑系统</p>					
38	双目立体显微镜	<p>1. 放大倍数：7X-45X 连续变倍</p> <p>2. 物镜：变倍范围 0.7X-4.5X</p> <p>3. 工作距离：物方有效距离 100mm</p> <p>4. 目镜：高眼点大视野广角目镜 WF10X/20mm，</p> <p>5. 观察头：三目观察筒，45 度倾斜，360 度旋转，瞳距调节范围 54mm-76mm，两目镜筒均可调节，视度调节±5 屈光度；</p> <p>6. 底座组：立柱式透射底座；调焦托架齿轮齿条升降，调焦行程 50mm，松紧可调；透射光源，使用上下高亮度 LED 光源，</p>	2	台	351	702	江南光电（02044）



源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

		亮度可调，照明方向可任意调节。					
39	放大镜	手持式 3 倍	30	个	1.5	45	生乐 (02051)
40	电动离心机	无电锁，15000 转，2ML*12	1	台	6760	6760	光霞 (02070)
41	磁力加热搅拌器	3.5 寸盘面，国标，100V-220V/50Hz/60Hz	2	台	143	286	光霞 (02073)
42	高压灭菌锅	30L，立式，手轮式开门结构，电脑自动循环灭菌程序，温度时间任意设定	1	台	5720	5720	光霞 (02080)
43	恒温水浴箱	PID 控温技术，LCD 液晶显示，清晰直观，600X300X180mm	2	台	390	780	光霞 (02082)
44	烘干箱	工作电压(V)：AC220V 50HZ，容积(L)：71；温控范围：室温+5℃-300℃；带鼓风；镀锌铁内胆	1	台	975	975	和顺 (02084)
45	恒温培养箱	容积：36L	1	台	1014	1014	和顺 (02087)
46	5mL 注射器	5mL，塑料	60	支	0.5	30	苏云 (02102)
47	100mL 注射器	100mL，塑料	60	支	9	540	苏云 (02102)
48	塑料洗瓶	250mL	30	个	2.8	84	生乐 (02121)
49	方座支架	技术要求符合 JY0394 的相关规定。	30	套	39	1170	生乐 (03002)
50	三脚架	铁制，环内径 75mm，高 150mm	30	个	3.9	117	生乐 (03006)
51	试管架	12 孔，12 柱，与 $\phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$ 试管匹配	30	个	7.8	234	生乐 (03008)
52	试管架	32 孔，铝合金，与 $\phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$ 试管匹配，恒温水浴锅里使用	4	个	23	92	生乐 (03008)
53	200g 托盘天平	200g，0.2g	8	台	39	312	百灵 (11003)
54	200g 电子天平	200g，0.01g	2	台	257	514	百灵 (11010)
55	温度计	红液，0℃~100℃	30	支	1.3	39	盛文 (13001)

9DDA94AB



利生
LISERVE

源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

56	酸度计(pH计)	笔式, pH 测量范围 0~14, 分辨力 0.1, 读数清晰, 配校准试剂	2	台	58.5	117	盛文 (16003)
57	血球计数板	计数池平面两端磨有斜坡, 使血液吸入容量大而畅通, 计数池的背面有凹窝, 保护背面	60	片	28.6	1716	隆华 (16017)
58	接种环	金属手柄, 合金金属丝	30	支	4.5	135	生乐 (27006)
59	研磨过滤器	容量 20mL	30	个	9.1	273	和顺 (27011)
60	普通手术剪	直尖头, 140mm	30	把	17	510	东润 (27013)
61	眼用手术剪	直尖头, 100mm	2	把	17	34	东润 (27014)
62	手术刀柄	不锈钢制, 全长约 125mm, 刀片配合使用。	8	把	3.25	26	东润 (27015)
63	手术刀片	刀片为不锈钢, 刀片弹性良好; 刀柄配合使用。	8	包	2.5	20	东润 (27016)
64	解剖镊	尖头, 125mm	30	把	1.4	42	东润 (27017)
65	解剖镊	阔头, 125mm	30	把	1.4	42	东润 (27017)
66	牙用镊	单弯, 160mm	8	把	4	32	东润 (27018)
67	眼用镊	直唇头齿, 100mm	2	把	3	6	东润 (27019)
68	电泳仪	四组输出, 输出电压: 2V~200V、输出电流: 2mA~200mA, 具有 36V 电压限制功能	1	台	2340	2340	百灵 (27020)
69	水平电泳槽	聚碳酸脂注塑成型, 凝胶托盘带有荧光标尺, 具有开盖断电功能, 凝胶板规格: 60mm×60mm	4	个	260	1040	天大 (27022)
70	垂直电泳槽	聚碳酸脂注塑成型槽体, 实现原位制胶功能, 凝胶板规格: 75mm×83mm, 同时可以两块凝胶电泳	2	个	468	936	天大 (27023)
71	凝胶色谱柱	16mm×500mm	4	个	84.5	338	盛文 (27024)
72	0.5μL 微量移液器	0.5μL~10μL	8	支	84.5	676	存真 (27026)
73	20μL 微量移液器	10μL~100μL	8	支	84.5	676	存真 (27026)

9DDA94AB

74	100μL 微量移液器	100μL~1000μL	8	支	84.5	676	存真 (27026)
75	1000μL 微量移液器	500μL~5000μL	8	支	127	1016	存真 (27026)
76	移液器架	可放置 5 支移液器	8	个	85.5	684	存真 (27027)
77	DNA 电泳图谱观察仪	非紫外光源，观察凝胶面积>100mm×100mm	1	台	1430	1430	存真 (27028)
78	精油提取器	1. 精油提取器外壳及主体的制作材料使用不锈钢 2. 箱体由底座板、连接角板、后板、顶板、前面板等拚焊为外观为长方形，材料均为不锈钢板。锅盖为双层，结构材料不锈钢，外盖置有管道通冷凝器。冷凝器由进、出水管，筒体及封口，冷凝管组成；冷凝管材料为不锈钢制 3. 容量：5L 4. 材质：不锈钢 5. 电源：220V/50Hz 6. 功率：1000W 7. 外形尺寸：410mm×290mm×360mm。	2	台	1105	2210	存真 (27029)
79	组织捣碎匀浆机	1. 转速：0r/min~1200r/min 2. 无级调速 3. 最大容量：1L	1	台	936	936	盛文 (27031)
80	DNA 快速杂交仪	1、电源电压：AC220V ± 10%50Hz350W 2、使用环境：0℃~+40℃，相对湿度：RH90%RH 3、. 温控范围：环境温度+5℃~60℃可调 4、温度波动值：± 1℃ 5、温度显示精度：0.1℃ 6、温度均匀性：± 0.03℃	1	台	4290	4290	盛文 (27032)

		7、瓶架转速：0~16 转/分可调 8、杂接管规格：φ 35×200mm(其他规格可定制) 9、加热室尺寸：385mm×315mm×320mm					
81	果酒果醋发酵装置	透明，最大容积 1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数	30	个	104	3120	佳义（27033）
82	纯水机	为实验提供去除无机物、有机物、微生物、可溶性气体等杂质的专用水，满足各类实验的需求。	1	台	5200	5200	远航（27034）
83	玻璃三角刮刀(涂布器)	玻璃制，形状为 7 字型	30	个	3.9	117	生乐（27035）
84	细胞亚显微结构模型	国家部标，PVC 制作	2	个	175.5	351	向阳花（33302）
85	细胞膜结构模型	国家部标，PVC 制作	2	个	70	140	向阳花（33303）
86	细胞膜流动镶嵌模型组件	国家部标，PVC 制作	30	个	107.9	3237	向阳花（33304）
87	减数分裂中染色体变化模型组件	产品包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型。	30	个	49.4	1482	向阳花（33305）
88	DNA 结构模型	国家部标，PVC 制作	2	个	117	234	向阳花（33306）
89	DNA 双螺旋结构模型组件	四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离	30	个	26	780	向阳花（33307）
90	验证基因分离规律玉米	玉米穗	30	套	42.9	1287	弘儒（43110）

	标本						
91	验证基因自由组合规律玉米标本	玉米穗	30	套	42.9	1287	弘儒(43111)
92	验证基因连锁与互换规律玉米标本	玉米穗	30	套	42.9	1287	弘儒(43112)
93	蚕豆叶下表皮装片	标本取材于蚕豆叶，标本在 80x 和 200x 学生显微镜下观察蚕豆叶下表皮的构造。	60	片	1.2	72	金博达(43208)
94	植物细胞有丝分裂	洋葱根尖纵切	60	片	1.2	72	金博达(43209)
95	胞间连丝切片	技术要求符合 JY235-1987，能满足教材规定的相关实验要求。	60	片	1.2	72	金博达(43211)
96	黑藻叶装片	显示细胞核及叶绿体	60	片	3.25	195	金博达(43224)
97	酵母菌装片	技术要求符合 JY79-82，能满足教材规定的相关实验要求。	60	片	1.2	72	金博达(43305)
98	水绵装片	标本在 80×和 200×学生显微镜下观察水绵营养时期的构造。	60	片	1.2	72	金博达(43307)
99	大肠杆菌涂片	标本取材于人工培养的大肠杆菌，能清晰地看出大肠杆菌的形态。	60	片	1.2	72	金博达(43312)
100	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)	技术要求符合 JY84-1987，能满足教材规定的相关实验要求。	60	片	5.85	351	金博达(43403)
101	草履虫分裂生殖装片	技术要求符合 JY255-1987，能满足教材规定的相关实验要求。	60	片	5.85	351	金博达(43405)
102	蝗虫精巢减数分裂切片	标本在 100×和 400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态；	60	片	5.85	351	金博达(43414)

103	蛙血涂片	技术要求符合 JY255-1987, 能满足教材规定的相关实验要求。	60	片	1.2	72	金博达 (43415)
104	表皮细胞装片	蛙或蝶螈	60	片	1.2	72	金博达 (43416)
105	骨骼肌纵横切	标本取材于人的新鲜血液, 血细胞变形者, 不宜使用。	60	片	1.2	72	金博达 (43508)
106	平滑肌分离装片	标本取材于两栖动物或哺乳动物消化管的肌层, 去掉粘膜及粘膜下层后作分离理。	60	片	1.2	72	金博达 (43509)
107	心肌切片	标本在 80x 和 200x 学生显微镜下观察心肌的结构。	60	片	1.2	72	金博达 (43510)
108	运动神经元装片	标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原, 作涂片或分离装片。	60	片	1.95	117	金博达 (43511)
109	胰腺切片(示胰岛)	标本在 80×和 200×学生显微镜下观察胰腺(示胰岛)的结构, 取材于大鼠。	60	片	4.55	273	金博达 (43525)
110	正常人染色体装片	能认出每条染色体含有两条染色单体, 借着一个着丝粒彼此连接。	60	片	5.85	351	金博达 (43603)
111	DNA 和 RAN 在细胞中的分布	显微镜观察用	60	片	3.9	234	金博达 (43604)
112	线粒体切片	显微镜观察用	60	片	5.85	351	金博达 (43605)
113	10mL 量筒	10mL	30	个	1.9	57	隆华 (60001)
114	25mL 量筒	25mL	30	个	3.2	96	隆华 (60001)
115	50mL 量筒	50mL	60	个	3.5	210	隆华 (60001)
116	100mL 量筒	100mL	60	个	3.9	234	隆华 (60001)
117	500mL 量筒	500mL	4	个	15.5	62	隆华 (60001)
118	1000mL 量筒	1000mL	4	个	23	92	隆华 (60001)
119	25mL 容量瓶	25mL	30	个	3.9	117	隆华 (60023)
120	100mL 容量	100mL	4	个	5	20	隆华 (60023)



利生
LISERVE

源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

	瓶						
121	250mL 容量瓶	250mL	4	个	8	32	隆华 (60023)
122	500mL 容量瓶	500mL	4	个	9	36	隆华 (60023)
123	1000mL 容量瓶	1000mL	4	个	15.5	62	隆华 (60023)
124	1mL 移液管	1mL	30	支	3	90	隆华 (60052)
125	2mL 移液管	2mL	30	支	3.9	117	隆华 (60052)
126	5mL 移液管	5mL	30	支	4.5	135	隆华 (60052)
127	10mL 移液管	10mL	30	支	5.2	156	隆华 (60052)
128	15mm 试管	φ 15mm×150mm	240	支	04	960	隆华 (61001)
129	50mL 烧杯	50mL	240	个	1.6	384	华欧玻璃 (61020)
130	100mL 烧杯	100mL	120	个	1.95	234	华欧玻璃 (61020)
131	250mL 烧杯	250mL	60	个	2.8	168	华欧玻璃 (61020)
132	500mL 烧杯	500mL	30	个	4.4	132	华欧玻璃 (61020)
133	1000mL 烧杯	1000mL	30	个	9.3	279	华欧玻璃 (61020)
134	50mL 锥形瓶	50mL	240	个	2.9	696	欧亚玻璃 (61041)
135	100mL 锥形瓶	100mL	180	个	3.25	585	欧亚玻璃 (61041)



利生
LISERVE

源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

136	250mL 锥形瓶	250mL	60	个	4.9	294	欧亚玻璃 (61041)
137	500mL 锥形瓶	500mL	30	个	9.1	273	欧亚玻璃 (61041)
138	蒸馏烧瓶	250mL	30	个	10.4	312	欧亚玻璃 (61051)
139	酒精灯	150mL	60	个	2	120	欧亚玻璃 (62001)
140	干燥器	160mm	2	个	32.5	65	欧亚玻璃 (62006)
141	蒸馏水瓶	实验用	2	个	75	150	欧亚玻璃 (62020)
142	冷凝器	直固, 300mm	30	个	18.2	546	欧亚玻璃 (62021)
143	60mm 漏斗	60mm	60	个	1.95	117	欧亚玻璃 (62031)
144	90mm 漏斗	90mm	60	个	3.9	234	欧亚玻璃 (62031)
145	滴管	吸取液体	300	支	0.52	156	欧亚玻璃 (62073)
146	比色管	25mL	120	支	4.55	546	欧亚玻璃 (62077)
147	250mL 广口瓶	250mL	120	个	3.6	432	欧亚玻璃 (63011)
148	250mL 细口瓶	250mL	10	个	3.2	32	欧亚玻璃 (63021)



源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

149	500mL 细口瓶	500mL	10	个	4.2	42	欧亚玻璃 (63021)
150	1000mL 细口瓶	1000mL	10	个	7.8	78	欧亚玻璃 (63021)
151	30mL 滴瓶	30mL	180	个	2	360	欧亚玻璃 (63041)
152	60mL 滴瓶	60mL	180	个	2.2	396	欧亚玻璃 (63041)
153	30mL 棕滴瓶	棕色, 30mL	120	个	2.2	264	欧亚玻璃 (63041)
154	60mL 棕滴瓶	棕色, 60mL	120	个	2.3	276	欧亚玻璃 (63041)
155	试管夹	产品为竹制品。	120	把	0.7	84	生乐 (64006)
156	石棉网	铁网及石棉组成	240	个	0.7	168	生乐 (64032)
157	药匙	长度约为 10cm	60	把	0.4	24	生乐 (64042)
158	5mm 玻璃棒	Φ 5mm~6mm	4	千克	14	56	欧亚玻璃 (64053)
159	洗耳球	橡胶材质, 60ml	30	个	3.2	96	欧亚玻璃 (64067)
160	培养皿	Φ 60mm	240	套	2.6	624	欧亚玻璃 (64084)
161	培养皿	Φ 120mm	60	套	6.5	390	欧亚玻璃 (64084)
162	60mm 研钵	瓷, Φ 60mm	60	个	2.6	156	欧亚玻璃 (64086)
163	载玻片	无色透明, 平整, 玻璃制品, 50 个/盒	30	盒	3.6	108	帆船 (80302)

164	盖玻片	10 盒/包	60	包	1.95	117	帆船 (80303)
165	工具箱	包含美工刀、螺丝批、锤子、卷尺、电烙铁，万用表等产品套装	1	支	253	253	宏远 (gjsx-01)
166	工作服	棉质	4	件	110.5	442	生乐 (82001)
167	护目镜	侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击	60	个	4.55	273	生乐 (82002)
168	乳胶手套	手套使用纯天然乳胶工业手套	4	付	5	20	生乐 (82008)
169	擦镜纸	100 张/本	60	本	2.6	156	生乐 (82004)
170	达尔文仿生组合	<p>1、包装箱体规格：PP 塑料箱包装（485×360×100mm），内含零件整理盒 2 个，材质 PE</p> <p>2、产品主要材质：主要部件使用优质尼龙制造，尺寸精确，不易磨损，可以保证反复拆装的同时不影响模型结合的精确度。具有易于拼接、颜色鲜艳亮丽、能耐炎热和高寒、耐磨、韧性好等优点，为操作方便的同时也增加了模型的使用寿命和趣味性。</p> <p>3、结构：主要构件使用工程结构技术原理设计，构件的工业燕尾槽设计使六面都可拼接，利用“六面可拼接体”这种开放的零件，可以充分发挥学生的创意来构建或者模拟现实。</p> <p>4、配套产品：产品配有专业的中文说明书及拼装手册，让学生更容易操作、学习；产品配备快捷完善的售后服务，解决客户后顾之忧。</p> <p>5、构件描述：制作套件使用拼插式结构，根据构件的用途不同，部件使用优质尼龙制造，尺寸精确，不易磨损，可以保证反复拆装的同时不影响模型结合的精确度。易于拼接、颜色鲜艳亮丽、能耐炎热和高寒、耐磨、韧性好等优点。构件的工业燕尾槽设计使六面都可拼接。利用“六面可拼接体”这种开放的零件，来构建或者模拟现实发挥你的创意。</p>	1	箱	9750	9750	弘博智慧 (V3.0)

6、控制器：使用 16 位以上的处理器，带 128×64 点阵液晶显示器，1 个 USB 下载接口，4 个 RJ12 的输入输出和联机通讯接口，能同时接入 4 路传感器和 4 个电机，可同时接入 4 路模拟信号，4 路串口设备、4 路 I2C 设备，4 路数字设备、4 路计数器。4 个 RJ12 的输出口，能同时驱动 4 路 9V/1A 大电流输出的无极调速功率电机、8 路伺服电机输出、4 路继电器或灯的控制。使用内置和外接两种电源供电方式。图形化交互式软件编程平台让学生的逻辑更直观，可读性强，逻辑思维能清晰。

★7、功能描述：零件种类 52 种，利用 340 多个构件能够拼接巴哥犬、蝎子、猫鼬、蜻蜓、猩猩等 5 个标准模型及其指导书（投标文件中**已提供**5 个模型的拼装指导手册页面截图并加盖生产厂家公章）。所有机器人均为轮式拼接。主要器件减速金属齿轮马达 2 个，电压 9V，转速 128 转，负载转矩 0.4Kg.cm，超声传感器 1 个检测距离 7-250cm，灰度传感器 2 个，七彩灯 1 个，蓝牙传感器 1 个并提供可编程的 APP 控制软件、可充电无线摄像头 1 个，焦距 3.6mm，支持 5 米距离黑白夜视，4 颗无光红外灯，具有移动报警功能，可无线监控，无线遥控功能，火灾预警，自主巡查远程告警功能。

★8、投标文件中**已提供**第三方检测机构出具的所投产品检测报告扫描件，检测报告依据《JY0001-2003 教学仪器设备产品一般质量要求》、《JY0002-2003 教学仪器设备产品的检验规则》，对外观/部件要求检查、基本结构件要求检查、控制器及模块、产品配置组成、电机模块连续运行时间、使用示例与产品配置符合性、低温存储试验、高温存储试验、温度/相对湿度试验等进行检测，检测结果需符合要求。

171	高中生物组合实验箱(通用)	<p>实验箱规格：571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。</p> <p>实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作；使用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。</p> <p>器件配置：支座（可拼接）1 对、双嘴钳 2 个、支撑杆（250mm）1 根、支撑杆（2 根/套，单根杆长 300mm，杆与杆可以螺纹对接）1 套、铁圈（大、中、小）1 套、万向夹 2 个、酒精灯（150mL）1 个、电子点火器 1 把、试管架 1 个、电子天平（1000g，0.1g）1 台、电子秒表（0.01s）1 个、LED 台灯（可调光）1 台、打孔器（4 件）1 套、剪刀（140mm，直尖头）1 把、解剖器（6 件）1 套、试管夹 2 个、止水夹 2 个、三脚架 1 个、陶土网（140mm×140mm）1 张、移液器（包括：0.5 μL~10 μL，10 μL~100 μL，100 μL~1000 μL，1000 μL~5000 μL）1 套、移液器吸头（包括：0.5 μL~10 μL，10 μL~100 μL，100 μL~1000 μL，1000 μL~5000 μL）1 套、移液器架（可放 4 支微量移液器）1 个。</p>	1	套	1950	1950	生乐(SWSYX-01)
172	高中生物组合实验箱(分子与细胞)	<p>实验箱规格：571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应</p>	1	套	1950	1950	生乐(SWSYX-02)

	<p>插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。</p> <p>实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作；使用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。</p> <p>器件配置：量筒(10mL)1 个、试管(ϕ 15mm\times150mm) 6 支、刻度试管(ϕ 15mm\times150mm) 4 个、烧杯(100mL) 3 个、烧杯(250mL) 1 个、锥形瓶(500mL) 3 个、玻璃漏斗(ϕ 50mm) 1 个、培养皿(90mm) 1 个、表面皿(100mm) 1 个、胶头滴管(100mm) 3 支、玻璃棒(200mm) 1 根、直角玻璃导管(ϕ 7mm, 50mm+150mm) 6 支、毛细玻璃管(50 支/盒) 1 盒、温度计(0~100$^{\circ}$C)1 支、切片标本(包括生物组织标本 22 种，各 1 片。具体配置要求按附录 A 中表 A.2 的要求) 1 盒、镊子(140mm, 带齿直尖头) 1 把、载玻片 1 盒、盖玻片 1 盒、双面刀片 1 盒、单面刀片 1 盒、直尺(300mm)1 把、pH 精密试纸(pH6.4~8.1) 1 本、pH 广泛试纸 1 本、洗耳球(60mL)1 个、研钵(附研杵)1 个、打孔器(给叶片打孔)1 套、药匙(大、中、小)1 套、比色板(6 孔)1 块、注射器(30mL)1 个、毛笔 1 支、铅笔(HB) 1 支、记号笔 1 支、彩泥(12 色)1 盒、大头针 1 盒、卫生香 1 盒、消毒牙签 1 盒、吸水纸 1 盒、擦镜纸 1 盒、定性滤纸 1 盒、棉塞 1 包、纱布 1 包。</p> <p>结合通用箱，可完成的实验：1. 使用高倍显微镜观察几种细胞；2. 检测生物组织中的还原糖、脂肪和蛋白质；3. 用高倍</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		显微镜观察叶绿体和细胞质流动；4. 制作真核细胞的三维结构模型；5. 探究植物细胞的吸水和失水；6. 比较过氧化氢在不同条件下的分解；7. 淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用；8. 探究影响酶活性的条件；9. 探究酵母菌细胞呼吸的方式；10. 绿叶中色素的提取和分离；11. 探究环境因素对光合作用强度的影响；12. 观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂。					
173	高中生物组合实验箱(遗传与进化)	实验箱规格：571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。 实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作；使用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 器件配置：试管(Φ15mm×150mm)2支、烧杯(250mL)2个、烧杯(500mL)2个、载玻片1盒、盖玻片1盒、培养皿(90mm)1个、接种环1个、直尺(300mm)1把、镊子(140mm，带齿直尖头)1把、小桶2个、DNA双螺旋结构模型组件(组件配置：脱氧核糖20，腺嘌呤5，胸腺嘧啶5，胞嘧啶5，鸟嘌呤5，磷酸22，粗棒22，细棒40)1套、铅笔1支、彩笔5支、记号笔1支、彩泥(12色)1袋、彩球(2色，各20个)1套、胶水1瓶、透明胶带1卷、滤纸1盒、吸水纸1盒、涂布器1个、纱布1卷。结合通用箱，可完成的实验：1. 性状分离比的模	1	套	1950	1950	生乐(SWSYX-03)

		拟实验；2. 观察蝗虫精母细胞减数分裂装片；3. 建立减数分裂中染色体变化的模型；4. 制作 DNA 分子双螺旋结构模型；5. 低温诱导植物细胞染色体数目的变化；6. 探究抗生素对细菌的选择作用。					
174	高中生物组合实验箱(稳态与调节、生物与环境)	<p>实验箱规格：571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。</p> <p>实验箱特点：完整的设备组合；简单的实验操作；使用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。</p> <p>器件配置：量筒(50mL)2个、试管(φ12mm×70mm)6支、烧杯(50mL)3个、烧杯(250mL)3个、烧杯(500mL)1个、锥形瓶(250mL)2个、玻璃棒(200mm)3根、胶头滴管(200mm)2支、玻璃管2支、白瓷盘(140mm×250mm)1个、pH计(笔式，分辨力0.1)1个、血细胞计数板4个、镊子(140mm，带齿直尖头)1把、软尺(1500mm)1把、吸虫器(储虫瓶40mm×100mm，带有打孔橡胶塞、吸虫管、吸气管)1套、放大镜1个、记号笔2支、滤纸1盒、纱布10块。</p> <p>结合通用箱，可完成的实验：1. 模拟生物体维持 pH 的稳定；2. 探索植物生长调节剂的应用；3. 调查草地中某种双子叶植物的种群密度；4. 培养液中酵母菌种群数量的变化；5. 探究</p>	1	套	1950	1950	生乐(SWSYX-04)

		土壤中动物类群的丰富度；6. 探究土壤微生物的分解作用。					
175	高中生物组合实验箱(生物技术与工程)	<p>实验箱规格：571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。</p> <p>实验箱特点：完整的设备组合；简单的实验操作；使用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。</p> <p>器件配置：量筒（100mL）1 个、试管（ϕ12mm×70mm）6 支、试管（ϕ15mm×150mm）6 支、烧杯（250mL）1 个、烧杯（500mL）1 个、锥形瓶（50mL）4 个、锥形瓶（250mL）2 个、培养皿（90mm）2 个、玻璃漏斗（90mm）1 个、玻璃棒（200mm）1 根、研钵（附研杵）1 套、研磨过滤器（20mL）1 个、计数器（手持式）1 个、血细胞计数板 1 个、镊子（140mm，带齿直尖头）1 把、小刀（白瓷刀）1 把、单面刀片 1 盒、接种环 1 个、比色管 6 个、封口膜（10cm×38m）1 卷、橡皮筋 1 包、纱布 1 卷、棉塞 1 包、牛皮纸 1 包、滤纸 1 盒、标签纸 1 本、消毒用酒精棉球 1 包。</p> <p>结合通用箱，可完成的实验：1. 制作传统发酵食品；2. 酵母菌的纯培养；3. 土壤中分解尿素的细菌的分离与计数；4. 菊花的组织培养；5. DNA 的粗提取与鉴定；6. DNA 片段的扩增及电泳鉴定。</p>	1	套	1950	1950	生乐(SWSYX-05)



源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

合计			169665元				
7.生化综合仪器室							
1	仪器柜	<p>1、规格：1000*500*2000mm</p> <p>2、结构：铝木结构</p> <p>3、铝合金框架结构,后立杆铝型材为双槽，配以 ABS 连接件组装而成；上部木制门框玻璃对开门、三层活动隔板，轨道式钢制可调立杆，每块活动隔板下加两根横梁，下部木制对开门，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐酸碱、耐腐蚀、外形美观、经久耐用等特点。</p> <p>4、基材：使用优质刨花板，抑菌性能依据 QB/T4371-2012，试验菌种包含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌等菌种，抑菌率均>99%；防霉性能依据 JC/T 2039-2010，试验菌种包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等菌种，试验后防霉等级达到 0 级。</p> <p>5、可调脚：使用 ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。</p>	36	个	1495	53820	军成富康（JCFK060）
2	仪器柜专用标签盒	亚克力材质制作，外观透明，粘贴于仪器柜上部玻璃门上，内部插槽可放入仪器清单编目卡，使整柜的放置仪器清单一目了然，更换仪器清单编目卡时只需拿出更换即可，方便快捷。	36	个	19	684	利生（定制）
3	序号贴	不干胶贴纸制作，粘贴于仪器柜上，用于标明仪器柜柜号，便于仪器上架编录和学校老师使用，能及时找到仪器的位置，版面可印制校园文化内容，如学校 logo 等。	36	张	2	72	利生（定制）
4	储物柜	1.柜体：约 320*460*600mm,使用 HDPE 材质整体注塑一次成型，柜体厚度 4.5mm。	10	个	325	3250	利学（LX080）

	<p>A: 柜体使用 HDPE 整体注塑成型,不是 5 块塑料板拼装而成,是整体柜,不是拼装柜。</p> <p>B: 柜子的顶部凸起 10mm,柜子的底部凹进 10mm,凸起部契合凹进部,更牢固美观。</p> <p>C: 柜体两侧使用 3 波浪设计,外部美观,内部有 2 道加强筋,保障柜体坚固,不易破坏。</p> <p>D: 柜体内侧有挡水封板设计,即可阻止灰尘、雨水进入柜体,也可防止撬、切割等对柜子的破坏。</p> <p>E: 柜体底脚有两个排水孔,可高压水枪清洗后自动排水。</p> <p>F: 柜体高耐冲击性、耐候性好、永不生锈、易清洗,防水防潮、具有一定耐酸性,耐污染。</p> <p>2. 门体: 门体使用 HDPE 材质,双层门板通过螺丝固定而成。螺丝通过设计隐藏在门体之中。</p> <p>A: 门板使用 HDPE 材质,耐高低温,高抗力,高抗撞击,防水防潮,耐污染。同时,易清洗,清水或性质温和的清洁剂擦拭即可。</p> <p>B: 门板使用人体工程学舒适度设计,无尖角和锋锐凸起,保障安全性。</p> <p>C: 门板与柜体关合后,门板有卡条与柜体卡槽结合,防止撬、切割等对柜门和锁具的破坏。</p> <p>3. 合页与拴柱: 使用隐藏式,肉眼不可见。POM 材质,具有耐磨、刚性强等特点。</p> <p>A: 使用 POM 材质</p> <p>B: 使用隐藏式设计,隐藏在柜体之内,肉眼不可见,防止撬、切割等对拴住的破坏。</p> <p>4. 安装时,上下之间,柜子有凹凸槽结合,更牢固。上下左</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		右柜子之间，都是有二个板，而不是拼装柜子共用一个板。 5. 锁具：使用防锈锌合金材质转舌锁，安全、方便。 ★6. 投标文件中 已提供 第三方检测机构出具的所投产品检测报告扫描件。（1）检测依据 GB/T35607-2024，对总挥发性有机化合物（TVOC）进行检测，检测结果 TVOC0.3mg/m ³ 。（2）检测报告依据 GB/T23296.26-2009，检测结果为未检出甲醛。						
		合计	57826元					
8. 物理吊装实验室								
一、教师演示授课区								
1	组合式智慧演示台	一、演示台： 1、规格：2000×750×850mm。 2、组合式智慧演示台整体上是实验操作台、多媒体展示台组合而成。 3、实验操作台面：规格 1500×750mm，使用一体化陶瓷台面，经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温 1300 度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉等最佳物理性能和化学性能，四周边缘使用耐酸碱 PP 工程塑料一体注塑成型进行包边，整体厚度 35mm。 4、实验操作台主体结构：使用规格 30×30×1.2mm 铝型材，配以金属连接件组装而成。台身背板及侧板使用 5mm 厚抗倍特板，抽屉和储藏柜门板使用 16mm 厚 E1 级优质三聚氰胺环保板，柜体间转角根据产品内部结构之差异，使用一次成型工程塑料连插件连接，使整体框架结构更为合理。 5、多媒体展示台：使用 ABS 工程塑料注塑成型，台面预留内置 24 寸电脑显示器空间，屏面位于台面中间，方便示教者观看。使用折叠翻盖设计，需要使用是打开翻盖正常使用，不	4	张	3640	14560	利学 (LXZH-01)	

	<p>用时合上对内部的多媒体设备起到保护作用，减少灰尘、碰撞对设备的损害。台身正面设置伸缩式键盘托，可同时容纳键盘和鼠标，使用静音滑轨，方便活动抽拉。台身预留抽屉和储藏柜空间。预设内置视频终端集成处理设备空间。台身内可放置电脑主机箱，柜体四角使用圆弧设计，柜体内留有穿线孔，方便各设备连接。</p> <p>6、显示器尺寸：24英寸，处理器：4G内存，1TB硬盘，配套键盘、鼠标。</p> <p>二、教师教学电源</p> <p>1、TCP/IP 通讯协议数字化网络电源，使用网络 IP 协议控制方式，有联网和过载指示，电容式触摸开机，直流电源：三位 LED 显示电压真实值，三位 LED 显示电流真实值，直流电源输出 0-15V/5A。交流电源：三位 LED 显示设定电压，三位 LED 显示电流真实值，交流电源输出 0-16V/5A。</p> <p>2、带 7 寸彩色触摸屏，图形化操作界面控制直流电源电压设定、交流电源电压设定。</p> <p>3、触摸屏直流电源电压设定，步进 0.1V, 支持长按，交流电源电压设定，步进 2V, 支持长按。</p> <p>4、故障显示，故障报警。</p> <p>三、教师实验过程采集系统</p> <p>1、功能：直播教师实验过程，可投屏便于学生学习观摩，教师实验过程录制保存</p> <p>2、视频采集支架可电动升降，使用最高高度 660mm, 折叠臂长度 275mm</p> <p>3、实验过程采集系统结构为电驱机构，教师使用实验过程采集系统控制面板来控制视频采集支架的高度</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>4、内置两颗工业级 500 万像素的摄像头</p> <p>5、sensor 规格：2.5 分之一（高级 COMS 感光芯片 1/2.5inch）</p> <p>6、像素大小：PixelSize$2.2\mu\text{m}\times 2.2\mu\text{m}$</p> <p>7、速度：2592$\times$1944/30 帧/秒</p> <p>8、信噪比：39dB</p> <p>9、分辨率：1280\times720\1920\times1080\2048\times1536\2592\times1944</p> <p>10、输出格式：MJPG\YUY2</p> <p>11、影像处理：自动曝光 ACE\自动白平衡 AEB\自动增益 AGC</p> <p>12、对焦：手动对焦</p> <p>13、镜头角度：130 度</p> <p>14、支持协议：支持标准 UVC 通信协议</p> <p>15、工作温度：-20\sim70$^{\circ}\text{C}$</p> <p>16、低照度：0.01lux</p> <p>17、动态范围：86dB</p> <p>四、智慧教学平台</p> <p>1、功能：承载教学平台和智能教室配置系统</p> <p>2、教学平台：教务管理、直播教学、模拟考试、实验管理、数据统计、设备管理、系统设置等模块构成。</p> <p>（1）教务管理：包括教师管理、学生管理、实验室管理、器材管理、药品管理、课程管理。</p> <p>（2）直播教学：实验过程采集系统配合教师示范实验课可直播教学，便于学生观摩学习。</p> <p>（3）模拟考试：内嵌实验操作考评系统，有考务子系统和考试子系统组成。考务子系统包括：监管平台，考务平台、阅卷平台、数据统计四大板块。实现实验操作的课堂实验教学</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>及模拟考试训练。</p> <p>(4) 实验管理：有课标实验和自建实验，教师可以直接选取学年和学科，系统自动列出所有国家课程标准规定的实验，实验所需的器材和药品，学生实验会重点提示。教师可选择实验场地是教室实验室，如果选择实验室会转入预约系统，教师可以查看自己的所有实验列表，教师也可自建自己的实验项目。</p> <p>(5) 数据统计：对平时教学及测评数据进行统计管理，包括试卷分析，实验分析，授课分析。</p> <p>(6) 设备管理：可对教室的基础设备进行控制和管理，新风机、空调、灯光、摄像头、网络、通风、窗帘等。</p> <p>(7) 系统参数设定。</p>					
2	教师座椅	<p>A. 靠背与座垫要求</p> <p>1. 材质：(1) 靠背和座垫使用 PP（聚丙烯）塑料全新料一体注塑成型。(2) 使用全新原料进行生产。</p> <p>2. 靠背尺寸：440mm(±10mm) × 370mm(±10mm)。</p> <p>3. 座垫尺寸：440mm(±10mm) × 430mm(±10mm)。</p> <p>4. 功能要求：(1) 靠背使用多孔式五边形孔洞设计，有一弧形造型设计，贴合人体，倚靠舒适。(2) 座垫使用多孔式五边形孔洞设计，通风防积水，乘坐舒适。(3) 靠背上方有一提手孔洞设计，便于提携。(4) 表面无裂纹，褶皱、污渍、无明显色差。</p> <p>5. 结构设计：靠背与座垫使用一体注塑成型，使用非螺丝锁付。</p> <p>B. 椅架要求</p> <p>1. 材质及形状：(1) 使用椭圆形亮光管组合焊接而成。(2)</p>	4	把	143	572	利学 (LX015)

		<p>结构牢固，长时间使用无产生摇晃、松散的现象。</p> <p>2. 焊接部位外观：焊接完成的钢管架，焊接部位需牢固，需无脱焊、虚焊、假焊、焊穿。焊缝均匀无毛刺、裂纹等缺陷。</p> <p>3. 尺寸：钢管尺寸为 24mm(±1mm) × 48mm(±1mm) × 壁厚 1.5mm，脚踏管尺寸为：24mm(±1mm) × 48mm(±1mm) × 壁厚 1.0mm；</p> <p>4. 表面涂装：焊接完成的钢管架，钢管里、外表面经脱脂、硅烷无磷转化处理后，表面再喷涂粉末涂料，涂料具有耐腐蚀强、零甲醛无溶剂等特性，经 200 度高温烤漆，附着力特强；涂层表面均匀，色泽一致、平整且清晰、均匀。无漏底、锈蚀；疙瘩、皱皮等缺陷。漆膜无膨胀、鼓泡、剥落、生锈无明显变色和失光现象。</p> <p>5. 功能：(1) 左右脚架各加装一组高度调节装置，调节范围每一阶可间隔 ≤ 30mm。(2) 调节高度时，无需使用任何工具。(3) 调节装置灵活、可靠、安全。</p> <p>C. 脚垫要求</p> <p>1. 材质：(1) 使用 PP（聚丙烯）塑料一体注塑成型。</p> <p>2. 长脚垫尺寸：215mm(±2mm) × 130mm(±2mm) × 32mm(±2mm)。短脚垫尺寸：78mm(±2mm) × 63mm(±2mm) × 41mm(±2mm)。</p> <p>3. 功能：(1) 包覆贴地管并加以螺丝锁附安装，巩固强化不掉落，包覆管材端口，防止异物进入。(2) 外观边缘有倒圆角圆弧安全防撞设计。(3) 脚垫表面无裂缝、叠缝。(4) 脚垫与钢架接口断面需封闭。</p>					
二、学生实验操作区							
1	学生实验桌	1、规格：约 1200×600×780mm	112	张	1700	190400	军成富康（JCFK05

	<p>2、使用 20mm 厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。</p> <p>★（1）外观要求：①参照 T/CIQA10-2020 的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径 2mm 以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色；②为保证台面的美观度，参照 GB/T17657-2022 标准，耐光色牢度 4 级。（投标文件中已提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）</p> <p>★（2）理化性能要求：①为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照 T/CIQA10-2020 标准，台面耐化学腐蚀性 GLA 级；②为保证台面使用的安全性，参照 T/CIQA10-2020 标准，台面抗冲击性（恢复系数）0.805；③为保证台面防潮、防霉的性能，参照 GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录 G 标准，台面吸水率测试平均值 0.05%；④参照 GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数 0.4。（投标文件中已提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）</p> <p>3、桌体：塑钢结构</p> <p>4、桌腿：主体使用尼龙钢化增强复合材料一体化注塑，一次成型，内壁加强筋增强结构强度，厚度 3mm，具有耐腐蚀、抗氧化等特点。两侧桌脚呈三点稳定仿生结构支撑形态，外型为流线形设计，拐角呈弧线型圆滑流畅，避免锐角磕碰。台面与桌腿连接转角处装饰外盖使用 ABS 工程塑料材质。紧固连接件使用不锈钢材质。</p> <p>5、固定横梁使用 30×30×2mm 和 40×30×2mm 矩形钢构件焊</p>					4-A)
--	--	--	--	--	--	------

		<p>接制成，支撑横杆使用 $\phi 32\text{mm}$ 厚度 2mm 钢管制成，整体更加稳固。金属构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，具有耐酸碱、耐腐蚀特点。</p> <p>6、挡板：使用 $1000 \times 260 \times 1\text{mm}$ 厚镀锌钢板压制成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理。</p> <p>7、书包斗：使用 ABS 工程塑料一次注塑成型，预留学生凳挂靠口。</p> <p>8、脚垫：使用 $\phi 70\text{mm}$ 增强尼龙碳钢可调脚，平稳支撑，防止晃动，防滑防震。</p>					
2	学生实验凳	<p>1、产品规格：凳面直径 320mm，高度 380-480mm（高度可调）；</p> <p>2、技术参数：凳面采用聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，不占用空间面积，五星脚使用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。</p>	224	个	128	28672	利学（LX055）
三、吊顶安装可升降集成系统—控制系统							
1	智能控制柜	<p>1、规格：约 $680 \times 400 \times 1770\text{mm}$。</p> <p>2、智能控制电气柜内置总电源开关 1 个，电源保护器 1 个，PLC 控制器及功能扩展模块 1 套，PLC 专用电源 1 个，PLC 保护模块 1 个、急停控制系统 1 个，工作指示灯 1 个等。</p> <p>（1）电源控制系统：PLC 智能化控制系统集中控制，具有过载、短路等保护功能；</p> <p>（2）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。</p> <p>3、控制系统：使用工程 PLC 控制系统。</p>	4	套	31000	124000	利学（LX029）

		(1) 通信及运行状态指示灯； (2) 所有模块的输入输出端子可拆卸； (3) 插针式连接，模块连接紧密； (4) 通用 MicroSD 卡，支持程序下载和 PLC 固件更新； (5) 集成 PROFINET 接口，支持程序下载、设备组网。					
2	控制面板	约 7 寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制 (1) 电源控制：可实现分组控制学生高低压电源 (2) 摇臂控制：可实现控制摇臂升降机构	4	套	2177	8708	利学(LX0101)
3	低压电源控制系统	1、通过控制面板可控制学生低压交直流电源 2、低压交流电源 2-30V/3A (2V 一档) 3、低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调 4、供电线路：使用通用优质铜芯电线进行系统布线	4	套	11830	47320	利学(LXDY-01)
四、吊顶安装可升降集成系统—电源系统							
1	摇臂升降机构	1、摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为 24V 低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为 ABS 工程塑料。 2、支撑悬臂：使用 1.2mm 厚 60×50mm 椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。 3、功能操作模块规格（长×高×厚）：220×190×90mm 4、表面圆润防止学生磕碰； 5、功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均使用 3.5mm 厚 ABS 阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能； 6、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用； 7、每组功能操作模块可满足两组学生用电功能需求。为避免	60	套	2470	148200	利学(LX049)

		学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不超过 150mm。 8、功能接口模块包含：220V 电源五孔插座、低压电源接口、USB 功能接口、网络接口。 9、所有紧固零件均使用不锈钢材质； 10、所有功能模块均接受智能控制系统控制。					
2	低压电源	1、电源规格：165×160×90mm 2、受控低压交流电源 2-30V/3A（2V 一档）（短路、过载自动保护、自动复位）； 3、低压直流电源：1. 25V-30V/3A，学生可进行微调； 4、交直流电压均使用数码显示； 5、所有电器产品符合国家部颁标准。 ★投标文件中已提供第三方检测机构出具的电源检测报告扫描件，检测报告依据《GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》、《GB/T2423.1-2008 电子电工产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 A：低温》、《GB/T2423.2-2008 电子电工产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 B：高温》、《GB/T2423.3-2016 环境试验第 2 部分：试验方法试验 Cab：恒定湿热试验》，对外观检测、标志和说明、内部布线、电气强度、绝缘电阻、高温贮存试验、低温贮存试验、恒定湿热贮存试验等进行检测，检测结果需符合要求。	112	个	260	29120	生乐（SLD10）
五、吊顶安装可升降集成系统主体							
1	吊顶安装可升降集成系统	1、运用标准的模块化构建手段，依照实验室的特定空间状况进行精准设计安装 2、外形及材质：使用流线型 ABS 工程塑料注塑成型，ABS 工	4	项	35750	143000	利学（LXwldz-01）

		程塑料材质具有耐腐蚀可有效抵抗在实验室环境中化学物质的侵蚀；具有良好的绝缘性能，提高设备的电气安全性，降低短路和漏电的风险					
2	系统安装辅件	1、使用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 2、主要辅件有：矩形钢、三角铁、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。	4	项	3900	15600	利学（LX042）
3	安装调试	1、吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，使用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、供电系统安装调试；	4	套	4550	18200	利生（定制）
六、环创物品							
1	实验室管理制度展板	包括物理实验室管理制度和物理实验室岗位职责两块展板，用于实验老师对实验室的管理和明确老师的岗位职责。	4	项	325	1300	利生（定制）
2	教师端挂物洞洞板	用于教师悬挂工作服或其他挂件物品。	4	项	520	2080	利生（定制）
3	物理知识展板	结合学科知识进行设计，生动形象地表现物理知识，提高学生的观赏兴趣。版面可加入校园文化等内容，如学校 logo、校风校训等。	4	项	325	1300	利生（定制）
4	实验室信息公告栏	（1）使用优质 100% 聚酯纤维板制作而成，具有良好的吸音性能、装饰性能，多种颜色可选。 （2）具体尺寸根据实验室墙面定制，可在其上喷制校园文化如学校 logo、校风校训等内容。形状多变，可加入物理著名公式、天体物理、电磁学元素等模块内容，用于装饰整间实	4	项	975	3900	利生（定制）

		验室的氛围环境。 (3) 其主要用于展示相关物理学科信息，如实验信息、实验安排计划、学科竞赛信息、学生优秀实验报告、经典实验等信息内容。 (4) 有害物质排放量需符合国家标准，达到 E1 级要求。 (5) 具有良好的防火性能，达到 B1 级防火要求。 (6) 具有良好的抗冲击性能，具有优秀的弹性、韧性、耐磨性、抗冲击、耐撕裂、不易划破的性能。 (7) 密度低于 0.3，每平方米重量低于 3 公斤，降低建筑物的载荷。 (8) 具有良好的物理性能，不会因温度和湿度的改变而膨胀或缩小。					
5	配电箱贴	根据校园文化定制配电箱外表面贴纸，使之融入教室墙面设计，与实验室环境建设和谐统一	4	项	650	2600	利生（定制）
6	教师演示台背板 logo	教师演示台背面板材定制学校 logo	4	项	130	520	利生（定制）
七、环境布展							
1	墙面文创	1、物理学科墙布：使用无味、环保 1.5mm 涤纶宣绒布（约 20 平方）。 2、物理学科窗贴：定制物理学科知识图案，使用绿色环保墨水，彩白彩工艺完美呈现绚丽色彩，画面细腻逼真（约 3.5 平方）。 3、物理学科挂钟：定制学科挂钟，结合学科元素和校园文化定制化设计。 4、以上文创建设需校方同意后方可施工。	4	项	13000	52000	利生（定制）



源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

合计				832052元			
9. 物理准备室							
1	准备台	1、规格：2400×1200×850mm 2、台面：一体化台面，使用 12mm 实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。 3、台的结构：铝木结构 4、框架：使用模具成型圆型铝镁合金框架，内置框架使用方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，使用模具开发 PC+ABS 工程塑料合金连插件连接，整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 5、台身：侧、前后档板、门板等均使用优质环保三聚氰胺灰白色双贴面板。所有板材截面均使用热熔封边机以 PVC 封边。 6、可调脚：使用模具成型 PC+ABS 工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。	2	个	4459	8918	利学（LXZBT-01）
2	插座电源	86 式五孔插座	4	个	65	260	利学（LXDY-01）
3	仪器柜	1、规格：1000*500*2000mm 2、结构：铝木结构 3、铝合金框架结构，后立杆铝型材为双槽，配以 ABS 连接件组装而成；上部木制门框玻璃对开门、三层活动隔板，轨道式钢制可调立杆，每块活动隔板下加两根横梁，下部木制对开门，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐酸碱、耐腐蚀、外形美观、经久耐用等特点。 4、基材：使用优质刨花板，抑菌性能依据 QB/T4371-2012，	24	个	1495	35880	军成富康（JCFK060）

		<p>试验菌种包含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌等菌种，抑菌率均>99%；防霉性能依据 JC/T 20 39-2010，试验菌种包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等菌种，试验后防霉等级达到 0 级。</p> <p>5、可调脚：使用 ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。</p>					
4	加长仪器柜	<p>1、规格：1200*500*2000mm</p> <p>2、结构：铝木结构</p> <p>3、铝合金框架结构,后立杆铝型材为双槽，配以 ABS 连接件组装而成；上部木制门框玻璃对开门、三层活动隔板，轨道式钢制可调立杆，每块活动隔板下加两根横梁，下部木制对开门，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐酸碱、耐腐蚀、外形美观、经久耐用等特点。</p> <p>4、基材：使用优质刨花板，抑菌性能依据 QB/T4371-2012，试验菌种包含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌等菌种，抑菌率均>99%；防霉性能依据 JC/T 20 39-2010，试验菌种包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等菌种，试验后防霉等级达到 0 级。</p> <p>5、可调脚：使用 ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。</p>	12	个	1950	23400	军成富康（JCFK060）
5	仪器柜专用标签盒	<p>亚克力材质制作，外观透明，粘贴于仪器柜上部玻璃门上，内部插槽可放入仪器清单编目卡，使整柜的放置仪器清单一目了然，更换仪器清单编目卡时只需拿出更换即可，方便快捷。</p>	36	个	19	684	利生（定制）

6	序号贴	不干胶贴纸制作，粘贴于仪器柜上，用于标明仪器柜柜号，便于仪器上架编录和学校老师使用，能及时找到仪器的位置，版面可印制校园文化内容，如学校 logo 等。	36	张	2	72	利生（定制）
合计			69214元				
10. 物理仪器							
1	物理 3D 实验室软件	<p>1. 软件的全部资源数量 500 个。要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为 3D 高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。</p> <p>2. 软件与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量 100 个。提供的中学物理实验内容模块需根据知识点分类，其中包含机械运动与物理模型，相互作用与运动定律，机械能及其守恒定律，曲线运动与万有引力定律，静电场，电路及其应用，电磁场与电磁波初步，动量与动量守恒定律，机械振动与机械波，光及其应用，磁场，电磁感应及其应用，电磁震荡与电磁波，固体、液体和气体，热力学定律，原子与原子核，波粒二象性等实验内容与实验场景。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。</p> <p>★3. 软件可供自由搭建，组合的电学实验探究平台、力学和运动学探究平台、光学探究平台，支持用户对实验器材的参数进行变量修改，要求在保持既有实验场景内容的前提下，支持 2D/3D 一键切换，允许用户在 2D/3D 环境下利用其提供的各种实验对象进行自由搭建和组合，可搭建实验对象数量 100 款，搭建出的实验不仅能够呈现逼真的实验现象，还能同步显示相关的实验动态数据。其中电学探究平台要求可以在实验中以箭头的形式清晰明了的显示出电流大小及方向。（投</p>	1	套	10270	10270	博瑞卡（BRK-WL）

		标文件中 已提供 软件截图证明并加盖生产厂家公章) 4. 软件要求提供中学常用的实验器材库，支持任意视角对实验器材进行独立观察、展示，数量 160 个，要求重点实验器材支持部件拆分，组合。 5. 软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。软件要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。					
2	采集器	1. 半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2. 科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率 80K。 3. 采集器支持 USB 即插即用，自动监测传感器接入或拔出，不需要外接电源 4. 可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5. 可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。	1	台	1625	1625	思迈 (PL-TGL)
3	无线接收模块	1. 使用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集。 2. 全数字通道，与数据采集器接插使用。 3. 在此种工作状态下，传感器转化为与采集器的无线通信状态。	1	台	117	117	思迈 (PL-UCNL)
4	传感器通用无线发射模块	1. 支持 Windows 系统, 通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能。 2. 自锁接头，支持热插拔连接，可充电电池供电。 3. 可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。	2	只	429	858	思迈 (PL-WS)

5	传感器数据显示模块	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2. 自带 1.77 寸(±0.1 寸) 彩屏。 3. BT 自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据有变化。 4. 具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5. 可充电锂电池供电，可充电电池 (3.6V) 供电。 6. 模块具备保存 7 万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7. 带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 	1	只	877	877	思迈 (PL-GD18)
6	微电流传感器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 量程：$-5\mu A\sim+5\mu A$；分度：$0.01\mu A$。 2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3. 传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。 	1	只	377	377	思迈 (PL-MCU)
7	三维磁感应强度传感器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 量程：$-50mT\sim+50mT$；分度：$0.01mT$。 2. 可测量三个方向磁感强度大小，可显示分值和合值。 3. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4. 传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固 	1	只	323	323	思迈 (PL-3ELM)

		定。 6. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。					
8	磁感应强度传感器	1. 量程：-15mT~+15mT；分度：0.01mT； 2. 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 3. 传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能； 4. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定； 5. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	332	332	思迈（PL-ELM）
9	力传感器	1. 量程：-20N~+20N；分度：0.01N。 2. 传感器手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4. 传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	2	只	383	766	思迈（PL-FOR）
10	微力传感器	1. 量程：-2N~+2N；分度：0.001N。 2. 传感器手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显	1	只	338	338	思迈（PL-MFOR）

		示负值)。 3. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4. 传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5. 传感器自带 M6 螺纹孔, 轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能, 可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。					
11	位移传感器	1. 量程: 0cm~200cm, 分度: 1mm。无测量盲区。 2. 由发射器和接收器构成, 接收器与采集器连接, 发射器由电池供电。 3. 传感器易与现有实验装置(运动小车、弹簧振子等)组合。 4. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 5. 传感器自带 M6 螺纹孔, 轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能, 可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	对	601	601	思迈 (PL-MVE)
12	光电门传感器	1. 分度: 2 μ s, 用于测量挡光片(U型、I型)的挡光时间。 2. 支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3. 传感器自带 M6 螺纹孔, 轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能, 可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。	2	只	323	646	思迈 (PL-EG)

		5. 传感器支持 Windows、苹果系统。					
13	声波/声级传感器	1. 声波频率测量范围：20Hz~20kHz。 2. 声级测量范围：20dB~130dB，分度：0.1dB。 3. 传感器通过自带硬件，按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 4. 支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 5. 采集器可同时接入 4 只声波传感器，可在软件中观察到 4 路声音波形，显示 4 条均 20KHz 高频曲线图像。 6. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 7. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。	1	只	328	328	思迈 (PL-SND)
14	温度传感器	1. 量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2. 不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	1	只	378	378	思迈 (PL-TMP)
15	压强传感器	1. 量程：0kPa~700kPa；分度：0.1kPa。 2. 可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL 注射器。 3. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固	1	只	503	503	思迈 (PL-PRE)

		定。 5. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。					
16	加速度传感器	1. 量程-50m/s ² ~+50m/s ² ，三维； 2. 支持与采集器的有线通讯、无线通讯两种工作方式； 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定； 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。	1	只	296	296	思迈 (PL-3AC)
17	相对光照度分布传感器	1. 用于测量平面内的相对光照度分布，测量范围 60mm，分度：12 点/毫米。 2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式两种工作方式。 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。	1	只	460	460	思迈 (PL-LD)
18	一体式位移传感器	1. 量程：0.15m~6m，分度：1mm。 2. 传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯两种工作方式。 3. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。	1	只	823	823	思迈 (PL-1MVE)
19	多量程电流传感器	1. 测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：1mA	2	只	544	1088	思迈 (PL-CURD)

		测量范围：-30mA~+30mA；分度：0.1mA 2. 要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3. 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4. 传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。					
20	多量程电压传感器	1. 量程 1：-20V~+20V、分度：0.01V； 量程 2：-2V~+2V、分度：0.001V； 量程 3：-0.2V~+0.2V、分度：0.0001V； 2. 要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3. 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4. 传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5. 传感器自带 M6 螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6. 传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7. 传感器支持 Windows、Android、苹果系统。	2	只	546	1092	思迈（PL-CCVD）
21	数字静电实验器	1. 测量范围：±100nC，分辨率：1nC。 2. 产品尺寸：11cm*11.4cm*2.8cm，偏差 0.5cm。	1	套	1027	1027	思迈（PL-STAT）

		3. 传感器自带 5 吋液晶屏一体化设计，屏幕尺寸偏差 0.2 吋。 4. 自配锂电池供电，带电量 1100mAh。 5. 配准用充电器、静电器底座、无线接收器、专用软件、导电小球（直径 0.5cm）。 6. 可测量带电物体的电荷量和极性，具有硬件调零的功能。 7. 输入端可连接金属小球或法拉第冰桶，以无线方式与计算机进行同步通讯显示，断电后数据无丢失。 8. 可完成静电感应、电荷守恒、等势体研究、静电屏蔽、光电效应等实验。					
22	红外温度传感器	测量范围： $-70^{\circ}\text{C}\sim+380^{\circ}\text{C}$ ；分度： 0.1°C ，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。	1	只	335	335	思迈（PL-FST）
23	附件	1. 含 USB 通讯线 1 条、转接器 4 只、传感器线 4 条； 2. 两端为 BT 插头，插口具有方向性和自锁功能；	1	套	44	44	思迈（定制）
24	铝合金箱	尺寸： $410*282*180$ （mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬	1	套	182	182	思迈（定制）
25	软件	1. 使用图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用。具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求； 2. 传感器插入后能自动识别和运行；软件无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格； 3. 软件具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式； 4. 具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自定义公	1	套	325	325	思迈（PL-401）

		式； 5. 软件内设可调整采样频率范围是 0.1~20K； 6. 具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板； ★7. 包含专用软件、通用软件、智能实验仪器软件、校准软件、数据导入；同时录制实验操作（录制时间 0-30 分钟可调）及数据显示、双组合图线、计算表格；采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙 ID 号）；采集器支持同时连接 12 个传感器；坐标系双 Y 轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示；（投标文件中需 已提供 软件功能截图并加盖生产厂家公章） 8. 软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析； 9. 学生可在软件中发送实验报告； 10. 提供实验帮助，可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。具备同时录制实验操作及数据显示、处理功能。					
26	智能力盘实验器	1. 由力/倾角传感器(双测量传感器一体化设计，测量范围： $-20N \sim +20N / -180^\circ \sim +180^\circ$ ；分度：0.01N/0.1°； 2. 直柄式结构，同时可测得力与倾角数据，测力时拉力显示正值、压力显示负值；测倾角时，竖直向下方向定为 0°，顺时针方向的角度为正值，逆时针方向的角度为负值； 3. 支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式)、精密力盘、挂臂、固定装置组成；	1	套	269	269	思迈（PL-064）

		4. 与铁架台、数据采集器配合使用。可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验。					
27	多用力学轨道	1. 基本配置：含 1.2m 铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台； 2. 弹簧两根、50 克配重片四块、挡光片四片（宽度分别为 2、4、6、8cm）； 3. 轨道座架一套、L 型挂架两个及 I 型支架四个、滑轮一套、小车收集器一套； 4. 小沙筒及 4 个 5 克配重块一组、小车缓冲装置一套、碰撞弹簧圈两个； 5. 紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。	1	套	637	637	思迈（PL-003）
28	智能机械能守恒实验器	1. 由铝合金底座、合金机械能实验板、释放器、圆柱型摆、固定臂、螺栓等构成。 2. 实验器固定装置上的 USB 口与计算机可通过 USB 数据线建立通讯。 3. 释放装置可固定及释放摆锤，摆锤落下后可以被收纳装置接收住。 4. 软件表格中显示挡光片高度依次为 0.15m、0.12m、0.09m、0.06m、0.03m、0m，显示挡光片宽度 $d=0.01m$ 、物体质量 $M=0.03kg$ 。 5. 软件可记录摆锤通过不同高度挡光片时的速度，计算出摆锤位于不同挡光片位置时的动能、势能与机械能并绘制相同的曲线变化。	1	套	780	780	思迈（PL-017B）
29	斜面上力的分解实验器	1. 由主架和环形重物块构成。 2. 环形物块质量： $78g \pm 5g$ 。 3. 外形尺寸： $389mm \times 71mm \times 261mm (\pm 5mm)$ 。	1	套	655	655	思迈（PL-008A）

		4. 标尺角度：0、30、45、60、90。 5. 内置力传感器连接滚轴转动自然。能通过两个内置力传感器测量重物在两个垂直方向上分离的大小。					
30	机械能守恒实验器 I	1. 由主板、副板、光电门传感器固定臂、磁铁夹固定臂（含磁铁夹）、摆锤（含摆锤线）、定位档、中央螺母、中央螺栓、摆锤线固定栓、测平器、蝶形螺栓、通用螺栓构成。 2. 主板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm；副板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm。 3. 光电门固定在主板的后方，当调节中心螺栓和螺母的紧度时，固定臂既能任意调节，又能根据实验要求固定在主板的任意位置。 4. 光电门传感器固定臂长 454mm±2mm。 5. 磁铁夹固定臂长 404mm±2mm。 6. 摆锤的材质为金属铁质，摆锤直径：8mm±0.5mm，质量： 8. 2g±0.5g。 7. 定位档片，能够准确定位，精确改变摆长。 8. 测平器测平器外侧边缘齐平，光滑，以便将光电门传感器精确定位。 9. 与光电门传感器配合使用，可完成对机械能守恒定律定性和定量的探究。	1	套	269	269	思迈（PL-017A）
31	环形线圈	1. 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽； 2. 与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。	1	套	58	58	思迈（PL-030）
32	通电螺线管	1. 外形尺寸：112mm*40mm*45mm（±1mm）； 2. 可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。	1	套	98	98	思迈（PL-038）

33	数字化摩擦力实验器	1. 由 60cm 铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成（无需外接电源）。 2. 与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响，配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。	1	套	1136	1136	思迈（PL-016C）
34	远红外实验用加热器	1. 外形尺寸：161mm*125mm*136.5mm(±1mm)，由炉体、底座和电源线构成； 2. 220V 交流供电，功率 80W，加热半小时后炉腔内温度 120℃； 3. 圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。 4. 可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。	1	套	429	429	思迈（PL-204）
35	安培力实验器	由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流大小以及电流方向与磁场夹角的关系。	1	套	317	317	思迈（PL-027B）
36	电学实验板	包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析，RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验	1	套	582	582	思迈（PL-028）
37	电阻定律实验器	由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系	1	套	143	143	思迈（PL-043）
38	电磁定位系统	1. 实验装置由信号发射器、定位板、弹射器、软件及附件构成。	1	套	1747	1747	思迈（PL-081）

		<p>2. 产品通讯供电方式为 USB 借口。</p> <p>3. 定位板尺寸:640mm*390mm(±2mm); 定位范围: 500*300cm(±2mm)。</p> <p>4. 定位板由气泡水平仪, 可根据气泡位置调整定位板水平状态。</p> <p>5. 弹射器可根据需要上下调节位置。弹射器具有三档弹力调节功能, 可使弹射出的信号发射器具有不同的初速度。</p> <p>6. 弹射器的弹射角度可调, 并有角度指示功能。发射器的定位偏差为±0.05mm。</p> <p>7. 软件可设定坐标零点, 软件可实时显示信号发射器在定位板上的位置及动态坐标值变化。</p> <p>8. 可将所得数据“导出”及“导入”至 Excel 表格中。</p> <p>9. 为便于实验操作, 实验器可通过 USB 线直接接入计算机, 实验器研究对象直径不大于 3cm。</p> <p>★10. 软件支持平抛、斜抛、机械能守恒定律、圆周运动、单摆、离心轨道、阻尼振动、伽利略斜面实验、运动的合成、自由落体运动、凹凸桥实验实验。(投标文件中需已提供软件功能截图并加盖生产厂家公章)</p>					
39	单摆实验器	由立柱、支架、摆杆(含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹、配重块)、刻度盘、角码及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用, 可进行单摆实验。	1	套	80	80	思迈 (PL-081-a)
40	机械能守恒实验器	由支架总成(含 60mm 立杆、支架、角槽连接件)、摆杆(含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹)及紧固件构成, 配备安装工具(含 2.5mm 内六角扳手 1 只, 1.5mm 内六角扳手 1 只)。与电磁定位板、信号源配合使用, 可进行“机械能守恒定律”实验, 系统自动记录信号源的运动轨迹, 并给出这	1	套	269	269	思迈 (PL-081-g)

		段运动区域内信号源动能、重力势能和机械能的变化图线。					
41	离心轨道实验器	由轨道总成（含多功能支架、释放器、底部支架、轨道）、固定支架、回收筐及紧固件构成，有气泡水平仪，可根据气泡位置调整水平状态。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“离心轨道”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。	1	套	182	182	思迈（PL-081-e）
42	阻尼振动实验器	由振动装置（含振动条、信号源仓、信号源仓盖）、支架限位器及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“阻尼振动”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。	1	套	288	288	思迈（PL-081-f）
43	自由落体运动实验器	实验器由释放装置总成（含翻盖牌、释放装置、释放按钮、信号源夹）、接收筐、接收筐固定装置及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“自由落体运动”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹，软件自动绘制“s-t 图线”、“v-t 图线”，并根据实验数据计算出加速度。	1	套	94	94	思迈（PL-081-b）
44	圆周运动实验器	实验器由旋臂支架总成（含支架、旋臂、挡柱、水平泡、圆心定位器、信号源固定夹、香蕉插孔）、底座支架及附件（含导线、紧固件）构成。配合电磁定位板、信号源、多功能学生电源使用，可进行实验一“圆周运动速度的方向”，系统自动记录整个过程中信号源进行圆周运动及被抛出后的运动轨迹；实验二“圆周运动的投影”，实验软件自动绘制出信号源进行圆周运动时的投影曲线，并自动计算出信号源旋转半径，以及圆周运动的“角速度”、“转速”和“周期”。	1	套	663	663	思迈（PL-081-f）
45	方块电路	方块电路系一种方便进行各种电路连接实验和演示，并可反复使用的实验系统。由 12 类 27 种共 43 块电路模块及配套齐全的配件组成，包含扩展插片、柱形磁铁、充电器、USB 数据线等附件组成。各个模块可通过磁吸方式拼接在一起，模块表面印有电子元件的标志，可实现对应电子元件的功能。	1	套	1427	1427	思迈（PL-060）

		<p>电压表、电流表可同时由数据线连接至电脑，通过 PC 端软件展示分析实验数据；也可通过扫描屏显二维码的方式连接到移动终端（安卓或 IOS 系统），进行实验数据采集；电流表、电压表模块支持一键调取二维码，支持硬件调零、软件调零，支持电表小数点显示位数的手动调整；电流表模块支持三种测量范围自由切换 $\pm 2A$、$\pm 200mA$、$\pm 20mA$，满足不同实验的测量需求。</p> <p>可完成小灯泡的电压电流曲线描绘、测电池的电动势和内阻、研究电容充放电与串并联、验证欧姆定律、电动势和电源内、外电压的关系、楞次定律、调光电路、调速电路、温控电路、光控电路、楼道灯、测量小灯泡的额定功率、二极管特性曲线描绘、三极管特性曲线描绘等电学实验，满足学生课程及课外自主研究电路的需求。</p>					
46	法拉第电磁感应（定律）实验器 I	由铝合金底座、可变 3 种匝数的活动线圈、可调距离的强磁铁组成、竖直运动轨道、光电门传感器及支架、挡光杆、固定螺栓等组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机 USB 口通讯；可完成探究磁场变化率或线圈匝数与感生电动势关系实验。	1	套	509	509	思迈（PL-039A）
47	法拉第电磁感应（定律）实验器 II	由铝合金底座、原副线圈、通过内置传感器测量感生电动势数据，直接与计算机 USB 口连接通讯，与磁感强度传感器、智能电源配合使用，完成电磁感应实验。	1	套	371	371	思迈（PL-039B）
48	电磁波传播实验器发射传感器	一体化设计（自带 2 寸显示屏幕，可实时显示输出波形），发射模块内置电磁波发生器，可发射由频率为 200Hz 的载波与信号波调制而成的电磁波，外接天线，可调制并发射正弦波、方波和三角波，信号波的频率在 1~8Hz 范围内可调。由 2 节 5 号电池供电。	1	套	230	230	思迈（PL-074）

49	电磁波传播实验器接收传感器	接收模块可接插电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。由2节5号电池供电	1	套	230	230	思迈 (PL-074A)
50	智能电源	一体化2吋带屏设计，可实时显示输出波形模式；分为手动模式和智能模式输出。手动模式地流输出：1.5V~16V连续可调。智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及五种周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器II的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。	1	套	1136	1136	思迈 (PL-045)
51	光学附件	实验器由托架、激光光源、偏振片和单双缝构成，托架外形尺寸：120mm*46mm*18mm(±1mm)，激光光源外形尺寸：65mm*44mm*30mm(±1mm)；偏振片及单双缝外形尺寸：∅42mm*17mm；托架能够固定在铁架台上，单缝缝宽：0.08mm、0.10mm(±0.01mm)，双缝宽度：0.25mm(±0.01mm)；	1	套	458	458	思迈 (PL-052)
52	查理定律实验器	由试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成，结合温度与压强传感器，探究气体压强与温度的关系。	1	套	55	55	思迈 (PL-024)
53	玻璃导电实验器	由底座、专用实验板组成，外形尺寸：104mm*114mm*172mm(±5mm)，底座上设有两个接线柱，与微电流传感器配合使用能够完成玻璃导电实验。	1	套	157	157	思迈 (PL-032)
54	温差电流实验器	由底座、不同材料金属框组成，与微电流传感器配合使用。	1	套	185	185	思迈 (PL-033)
55	作用力与反作用力实验器	1. 实验器材由底座为亚克力材质（尺寸：320*80*10mm）、滑台（金属材质，尺寸：160*93*24mm(±5mm)）、两个固定柱（金属材质）构成。 2. 将两个力传感器分别固定在固定柱上，通过移动其中一个	1	套	111	111	思迈 (PL-023)

		固定柱上力传感器来观看两个力传感器值的大小。						
56	电磁感应与楞次定律实验器	1. 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。 2. 与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。 3. 档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。 4. 可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。	1	套	185	185	思迈 (PL-042)	
57	光电计时测距实验器	1. 含 1.2m 专用轨道 1 条、光电计时测距装置 2 台、无线接收器 2 套，USBHub 一套、弹簧 2 条、固定柱 2 只、5 克配重块 4 只、50 克配重块 2 块、100 克配重块 2 块、沙桶 1 只、滑轮 1 套、磁碰座架 1 只、轨道倾角调节器 1 套、T 型支撑架 1 只、L 型挂架 1 只、I 型支架 1 只、策动源 1 套、紧固件一宗、充电器 1 套。 2. 无线接收器直接与计算机 USB 口通讯，通过无线通讯的方式接收光电计时测距装置的信号，并在专用软件上显示出测量数据或图线。	1	套	1430	1430	思迈 (PL-005A)	
58	等势线描绘仪	由智能定位板、导电纸（耗材）、测量笔、负极连线、正电极柱、负电极柱、电极定位助手、强磁铁、条形电极、环形电极、USBType-C 数据线构成。电压测量范围： $-20V\sim+20V$ ；分度：0.01V。与等势线描绘专用软件配套使用，可完成等量异种点电荷电场、匀强电场、点电荷电场中的等势线描绘等实验。	1	套	378	378	思迈 (PL-801)	
59	光学实验系统	由长度 1.2 米轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB 数据线构成。可完成高中物理中光的干涉、衍射实验。	1	套	1120	1120	思迈 (PL-052)	
60	无线向心力	1、由三角稳固底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡	1	套	728	728	思迈 (PL-007)	

	实验器	光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、无线接收器、电机控制系统构成。 2、旋臂内置光电门传感器测量系统、力传感器测量系统及无线发射电路，可自由旋转。 3、无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器测量系统，内置光电门传感器测量系统可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；力传感器同步测量向心力的大小。 4、可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30挡位）及转动方向可调。 5、可通过控制变量法，可描绘向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度、运动半径的关系。					
61	抽气盘	直径 180mm，附钟罩	2	套	182	364	南湖摄影（02016）
62	吹风机	用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作	2	个	260	520	神马（02017）
63	仪器车	规格：930*500*1000mm，台面：800*500mm，材质：SUS304 不锈钢制成，主柱 Φ 25*1圆管，三层台面，钢板厚1.0mm，下有加强筋，台面四周护栏 Φ 8mm圆钢，小立柱 Φ 12*65mm（高） 配置：推手，四只万向轮，两轮带刹。	2	辆	169	338	生乐（02020）
64	充磁器	由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成，对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。	2	台	149.5	299	生乐（02023）
65	酒精喷灯	坐式	2	个	46.5	93	鑫盛（02075）
66	100mL 注射器	100mL，塑料	2	个	9	18	苏云（02102）
67	透明盛液筒	Φ 100mm \times 300mm	2	个	20	40	青鱼（02115）

68	透明水槽	约 $\phi 250\text{mm} \times 100\text{mm}$ ，圆形	2	个	18	36	生乐 (02116)
69	物理支架	长杆 700mm 短杆 500mm 直径 $\phi 12\text{mm}$ ，精铸生铁环：外径 $\phi 90\text{mm}$	4	套	97.5	390	中业 (03001)
70	方座支架	技术要求符合 JY0394 的相关规定。	60	套	36.4	2184	生乐 (03002)
71	多功能实验支架	物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架	2	套	208	416	联盈 (03003)
72	升降台	升降范围 150mm，载荷 10kg	30	台	58.5	1755	中业 (03004)
73	三脚架	铁制，环内径 75mm，高 150mm	30	个	3.7	111	生乐 (03006)
74	高中学生电源	交流：2V~16V/3A，每 2V 一档，直流稳压：2V~16V/2A，每 2V 一档	30	台	144.3	4329	生乐 (04003)
75	高中教学电源	交流：2V~24V，每 2V 一档，2V~6V/12A，8V~12V/6A，14V~24V/3A，直流稳压：1V~25V 分档连续可调，2V~6V/6A，8V~12V/4A，14V~24V/2A；40A、8s 自动关断	2	台	390	780	生乐 (04003)
76	调压变压器	2kVA，封闭免维护式。	1	台	390	390	天正 (04008)
77	电池盒	4 个一组，适 1 号电池	30	组	6.7	201	生乐 (04010)
78	感应圈	电子开关式	2	台	234	468	浩宸 (04011)
79	电子起电机	塑料外壳。铝合金箱包装输入 DC6V	2	台	1430	2860	日月星云 (04013)
80	直尺	1000mm 木制	30	只	3.7	111	生乐 (10002)
81	直尺	500mm 有机玻璃	30	只	9.1	273	生乐 (10002)
82	钢卷尺	5m	30	个	9.7	291	剑发 (10004)
83	游标卡尺	150mm，0.02mm	30	把	41.6	1248	锡工量具 (10010)
84	外径千分尺	0mm~25mm，0.01mm	30	只	45.5	1365	新上量 (10011)
85	数显游标卡尺	150mm，0.1mm	2	把	156	312	新上量 (10012)

86	500g 物理天平	500g 0.02g	1	台	234	234	百灵 (11001)
87	200g 托盘天平	200g, 0.2g	1	台	41	41	百灵 (11003)
88	500g 托盘天平	500g, 0.5g	4	台	57	228	百灵 (11003)
89	100g 电子天平	100g, 0.1g	1	台	257	257	百灵 (11010)
90	1000g 电子天平	1000g, 0.1g	1	台	234	234	百灵 (11010)
91	指针式体重计	0g~120kg, 500g	1	台	240	240	远燕 (11017)
92	金属钩码	50g×4, 200g×2	30	套	13	390	立辉 (11021)
93	金属槽码	2g×3, 5g×2, 10g×2, 20g×2, 50g×2, 100g×2, 200g×2, 5g×1	30	套	39	1170	立辉 (11022)
94	电子停表	专用型, 全时段分辨力 0.01s; 有防震、防水功能	30	块	39	1170	天大 (12003)
95	电火花计时器	打点清晰。周期: 20ms, 高压脉冲: 30kv.	60	个	54.6	3276	生中无线 (12005)
96	电磁打点计时器	胶木底座, 铜尖针打点, 带透明有机玻璃防护罩,	30	个	54.6	1638	生中无线 (12006)
97	数字计时器	多光电门智能计时器, 8 种功能, 智能化高, 可测量转动惯量, 粘度系数。8 个光电门。精度: 0.001%。计时: 0~99999s。分辨率: 0.01ms。	2	台	624	1248	天津市科教仪器 (12007)
98	频闪光源	频闪频率: 单次, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50HZ。频率准确度: 0.03%	2	台	123.5	247	光霞 (12008)



源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

99	温度计	红液，0℃~100℃	60	支	1.3	78	盛文（13001）
100	数字测温计	集成温度传感器，-50度~+150度，分辨率0.1度	1	个	49	49	盛文（13007）
101	温湿度计	温度与湿度测量，无需电池，安全环保，便捷两用	1	只	19	19	盛文（13008）
102	10N 条形盒测力计	10N	2	个	7.5	15	明森（14001）
103	5N 条形盒测力计	5N	60	个	7.8	468	明森（14001）
104	2.5N 条形盒测力计	2.5N	30	个	7.8	234	明森（14001）
105	圆盘测力计	5N	2	个	127	254	明森（14010）
106	拉压测力计	拉压两用，由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成，最大量程：10N。	2	个	28.5	57	明森（14012）
107	双向测力计	产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成。	2	个	28.5	57	明森（14013）
108	演示数字测力计	量程2N，分辨率0.001N，误差0.2%，满量程±1/2字，有调零，内置校准、记忆功能，数字尺寸2.5*4cm	2	个	91	182	梦超（14014）
109	高中数字演示电表	直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，5cm	2	只	676	1352	梦超（14015）
110	绝缘电阻表	500V	2	只	136.5	273	存真（15007）
111	直流电流表	2.5级，0.6A，3A	60	只	20.15	1209	存真（15008）
112	直流电压表	2.5级，3V，15V	60	只	20.15	1209	存真（15009）
113	灵敏电流计	±300μA	30	只	20.8	624	存真（15010）
114	多用电表	指针式，2.5级	30	只	61.1	1833	存真（15011）
115	多用电表	数字式，4-1/2位，电压、电流、电阻、频率测试、电容、二极管测试	2	只	261	522	存真（15011）
116	交流电流表	2.5级，毫安级	30	只	29.9	897	存真（15015）

117	演示电流电压表	2.5级, 检流	2	台	257	514	存真 (15016)
118	演示微电流电阻表	微量直流检流, 直流电压、电阻测量	1	台	257	257	存真 (15017)
119	教学示波器	DC 5MHz, 扫描范围: 10Hz~100kHz	1	台	1105	1105	永创 (15020)
120	单踪示波器	DC 10MHz, 触发电平锁定	1	台	793	793	永创 (15022)
121	双踪示波器	通用二踪。采样频率20MHz	1	台	1430	1430	永创 (15023)
122	四位电阻箱	四位 9999 Ω , 0.5级	30	个	41.6	1248	慈溪周巷教仪 (15026)
123	六位电阻箱	六位 99999.9 Ω , 0.1级	1	个	89	89	慈溪周巷教仪 (15026)
124	携式直流单双臂电桥	金属外壳, 单双臂, 电桥的总有效量程, 单臂电桥 $10^{\sim}1111000$ 欧姆. 双臂电桥 $10^{-4}\sim 1111 \Omega$	1	台	2340	2340	富阳精密仪器厂 (15027)
125	微电流放大器	多路输入档。一路为毫伏级, 低阻抗输入, 放大倍数约一千倍。两路用于传感器, 分别为电流型放大输出和电压型放大输出	2	台	429	858	神宏桥 (15032)
126	虚拟电子测试仪器系统	示波器、信号源、频率计等	1	套	1066	1066	永创 (15033)
127	湿度计	双指针式、全塑料外壳, 带座可悬挂。	1	个	20	20	武邑县教学设备厂 (16004)
128	空盒气压表	800hPa~1060hPa, 1hPa; 误差 ± 2.0 hPa	1	台	149	149	杏坛 (16009)
129	露点测定器	用于测定空气中的相对湿度等实验。	1	个	54	54	神马 (16013)
130	量角器(圆等分器)	半圆直径 190mm	4	个	6.5	26	宁海县文具二厂 (16030)
131	惯性演示器	观察的物体能收回	2	套	11	22	神马 (21004)
132	摩擦计	由木制摩擦板和摩擦块组成。	30	套	4.5	135	生乐 (21005)

133	0.5N 螺旋弹簧组	0.5N, 1N, 2N	2	组	6.5	13	青鱼 (21006)
134	3N 螺旋弹簧组	3N, 5N	30	只	6.5	195	青鱼 (21006)
135	帕斯卡球	产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。	1	个	45	45	神马 (21011)
136	摩擦力演示器	电动式，附 2N 演示测力计	1	台	327	327	神马 (21024)
137	微小形变演示器	利用光杠杆原理	1	套	52	52	青鱼 (21025)
138	力的合成分解演示器	改进型。	2	套	162.5	325	生乐 (21026)
139	支杆定滑轮和桌边夹组	每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各 3 件，小铁环 1 件，支杆高度可调	4	套	72	288	永创 (21027)
140	高中静力学演示教具	符合教材规定的实验要求。	1	套	299	299	青鱼 (21028)
141	高中力学演示板	仪器主要部件有；力矩盘、平直导轨、平抛导轨、斜抛导轨、滑轮等组成。	1	套	325	325	青鱼 (21029)
142	滚摆	包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等	2	个	41	82	青鱼 (21033)
143	离心轨道	有捕球网	2	套	41	82	青鱼 (21034)
144	电动离心转台	圆周运动是力学中最基本的运动方式，离心力、转速、转动半径和质量是圆周运动的主要参数，本实验可定量测量四个参数间的关系。 一、仪器特点： 仪器在匀速圆周运动的转臂上放置实验样品，通过力敏传感器测量离心力大小。实验时可方便改变参数： 实验样品质量 m 。	2	台	343	686	生乐 (21039)

		实验样品所处的转动半径 R。 匀速圆周运动的转速。 二、实验内容： 测量离心力与实验样品的关系 测量离心力与实验样品转动半径的关系。 测量离心力与转速的关系。					
145	毛钱管(牛顿管)	带释放装置	2	套	54.5	109	武邑县教学设备厂(21046)
146	伽利略理想斜面演示器	长度 1200mm, 一端高度可连续升降, 连接曲面光滑	2	套	273	546	永创(21047)
147	运动合成分解演示器	可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成	2	套	182	364	青鱼(21049)
148	演示轨道小车	利用电火花计时, 车拖纸带式, 打点有效距离 900mm	2	套	286	572	久良(21050)
149	轨道小车	轨道打点式, 打点有效距离 600MM	30	套	221	6630	久良(21051)
150	演示斜面小车	实木, 光滑无毛刺	2	套	45.5	91	科仪(21053)
151	斜面小车	实木, 光滑无毛刺	30	套	91	2730	生乐(21054)
152	气垫导轨	轨长: 1.2m。不直度 < 0.10mm。浮高 > 0.1mm。(5.8kpa 气压), 附件齐全。	2	台	533	1066	天津市科教仪器厂(21055)
153	小型气源	压强 7.0kpa。 流量 35m ³ /h。 噪音 58dB。 功率: 250w。	2	台	416	832	永创(21056)
154	自由落体实验仪	主体高度: 1.6m。钢球 D=18mm。 铸铁固定式支架。三个光电门。	4	套	429	1716	天津市科教仪器厂(21057)

		可测钢球遮光瞬时时间，加配单摆实验。					
155	牛顿第二定律演示仪	轨长：900mm。不直度 1mm。 可调高度差：0~20mm。小车：250g±3g	2	套	234	468	青鱼（21059）
156	牛顿第二定律实验仪	学生分组，用于验证牛顿第二定律实验，一体化水平双车轨道	30	套	202.8	6084	青鱼（21060）
157	反冲运动演示器	有两种以上表现形式	1	套	85	85	南湖摄影（21061）
158	超重失重演示器	记忆式	1	个	123	123	青鱼（21062）
159	动能势能演示器	半定量实验	1	台	185	185	神马（21064）
160	平抛竖落仪	演示平抛运动竖直方向的运动特性。	1	个	39	39	青鱼（21065）
161	平抛运动实验器	高中物理分组实验仪器，用于研究平抛物体的运动规律。	30	套	97.5	2925	生中无线（21066）
162	平抛和碰撞实验器	由铝合金导轨、钢球、塑料球、重锤（铜制）、接球槽、电磁铁、支球总成和演示板组成。	30	套	80.6	2418	生中无线（21067）
163	碰撞实验器	仪器供中学物理学生分组做碰撞实验用。	30	台	29.9	897	生中无线（21068）
164	冲击摆实验器	产品由平衡锤、摆线调节器、指针、摆线、刻度板、摆块、调节器、通棒构成。	1	台	80	80	神马（21069）
165	运动频闪观测仪	1. 可实时观测运动物体图像。主要实验如下：水滴的自由落体的观察；水滴的平抛运动和斜上抛运动的观察；水滴在表面张力的作用下形成过程的观察；观察高速旋转电风扇的“静止”图像，电扇转速的快速测定；音叉振动、弦振动、弹性薄片振动的静止图像的观察；测定音叉、弦、弹性薄片的固有频率；驻波的物理过程的观察；测量物体运动的速度、加速	1	套	429	429	神马（21070）

		度、角速度、角加速度等；验证动量守恒定量、研究分子运动、观测布朗运动，测量分子平均自由过程； 2. 高速数字合成信号源，由快速调节步进 1Hz，按键调节频闪频率，LED 长寿命光源； 3. 技术指标，1) 测试量程：1-9999Hz；分辨率：1Hz，2) 闪光频率：1-9999Hz；调节精度：1Hz，3) 输入电压：AC220V，50Hz，4) 功耗：<15W，5) 工作温度：-10-40℃，80%RH。					
166	二维空间一时间描述仪	能完成自由落体、平抛、斜抛、机械能守恒、弹性碰撞、完全非弹性碰撞、向心力、简谐振动（单摆）、振动图像等高中力学实验。	4	套	299	1196	永创（21071）
167	向心力演示器	产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、铝球、驱动机构等组成。	1	台	338	338	永创（21072）
168	凹凸桥演示器	演示在凹面桥物体对桥面的压力。	1	套	195	195	斯立特（21076）
169	演示力矩盘	供中学物理教学演示和学生分组实验用。	1	个	65	65	神马（21077）
170	力矩盘	供中学物理教学演示和学生分组实验用，主要由圆盘、轴、带线的空心销组成。	30	个	58.5	1755	神马（21078）
171	动量传递演示器(碰撞球)	5 球	1	套	26	26	永创（21079）
172	256Hz 音叉	256Hz	2	套	19.5	39	易太（22001）
173	512Hz 音叉	512Hz	2	套	19.5	39	易太（22001）
174	纵波演示器	1. 本产品由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成； 3. 支架有足够的强度，表面经防锈处理； 4. 振子为柱体或球体金属件。表面镀铬，振子可在弹簧钢片	2	套	169	338	青鱼（22005）

		上调整其高度；弹簧钢片有足够的长度和钢度，表面防锈处理。通过改变振子位置，其频率可在 2.5~3.3Hz 范围内调整； 5. 螺旋弹簧需经防锈处理； 6. 螺旋弹簧吊线结点在一条直线上，且分布均匀。					
175	声速测量仪	1. 仪器由一台主机及两个专用传感器组成，并配有一组专用连线，一个发声装置和一组支架，实验时与数字计时器配套使用； 2. 主机与声传感器配合使用，声传感器接收，用金属铃敲击声音使数字计时器开启或关闭的距离 4m； 3. 声速测量误差小于 5%。	2	台	114	228	神马（22009）
176	共振音叉	440Hz	2	对	71.5	143	易太（22010）
177	纵横波演示器	中学物理演示纵横波的传播、反射等。	2	台	312	624	斯立特（22012）
178	绳波演示器	横波、行波、驻波、模拟偏振	2	套	416	832	斯立特（22013）
179	波动弹簧	扁钢丝弹簧	2	个	78	156	斯立特（22014）
180	波动演示器	厢式，1、产品由演示箱和摇把组成 2、演示箱为金属制，一面是纵波，另一面是横波，没面均有振子	2	台	312	624	斯立特（22015）
181	发波水槽	产品利用水波的投影显示波的形成、传播、反射、干涉和衍射等现象，产品由壳体、水槽、振动源、面板控制器、光源及附件等组成，波附件为：单振子、双振子、平面波振子及挡板	2	套	585	1170	光霞（22016）
182	发波水槽	机械振子	2	套	157	314	光霞（22016）
183	气垫式弹簧振子	气垫式，与吹风机（冷风档）或小型气源配合使用	2	套	63	126	神宏桥（22018）

184	水平式弹簧振子	水平式和竖式	2	套	84.5	169	神宏桥（22018）
185	弹簧振子振动图像描绘器	自动稳定走纸	1	台	208	208	斯立特（22020）
186	简谐振动投影演示器	1、产品由铝合金框架、激光源、振动弹片及入射镜光屏、电机、反射镜及支架等组成 2、产品利用激光通过振动弹片反射镜投影在光屏上所形成正弦或余弦的规律变化 3、产品外形尺寸 320*210*150mm	1	台	403	403	余姚智达（22021）
187	匀速圆周运动投影器	匀速圆周运动投影器用于演示质点作匀速圆周运动的投影式简谐运动外形，匀速圆周运动投影器由吊杆、指示灯、电磁铁、电磁铁开关、电机开关、电位器、单摆球、转盘、小球、电流插座、机箱等组成	1	台	208	208	斯立特（22022）
188	单摆组	5个摆球	30	组	20.8	624	生乐（22023）
189	单摆振动图像演示器	供中学物理教学中演示单摆简谐振动，能绘出简谐振动图像。	1	台	156	156	斯立特（22024）
190	单摆运动规律演示器	摆长可调节最大长度:1600mm. 摆球直径:22mm，摆线架体高度:20mm	1	套	214	214	顺和（22025）
191	受迫振动和共振演示器	1. 仪器用于演示“物体在周期性外力作用下进行振动”以及“在一定条件下物体产生共振”的实验。改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振； 2. 仪器由支架、5个摆长不等的球、策动摆等组成。	1	台	247	247	斯立特（22026）
192	共振演示器	产品由弹簧振子、受偏心负载的变速装置、能摆动的在机玻璃板、画板、画笔以及底座等组成。 1. 使用电源：DC12V，速度可调。	1	台	351	351	神马（22027）

		2.画板磁性有效期2年。 3.画笔头为磁性，可在画板上痕迹。 4.底座为铁制，表面处理。 5.摆动为透明材料，上下摆动灵活。					
193	内聚力演示器	有挤压扳动器，附刮刀	2	套	41	82	神马（22202）
194	空气压缩引火仪	不用硝化棉	2	个	27	54	神马（22203）
195	双金属片	由铜、铁组成。	1	个	16	16	神马（22209）
196	气体做功内能减少演示器	用热敏电阻演示	1	套	403	403	生乐（22210）
197	纸盆扬声器	直径160mm，8Ω	1	台	36	36	生乐（22213）
198	油膜实验器	1、产品由托盘、盖板、注射器、滴管等组成 2、托盘为塑料圆盘 3、盖板为透明有机玻璃制，上印有方形小格	30	套	26	780	斯立特（22215）
199	浸润和不浸润现象演示器	本产品适用于中学物理实验使用。	1	个	36	36	科仪（22216）
200	液体表面张力演示器	六件套	1	套	32	32	科仪（22217）
201	毛细现象演示器	仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。	1	套	26	26	科仪（22219）
202	伽尔顿板(道尔顿板)	产品由有机玻璃板、阵列钉子、V型槽、插板、狭槽等组成。	1	台	208	208	斯立特（22220）
203	玻意耳定律	产品由带刻度气室、压力表、放气阀、底座等组成。	1	套	343	343	生乐（22223）



利生
LISERVE

源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

	演示器						
204	盖·吕萨克定律演示器	不用水银	1	套	149	149	生乐 (22224)
205	气压模拟演示器	无级变速电机，震动盘为有机玻璃 观察室为壁厚 5mm 的透明有机玻璃外直径为 100mm，箱体为金属材料，表面静电喷涂黑色亚光处理。	1	套	110	110	神马 (22225)
206	饱和水汽膨胀液化演示器	透明容器内能承受 3 个以上大气压，成雾明显，使用安全	1	套	234	234	斯立特 (22227)
207	玻棒(附丝绸)	或有机玻棒(附丝绸)，教师用	4	对	6.5	26	生乐 (23001)
208	胶棒(附毛皮)	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用	4	对	5	20	生乐 (23003)
209	教师箔片验电器	教师用	1	对	10	10	生乐 (23005)
210	学生箔片验电器	学生用	30	对	7.5	225	生乐 (23005)
211	指针验电器	一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针组成。	1	对	78	78	赛特尔 (23007)
212	感应起电机	起电机两电梳之间使用无横梁、悬臂式结构。，符合 JY0001-2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。	1	台	97	97	青鱼 (23008)
213	枕形导体	显电式	1	副	41	41	青鱼 (23009)
214	小灯座	螺旋灯座。	120	个	1.3	156	生乐 (23010)
215	单刀开关	铜质材料	120	个	2.275	273	生乐 (23011)
216	滑动变阻器	20 Ω , 2A	30	个	31.2	936	生乐 (23012)
217	滑动变阻器	50 Ω , 1.5A	30	个	32.5	975	生乐 (23012)

218	滑动变阻器	200 Ω , 1.25A	2	个	58.5	117	生乐 (23012)
219	电阻定律演示器	喷塑金属底板, 三种金属导线, 一共 5 根, 接线柱具有接、插防脱落功能。	2	台	39	78	生乐 (23019)
220	电阻定律实验器	四根导线, 长度、截面积、材料不同	30	台	29.9	897	生乐 (23024)
221	演示线路实验板	高中演示组	2	套	257	514	青鱼 (23030)
222	学生线路实验板	高中学生组	30	套	130	3900	青鱼 (23032)
223	单刀双掷开关	铜质材料	30	个	2.9	87	生乐 (23033)
224	双刀双掷开关	铜质材料	30	个	7.8	234	生乐 (23034)
225	焦耳定律演示器	由贮气盒、气门帽、连接软管、玻璃管、刻度线、支撑脚等组成	1	套	209	209	生乐 (23035)
226	保险丝作用演示器	通过实验, 演示保险丝对电路的保护作用, 以及保险丝的选择不当对电路所造成的影响。	1	套	520	520	百事达 (23037)
227	范氏起电机	功率: 约 120w; 高度: 550mm; 火花放电距离 75mm; 电源: 220VAC \pm 10%	1	台	780	780	海曙中欣 (23040)
228	球形导体	显电式	2	个	31	62	神宏桥 (23041)
229	验电器连接杆	显电式	2	个	10	20	神宏桥 (23042)
230	移电球 (验电球)	显电式	2	个	11	22	神宏桥 (23043)
231	验电羽	满足教材内容规定的实验要求。	2	对	20	40	神宏桥 (23044)

232	验电幡	符合 JY23045 的规定。	2	个	65	130	神宏桥(23045)
233	尖形布电器	符合 JY23046 的规定。	2	个	65	130	神宏桥(23046)
234	正负电荷检验器	符合 JY23047 的规定。	2	台	65	130	神马(23047)
235	静电实验箱	避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等，与电子起电机配合使用	2	套	910	1820	日月星云(23048)
236	金属网罩	用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理，产品由金属网罩、金属底盘、底座及连接器等组成。	2	个	156	312	神宏桥(23049)
237	电荷间作用力演示器	显电式	2	套	4680	9360	日月星云(23050)
238	库仑定律演示器	全透明的外观让实验者可以直观的看到演示器内部动态。	2	台	1170	2340	神马(23052)
239	电场线演示器	五种规格	2	套	52	104	神马(23053)
240	电势演示仪	电势、电势差、等势面	2	套	273	546	斯立特(23054)
241	平行板电容器	产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。	2	套	36	72	青鱼(23056)
242	电场中带电粒子运动模拟演示器	模拟电场中带电粒子加速、偏转	1	套	403	403	斯立特(23057)
243	常用电容器示教板	电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等	1	套	58	58	生乐(23058)
244	常用电阻器示教板	定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等)	1	套	58	58	生乐(23059)
245	演示可调内	气压调节式及其改进型	1	个	49	49	神马(23060)



利生
LISERVE

源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

	阻电池						
246	演示电桥	产品由木质支架、米尺、康铜丝、滑块按键、接线柱等组成。	2	个	117	234	神马（23062）
247	条形磁铁	铝铁碳，180mm	30	对	45.5	1365	生乐（24001）
248	蹄形磁铁	铝铁碳，100mm	30	个	45.5	1365	生乐（24002）
249	磁感线演示器	条形、蹄形	4	套	52	208	神马（24003）
250	立体磁感线演示器	永磁、电磁场	2	套	62	124	生乐（24004）
251	磁感线演示板	产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。	2	套	39	78	神马（24005）
252	电流磁场演示器	使用全新 ABS 乳白色塑料，正负接线柱。	2	套	37	74	生乐（24006）
253	菱形小磁针	16 个，磁针	2	套	6.5	13	生乐（24007）
254	翼形磁针	磁针	10	对	3.5	35	生乐（24008）
255	演示原副线圈	演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。	2	套	3.5	7	生乐（24009）
256	原副线圈	原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。	30	套	10.5	315	生乐（24010）
257	演示电磁继电器	演示电磁继电器的构造及工作原理	2	个	87	174	神马（24014）
258	左右手定则演示器	左右手定则演示器由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成。	30	个	17.8	534	生乐（24017）
259	手摇交直流发电机	包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。	1	个	91	91	梦超（24019）
260	阴极射线管	磁效应管，与感应圈配用	1	个	143	143	湖北鄂州市教学仪器厂（24021）
261	阴极射线管	示直进管，与感应圈配用	1	支	143	143	湖北鄂州市教学

							仪器厂（24021）
262	阴极射线管	机械效应管，与感应圈配用	1	支	143	143	湖北鄂州市教学仪器厂（24021）
263	阴极射线管	静电偏转管，与感应圈配用	1	支	143	143	湖北鄂州市教学仪器厂（24021）
264	低频信号发生器	20Hz~20KHz，正弦波功率输出 5W	1	台	260	260	永创（24022）
265	高频信号发生器	0.4MHz~130MHz 分段连续可调，误差±5%	1	台	364	364	永创（24027）
266	教学信号发生器	445kHz~1700kHz，误差±5%；中频 465kHz，±2%；低频正弦波、方波、锯齿波信号	1	台	390	390	永创（24028）
267	条形强磁体	磁感应强度 0.8T	4	个	45.5	182	生乐（24030）
268	蹄形强磁体	磁感应强度 0.8T	4	个	45.5	182	生乐（24031）
269	强磁针	高磁能积磁体	4	个	28	112	生乐（24032）
270	通电平行直导线相互作用演示器	用于判断安培力方向，验证左右手定则，演示直观明显，自带大电流电源	2	套	468	936	天津市科教仪器厂（24033）
271	电流天平	用于演示磁场对电流的作用 F 与电流 I、磁感应强度 B、及通电导体长度 L 成正比（即 $F=BIL$ ）这一规律，同时可用来测定磁感应强度 B ($B=F/IL$)。结构：底座、线圈、立柱、刻度盘、天平臂。	1	套	364	364	神马（24034）
272	安培力演示器	实验验证安培力与通电导线长度 L，通电电流强度 I，磁感应强度 B 的正比关系。	2	套	559	1118	神马（24035）
273	安培力实验器	用于中学物理探究通电导体在磁场中的受力情况。	30	套	26	780	神马（24036）
274	自感现象演	串联自感现象延迟时间 1s。并联自感现象延迟时间 1s。工作	1	台	338	338	神宏桥（24037）

	示器	电压：12v。					
275	电磁感应演示器	演示器是由磁极主体、磁力线演示板、直交流转动线圈模型、软线圈、方形线圈、直导线等组成。	2	套	728	1456	神宏桥（24038）
276	楞次定律演示器	开口环、闭口环	2	套	19.5	39	神马（24039）
277	电磁阻尼演示器	产品由摆锤、磁铁、支架、底座等构成，支架为名铝制、磁铁为强磁、摆锤分为强阻尼摆和弱阻尼摆，使用铝材加工制成，表面光学抛光处理。	2	套	221	442	神马（24040）
278	动能发电手电筒	由按柄、齿轮、线圈、磁性飞轮、LED灯泡等组成。	2	套	18	36	生乐（24041）
279	单匝线圈电机原理演示器	使用高磁能积磁体	2	套	429	858	神马（24042）
280	三相电机原理演示器	与手摇三相交流发电机配合使用	2	套	156	312	联盈（24044）
281	手摇三相交流发电机	演示三相交流电。	2	台	520	1040	神马（24045）
282	三线电子开关	教学示波器和学生示波器配套的教学仪器，可使示波器同时显示三种信号波形，供学校课堂教学演示及学生课外实验使用，仪器使用集成电路和晶体管混合电路	2	台	260	520	神马（24046）
283	交流电路特性演示器	大电感、小电感，大电容、小电容，电阻	2	台	175.5	351	神马（24047）
284	可拆变压器	单相芯式结构，铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理，U型铁芯及条形铁轭为可拆式，可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。	2	台	234	468	永创（24048）

285	小型变压器	重量 560g, 电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用。结构：由铁芯：高硅钢片，线圈：高强度漆包线等组成	30	套	45.5	1365	永创（24049）
286	变压器原理说明器	增加调压变压器功能	1	台	500	500	联盈（24050）
287	日光灯原理演示器	电感式镇流器	1	套	208	208	神马（24051）
288	洛伦兹力演示器	有洛伦兹力管	1	台	7150	7150	永创（24052）
289	电子束演示器	符合 JY 0017 的规定。	1	台	1072	1072	永创（24053）
290	门电路和传感器应用实验箱	与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感、热敏、光敏、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。	4	套	240.5	962	神马（24055）
291	电学元件黑箱	实验二极管特性。四种探索元件课题。四种不同黑箱。	4	套	16	64	生乐（24056）
292	低气压放电管组	6 支，与感应圈或电子起电机配用	1	套	273	273	鄂州市教学仪器厂（24057）
293	赫兹实验演示器	产品由发射部分和接收部分组成（即 A、B 两套件），产品由底座、支架、拉杆天线、低压灯管、放电球等组成。	1	台	208	208	神马（24060）
294	电磁振荡演示仪	阻尼振荡，等幅振荡，振荡频率与振荡电路的电容、电感关系	1	台	234	234	神马（24061）
295	电磁波的发送和接收演示器	发射器频率 225MHz~250MHz, 等幅、调幅；接收器有声、光、电显示	1	套	650	650	久良（24062）

296	电磁波的干涉衍射偏振演示器	发射器：频率 $10\text{GHz} \pm 1\text{GHz}$ ，等幅波输出 10mW ，接收器：喇叭天线接收距离 1m ，振子接收距离 0.5m 。	1	套	1716	1716	久良（24063）
297	密立根油滴仪	1. 用于验证电荷的量子性和测定基本电荷质量； 2. 结构：主要由机箱、测量显微镜、油滴室、油雾杯以及喷雾器等组成； 3. 油滴室内两圆形平行极板间的距离为 $5\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ 。两平行极板上电压为直流 $0 \sim 500\text{V}$ ，连续可调，极板电压的极性可以改变。两极板电压的电表准确度等级为 2.5 级； 4. 读数显微镜调焦机构使用齿轮结构调节，调节装置要求连续性能好，调节舒适灵活，无过紧过松及滞涩急跳现象，能稳定停止在任意位置上； 5. 绝缘电阻 $20\text{M}\Omega$ ； 6. 油滴仪能承受试验电压为 1.5kV 连续 1min 的高压击穿试验； 7. 油滴仪测量电子电量的允许误差 5%。	1	台	1274	1274	神马（24064）
298	电子比荷实验仪	使用纵磁场聚焦法精确测定电子的荷质比实验仪器，误差在 5% 以下；技术指标： 1. 额定电压：AC220V，额定频率：50Hz；，最大输入功率：85W；，加速电压： $1000\text{V} \sim 1200\text{V}$ 连续可调， 2. 低压直流电源：可调电流： $0.2\text{A} \sim 1\text{A}$ ， $0.6\text{A} \sim 2\text{A}$ ，各档连续可调，电流方向：可换向， 3. 螺线管参数：螺线管单位长度匝数 $N=3800$ 匝/米，示波管参数：荧光屏至 Y 偏转板距离 $l \approx 0.148\text{m}$ ，连续工作时间： 1h 。	1	台	2860	2860	神马（24065）
299	半导体致冷	致冷、发电两用	1	台	123	123	神马（24066）

器							
300	整流电路实验器	半波、全波、滤波，1、产品由变压器、实验面板、内部电路和导线等组成，实验面板包含半波整流电路、半波整流电容滤波电路、半波整流 π 型滤波电路、全波桥式整流电路	1	台	52	52	神马（24067）
301	光具盘	磁吸附式	2	套	260	520	季光（25001）
302	凹面镜	由面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成	2	个	8	16	季光（25002）
303	凸面镜	由面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成	2	个	8	16	季光（25003）
304	玻璃砖	长方形玻璃砖。	30	块	8.5	255	季光（25004）
305	光具座	产品为双轨式光具座，主要由导轨、支架、滑块、标尺及附件组成	30	套	78	2340	季光（25005）
306	三棱镜	基本配置为三棱镜体、托架、支柱、底座（各1件）组成。	2	个	10	20	季光（25007）
307	白光的色散与合成演示器	产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。	2	套	39	78	季光（25008）
308	透镜及其应用实验器	1、产品使用低压6-8V光源、凸透镜、凹透镜、透镜夹持柄、光屏、具有独立实验的望远镜模型、显微镜模型、照相机模型等器件组成。 2、产品能较好完成中学物理教学内容中关于透镜焦距的测量以及照相机、望远镜、投影仪原理的演示和实验。	2	套	45.5	91	季光（25009）
309	光的折射全反射实验器	激光笔、半圆形玻璃砖、盛液体扁平半圆盒、360度量角器等	30	套	91	2730	季光（25015）
310	光的干涉衍射偏振演示器	仪器组装后，所有干涉，衍射图样的中心均可调节到屏幕中心。	2	套	455	910	季光（25016）
311	激光光学演示仪	几何光学和物理光学实验	1	台	1950	1950	季光（25017）

312	微型物理光学观察器	半导体激光器，光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等)	2	套	84.5	169	季光(25018)
313	双缝干涉实验仪	仪器使用游标读数机构，双缝及光源单缝均使用真空镀铬工艺制在玻璃片上。	30	台	136.5	4095	季光(25020)
314	牛顿环	物理学中用于检查光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”，整体由曲率半径为R的待测平凸透镜L和玻璃平板P叠装在框架F中构成。	2	个	19.5	39	季光(25021)
315	光导纤维应用演示器	仪器由机座、控制面板、传声光纤束、传像光纤束、电源线等组成。	1	台	338	338	季光(25022)
316	光的偏振观察器	起偏片、检偏片	2	套	19.5	39	季光(25023)
317	紫外线作用演示器	产品由机座、6W日光灯、波长为254mm紫外线灯管、波长为365mm的紫外线灯管、防紫外线辐射罩壳、滤色片、荧光片等构成。	1	套	156	156	季光(25101)
318	红外线作用演示器	产品由红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三种仪器构成。红外线发现实验器由平行白光强光源、三棱分光镜、暗箱和红外线接收器等部分组成。	1	套	156	156	季光(25102)
319	手持直视分光镜	分光镜调整后，在视场中同时能看到鲜明的光谱和清晰的标度尺像。	4	套	26	104	季光(25103)
320	棱镜分光镜	带波长分度尺	2	台	455	910	季光(25106)
321	光谱管组	与感应圈配用	1	套	312	312	季光(25107)
322	钠的吸收光谱演示器	主要由钠气真空管、钠管加热炉、底盘、立柱等组成，使用时用二台低压电源供电，用手持直视分光镜来观察钠的吸收光谱。	1	台	234	234	季光(25108)
323	光电效应演示器	带光源和锌板	1	台	559	559	季光(25109)

324	光电效应演示器	光电管	1	台	650	650	季光 (25109)
325	太阳能电池演示器	由太阳能电池板、蜂鸣器、发光二极管、小电机和小风扇等组成。	1	台	45	45	季光 (25111)
326	X射线演示仪	X射线和光一样都是电磁波，本射线演示仪使用全封闭结构，可安全、有效地观察X射线的透视特性。尺寸：400×400×500mm	1	台	1950	1950	季光 (25112)
327	盖革计数器	加计数功能	1	台	975	975	季光 (25113)
328	威尔逊云雾室	杠杆式	1	台	975	975	季光 (25114)
329	高温扩散云室	220V 电源，演示持续不间断，云雾现象明显，有专用现象源盒，有三个视窗盖拉扣（体现三角固定的稳定性，安全可靠），不含现象源	1	台	975	975	季光 (25115)
330	普朗克常量测定器	1. 可进行演示光电效应有关规律的实验，还可根据爱因斯坦光电效应方程测算出普朗克常数，并与示波器连用可直观地演示光电管的电流特性曲线； 2. 仪器结构：由光源、光接收-直流放大显示箱（电气箱，内装有光电管）和滤色片等组成。光源与接收电气箱通过导轨相连接，可以根据实验需要调节光源与光电管的距离。仪器内部还装有稳压电源； 3. 主要技术指标：受光元件：真空光电管；滤色片：四种（635nm, 570nm, 540nm, 490nm）；放大器：电流放大器，增益60dB；锯齿波：VPP=12V（-6V~+6V）；光源：220V25W 白炽灯泡。	1	台	1430	1430	季光 (25116)
331	电工材料	鳄鱼夹、香蕉插座、香蕉插头、电阻丝、接线叉、导线等。	4	套	81	324	生乐 (31001)
332	电子元件(工	电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、	4	套	32.5	130	生乐 (31002)

	业产品)	热敏电阻等)；电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等					
333	家庭电路器材	空气开关、漏电保护器、螺丝口插座、卡口插座、插入式保险盒、三孔插座、三孔插座头、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等	4	套	65	260	生乐 (80104)
334	彩色透光片	红、绿、蓝	30	套	0.6	18	生乐 (80106)
335	1号电池	R20, 无汞	120	个	7.8	936	丰蓝 (80109)
336	电珠(小灯泡)	2.5V 或 3.8V	180	个	0.25	45	生乐 (80110)
337	集成电路实验板(面包板)	线用软线, 两端有可接插的针。	4	个	26	104	神马 (80113)
338	传感器器材	各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器等	2	套	468	936	神马 (80114)
339	晶体和非晶体样品	晶体由云母、石膏、方解石；非晶体由玻璃、沥青、蜂蜡组成。	1	套	45	45	神马 (80115)
340	滚珠盒	自行车小滚珠 200 粒, 与电子天平配合	1	盒	26	26	生乐 (80116)
341	演示实验器材	云母片、电解电容器(25V, 470 μ F~1000 μ F)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100k Ω 可变电阻、1k Ω 电阻、74LS00	2	套	130	260	神马 (80117)
342	学生实验纸材	打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸	30	套	13	390	生乐 (80118)
343	温度报警实验器材套件	热敏电阻、74LS14、1k Ω 可变电阻、蜂鸣器(YMD 或 HMB)	4	套	52	208	神马 (80120)

344	电熨斗控温电路套件	符合 JY 80121 的相关要求。	4	盒	104	416	神马 (80121)
345	防盗报警电路器材套件	小永磁体、干簧管、74LS14、2.2k Ω 电阻、蜂鸣器(YMD 或 HM B)	4	套	78	312	神马 (80122)
346	光控开关实验器材套件	光敏电阻、74LS14、51k Ω 可变电阻、发光二极管、330 Ω 电阻，附实验指导书	4	套	78	312	神马 (80123)
347	火灾报警器	产品通过监测烟雾浓度来实现火灾报警，报警器内部使用离子式烟雾传感器，工作稳定可靠。	4	个	208	832	神马 (80125)
348	电子闹钟套件	配有安装指导书。	4	套	52	208	神马 (80126)
349	桥梁模型器材套件	梁式桥、拱形桥、斜拉桥、桁架桥、吊桥、悬索桥	4	套	390	1560	生乐 (80140)
350	走马灯器材套件	蜡烛做热源，热气流推动，扇叶，灯笼运转。含扇叶、灯罩、支架、支架座、蜡烛。	4	套	15.5	62	生乐 (80141)
351	箔片验电器器材套件	符合 JY 80142 的相关要求。	4	套	20	80	生乐 (80142)
352	简易无线话筒器材套件	三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒	4	套	14	56	生乐 (80143)
353	环保动能手电筒器材套件	磁棒在线圈内作切割磁力线运动，使线圈产生电流，从而使手电筒发亮。	4	套	14	56	生乐 (80144)
354	简易收音机器材套件	电容、可变电容器、磁性天线、二极管、小耳机	4	套	23	92	生乐 (80145)
355	三极管放大电路器材套件	三极管、电容、电阻、电池	4	套	23	92	生乐 (80146)



利生
LISERVE

源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

356	光控路灯开关器材套件	光敏电阻、电阻、三极管、二极管、继电器、直流稳压电源	4	套	23	92	生乐 (80147)
357	遥控器器材套件	符合 JY 80148 的相关要求。	4	套	52	208	生乐 (80148)
358	简易微型汽轮机发电器材套件	微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管，小型锅炉。不锈钢酒精灯，金属酒精灯盖、底板。酒精灯加热一会儿产生蒸汽，发电效率高，演示效果好。	4	套	117	468	生乐 (80149)
359	滚上体	滚动行程：500mm	2	套	91	182	神马 (80151)
360	频闪观察器	物理探究实验用。产品为带孔的圆盘，圆盘可自动转动，固定片有相同孔径的圆孔，并带有遮光罩。	2	套	26	52	神马 (80159)
361	大回转轮	探究课题：探究重力势能与动能之间的相互转化规律	1	套	114	114	神马 (80161)
362	三轨竞速	探究课题：比较三物体的速度、路程、能量转换的关系	1	套	377	377	神马 (80162)
363	翻转环实验器	探究课题：探究力的分解和分力的作用；探究质点运动时的路程，速度和时间之间的关系。	1	套	235	235	神马 (80163)
364	离心力铁环	探究课题：观察研究动能和势能的转化现象	1	套	143	143	神马 (80165)
365	滚动的方轮	探究课题：观察研究方轮在不平的轨道上平稳运动	1	套	327	327	神马 (80166)
366	鱼洗	探究课题：探究产生水花四溅现象的原因。	1	套	600	600	神马 (80169)
367	水火箭	发射架锁头使用全铜精密车制而成，锁止可靠，释放灵敏。铝合金把手，发射角度可调	2	套	143	286	神马 (80170)
368	滴水起电机	研究分析滴水起电的实验现象。	1	套	327	327	神马 (80171)
369	工具箱	包含美工刀、螺丝批、锤子、卷尺、电烙铁，万用表等产品套装	1	套	253	253	宏远 (g jx-01)
370	工作服	棉质	4	件	31	124	生乐 (82001)
371	护目镜	防机械冲击	4	个	4.5	18	生乐 (82002)
372	棉纱手套	棉纱线	2	双	2	4	生乐 (82006)
373	专用纸带	电磁打点计时器、电火花计时器打点专用	120	盘	3.9	468	生乐 (82030)

374	复写纸	电磁打点计时器打点专用，每袋 20 片	120	袋	10.4	1248	生乐（82031）
375	墨粉纸	电火花计时器打点专用，每袋 10 片	120	袋	1.3	156	生乐（82032）
376	导电纸	壹张 16K 等势线描绘专用	60	袋	1.3	78	生乐（82033）
377	等势线描绘 专用纸	复写纸 8 张、记录纸 8 张、导电纸 6 张	60	袋	14.95	897	生乐（82034）
378	U 型导线	2 头 U 型	120	根	1.95	234	生乐（82035）
379	鳄鱼夹导线	2 头鳄鱼夹	120	根	3.25	390	生乐（82036）
380	导线	一头 U 型，一头鳄鱼夹	120	根	2.6	312	生乐（82037）
381	高中物理力学实验箱（直线运动）	<p>实验箱规格：571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角 R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。</p> <p>实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作；使用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。</p> <p>器件配置：力学轨道（含轨道（含轨道（长 1000mm，两侧带可调节支撑脚）、轨道支撑杆、小车刹车夹、仪器托架、可移动接头、单接头、单接头连接杆、小车停车钩、万向水平仪等；轨道使用铝合金一体成型，轨道面使用双凹滑行槽设计，使小车车轮与轨道接触面减少，降低摩擦力，有效减少系统误差；实验小车车轮使用内嵌轴承设计，有效降低自身摩擦力，确保了车轮的转动顺畅；轨道配套附件丰富，自带</p>	1	套	1950	1950	生乐（WLSYX-01）

刻度尺，可方便读取小车的位移，配套有可移动式防撞夹及小车释放器，让实验操作更加方便安全；配套小车附件盒含多种小车附件，与小车通过插接方式连接，使用方便，功能多样，支持完成弹性及非弹性碰撞中的不变量的探究、简谐运动等一系列小车轨道实验；配套数字计时器及光电门支持挡光计时、间隔计时、碰撞、加速度、重力加速度、周期、计数等多种功能）1套、实验小车 2 个、连接导线（光电门连接线 1000mm，红色）2 根、连接导线（光电门连接线 1000mm，黄色）2 根、连接导线（光电门连接线 1000mm，蓝色）2 根、细线（1.5 号钓鱼线）1 盒、砝码桶 1 个、电火花计时器（50 Hz，含纸带、重锤、墨粉纸盘）1 套、光电门支撑杆 2 根、打点计时器夹具 1 个、小车载件盒（含弹性碰撞和非弹性碰撞材料、纸带夹、振子弹簧）1 盒、小车多用架 2 个、固定针 1 根、小橡皮筋（10 根/袋）1 袋、橡皮泥 1 袋、金属槽码（包括：2g×3、5g×2、10g×2、20g×2、50g×2、100g×2、200g×2、5g×1 金属槽码盘和 10g×1 金属槽码盘）1 套、挡光片组【包括：挡光片（80mm）1 片、挡光片（60mm）1 片、挡光片（40mm）1 片、挡光片（20mm）1 片、挡光片（10mm）2 片、U 形挡光片（50mm）2 片、U 形挡光片（30mm）2 片、U 形挡光片（10mm）2 片】1 盒、插头定滑轮 2 个、钢直尺（300mm）1 把、光电门 2 个、电子天平（1000g，0.1g）1 台、数字计时器（4 位数字显示单元，内置定时器的启动和停止以及计数、周期、电磁铁吸合释放，内置用于轨道实验的 4 种不同计时模式）1 台。

可完成的实验：1. 练习使用打点计时器；2. 测量纸带的平均速度和瞬时速度；3. 测量做直线运动物体的瞬时速度；4. 探

		究小车速度随时间变化的规律；5. 探究加速度与力、质量的关系；6. 用光电计时器探究碰撞中的不变量；7. 研究自由落体运动的规律；8. 验证机械能守恒定律。					
382	高中物理力学实验箱(静力)	<p>实验箱规格：571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。</p> <p>实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作；使用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。</p> <p>器件配置：条形盒测力计（1N）1 个、条形盒测力计（2.5N）1 个，弹簧测力计使用双面刻度盘及指针，双面同步显示拉力大小，不影响学生正常读数的同时，也能让摄像头清晰捕捉测力计的示数；弹簧测力计调零通过顶部调零螺丝调零，更加方便安全；力的合成实验器（力桌长 375mm、宽 270mm、厚 5mm，印刷刻度及角度；含细绳套、力桌支撑杆 3 个、桌边夹 2 个、圆磁铁 4 个、带孔支撑杆 2 个、圆筒测力计架 2 个、大橡皮筋 1 袋；力的合成实验器带角度盘，可方便读出力的角度值；配套磁铁，可直接将作图纸固定在实验器上，取用方便；配套有弹簧秤固定夹，可直接固定弹簧秤，传统仪器需要两人配合完成此实验，此实验装置只需一人即可完成）1 套；支座（可拼接）1 对、支撑杆（250mm）2 根、支撑杆（2</p>	1	套	1950	1950	生乐（WLSYX-02）

		<p>根/套，单根杆长 300mm，杆与杆可以螺纹对接）3 套、双嘴钳 2 个、细线 1 盒、剪刀 1 把、可移动挂钩 1 个、专用测量尺（300mm）1 个、螺旋弹簧组（由拉力极限分别为 4.9N、2.94N、1.96N、0.98N 和 0.49N 的 5 种弹簧组成）1 盒、摩擦块 1 块、万向水平泡 1 个、白纸（A4，10 张/袋）1 袋、圆筒测力计（5N）2 个、金属钩码（50g×10）1 盒、三角板套装（含量角器、三角尺、直尺）1 套。</p> <p>可完成的实验：1. 探究弹簧弹力与形变量的关系；2. 探究作用力和反作用力的关系；3. 探究两个互成角度的力的合成规律。</p>					
383	高中物理力学实验箱(曲线运动)	<p>实验箱规格：571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角 R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。</p> <p>实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作；使用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。</p> <p>器件配置：卷尺（2m）1 盒、数字秒表 1 个、陀螺 1 个、细线 1 盒、平抛运动实验器 1 套、游标卡尺（150mm，0.02mm）1 把、单摆实验器（含长 200mm 的单摆支杆、单摆球、双线摆球、单摆球组、半圆角度仪、插头定滑轮等）1 套、受迫振动和共振摆（由摆球固定架、策动摆、5 个摆长不同的双线塑料</p>	1	套	1950	1950	生乐（WLSYX-03）

		摆球组成) 1套、平抛竖落仪 1套、铅垂线 1个、墨水 (10mL) 1瓶、向心力实验器 1台。 可完成的实验: 1. 探究平抛运动的特点; 2. 探究单摆周期与摆长之间的关系; 3. 用单摆测定重力加速度的大小; 4. 用圆锥摆粗略验证向心力的表达式; 5. 探究弹簧振子的振动; 6. 研究受迫振荡和共振; 7. 探究向心力大小的表达式。					
384	高中物理电学实验箱	实验箱规格: 571×355×171mm, 实验箱四周圆角处理, 圆角R90mm, 带有卡扣, 可以卡住箱盖, 实验箱可多个叠加组合摆放, 并且有定位箱体之间不会滑落, 每个实验器材有相对插槽, 实验箱配有器件清单, 根据清单编号取拿器材; 材料环保无毒无味, 实验箱最大承重 50 公斤, 且满足 8 个以上箱体的承压叠放。 实验箱特点: 完整的设备组合: 简单的实验操作; 使用标准模块化设计组合实验的方式, 可以有效提高学生的实际动手能力, 方便用户快速完成实验的创新设计; 为老师和学生提供详细的实验参考资料, 提高老师的课堂教学效率, 缩短实验准备时间。 器件配置: 电容器实验板 (底座规格: 方形 ABS 注塑底座 (220×150×40mm)); 组成: 由 100uF、470uF、1000uF、2200uF、4700uF 的电解电容器组成, 排列均匀, 焊接在实验板上; 连接导线使用 4mm 香蕉插头, 并带有串接孔, 电路连接方便且可靠; 电容实验板集成 5 种不同规格的电容, 可方便进行容量对比实验) 1套、小灯泡 (2.5V、0.3A) 1袋; 数字低压电压表 (40V; 电表倾斜角度小, 可让摄像头清晰捕捉到示数, 给评分提供准确的依据; 仪表示数可反馈后台做数据对比) 1个; 数字低压电流表 (4A; 电表倾斜角度小, 可让摄像头清	1	套	1950	1950	生乐 (WLSYX-04)

		<p>晰捕捉到示数，给评分提供准确的依据；仪表示数可反馈后台做数据对比）1个；卷尺（2m）1把、螺旋测微器（0~25mm，0.01mm）1把、游标卡尺（0~150mm，0.1mm）1把、游标卡尺（0~150mm，0.05mm）1把、钢直尺（300mm）1把、鳄鱼夹（4个/袋）1袋、连接导线（50cm，蓝色）2根、连接导线（50cm，红色）2根、连接导线（25cm，红色）3根、连接导线（25cm，蓝色）3根、小灯座2个、电阻器（5Ω）1个、电阻器（10Ω）1个、电阻器（15Ω）1个、电阻器（30Ω）1个、电阻定律实验器【由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接线、支撑架等组成，康铜导线2根（长约500mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为500mm、300mm，直径均为0.3mm）】1套、小灯泡（3.8V、0.3A）1袋、小灯泡（12V、0.1A）1袋、滑动变阻器（20Ω，2A）1个、单刀开关1个、双刀双掷开关1个、多用电表（指针式）1个、电池盒（适配1号干电池）4个、1号干电池4个。</p> <p>可完成的实验：1. 观察电容器的充、放电现象；2. 测绘小灯泡的伏安特性曲线；3. 长度的测量及其测量工具的选用；4. 测量金属丝的电阻率；5. 用多用电表测量电学中的物理量；6. 研究路端电压与负载的关系；7. 测量电源的电动势和内阻。</p>					
385	高中物理电磁学实验箱	<p>实验箱规格：571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重50公斤，且满足8个以上箱体的承压叠放。</p> <p>实验箱特点：完整的设备组合；简单的实验操作；使用标准模</p>	1	套	1950	1950	生乐（WLSYX-05）

	<p>块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。</p> <p>器件配置：可拆变压器（由U型铁芯、条型铁芯、初级线圈（100匝 400匝）、次级线圈（200匝 800匝 1400匝）、铁芯固定螺丝组成；连接导线使用4mm香蕉插头，并带有串接孔，电路连接方便且可靠；变压器铁芯为分离式，体积小巧不笨重，组装方便，线圈使用多抽头设计，同一组线圈，通过切换不同的接线座，即可实现不同的线圈匝数转换）1套；灵敏电流计（2.5级，$\pm 300 \mu A$；电表倾斜角度小，可让摄像头清晰捕捉到示数，给评分提供准确的依据；仪表示数可反馈后台做数据对比）1个；电学模块盒（含可调电阻 $51k \Omega$、光敏电阻、三极管 BC337、干簧管、电磁继电器 30）1套、电阻器实验板（由 5Ω、10Ω、15Ω、30Ω、47Ω、100Ω、330Ω、$1k \Omega$、$10k \Omega$、$47k \Omega$ 组成）1套、二极管实验板（由整流二极管、稳压二极管、发光二极管、检波二极管、变容二极管、开关二极管等组成）1套、有源蜂鸣器 1个、条形磁铁 1对、原副线圈 1套、数字式多用电表（数字式，4-1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试）1个、LED手灯（1.5V）1个、圆棒磁铁（$\phi 10mm \times 75mm$）2个、圆棒磁铁平行轨道（$180mm \times 100mm$，固定两个圆棒磁铁在磁感线演示板上）1套、磁感线演示板（无色透明塑料外壳，油封铁粉式）1个、小灯泡（6.3V、0.5A）1袋、小灯泡（12V、0.1A）1袋、小灯座 1个、连接导线（50cm，蓝色）2根、连接导线（50cm，红色）2根、连接导线（25cm，红色）3根、连</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		接导线（25cm，蓝色）3根。 可完成的实验：1. 用磁感线板模拟磁感应线；2. 探究感应电流产生的条件；3. 探究影响感应电流方向的因素；4. 电感对交变电流的影响；5. 电容对交变电流的影响；6. 探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系；7. 观察干簧管磁化开关作用；8. 利用传感器制作简单的自动控制装置。					
386	高中物理光学/热学实验箱	实验箱规格：571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。 实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作；使用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 器件配置：光具座（长 1000mm；光学导轨双面带刻度，印刷白橙双色间隔刻度线，可方便准确让摄像头双缝到观察镜的距离）1 套；双缝干涉实验仪（包括 12V 光源、滤色片、双缝、遮光筒及测量头等）1 套；支座（可拼接）1 对、支撑杆（2 根/套，单根杆长 300mm，杆与杆可以螺纹对接）1 套、白纸（A4）1 袋、连接导线（50cm，蓝色）1 根、连接导线（50cm，红色）1 根、气体定律实验器（由压力表、固定架、体积标尺、气室等组成）1 套、油膜实验器 1 套、三角板套装（含量角器、三角尺、直尺）1 套、海绵板（A4）1 块、大头针 1 盒、梯形	1	套	1950	1950	生乐（WLSYX-06）

		玻璃砖 1 个、透明直尺（300mm）1 把。 可完成的实验：1. 测量玻璃的折射率；2. 用双缝干涉实验测量光的波长；3. 观察白光的干涉现象；4. 观察单色光干涉现象；5. 观察单缝衍射现象（白光）；6. 观察单缝衍射现象（单色光）；7. 用油膜法估测分子的大小；8. 探究气体等温变化规律。						
合计			245192元					
11. 药品室								
1	PP药品柜	1、规格：900×450×1800mm 2、柜体：使用 8mm 瓷白色 PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。层板可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。 3、视窗：使用 5mm 钢化玻璃制作，比普通玻璃提升 2~3 倍的极冷极热性能，提高 3~5 倍的强度，而且极大的提高了安全性。 4、门把手、合页：耐酸碱 PP 材质，耐腐蚀性能好。	8	个	3185	25480	利学（LXYPG-01）	
2	通风系统	（1）实验通风机：规格：功率 2.2KW，箱式通风机。内径尺寸 mm：850×950×950，重量：140kg，电压：380V。工作时：噪音 72 分贝，配一体化消声器材、风流量 5800-9200m ³ /h，全压 605-645Pa，转速：950r/min，每小时教室换气次数 20 次以上，排毒（3-5 分钟每次）达到 99%。可根据室内环境调节。 （2）风机开关及漏电保护装置：三相 20A 漏电保护开关，0.06s 急速断电，主体使用 PC 阻燃热固性外壳。 （3）风机进出口接头：Φ315，PVC 材质 （4）使用 6#通风机弯头：高级树脂复合材料	1	套	5525	5525	利学（LXTFXT-01）	

		(5) 通风管道及安装：规格：室内、外分别为 $\phi 315$ ； $\phi 200$ ， $\phi 110$ 室内主、副管，转接头及室外至楼顶管。 (6) 风机控制线：规格： $\phi 25$						
		合计	31005元					
12. 危化品室								
1	易燃品、毒害品储存柜	1. 尺寸约：1840mm*900mm*510mm；门类型：双开门 2. 易燃品毒害品储存柜外壳体全部使用 1.2mm 的冷轧钢板，柜体底座使用 2.0mm 的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3. 易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均使用 PP（聚丙烯树脂）板，厚度 4mm；柜底部设置 90*50*145mm 进风口，进风口底部有 PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有 $\Phi 10$ mm 漏液孔，漏液孔上面盖上 60 目 304*不锈钢网；柜体底部设 h=160mm 黄沙(防倒)挡板，柜体内部最下层留有可以存放 120mm 厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4. 柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有 2 个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5. 柜中部有 3 个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值 4.4mm；每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值 3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度 55mm（包括积液盘的高度）。 6. 柜顶部中间开有 $\phi 160$ mm 的出风口，柜顶风口内置一个 AC220V50HZ0.18A 轴流风机，最大风量 326m ³ /h，转速 2550 转/min，环境温度（-10~+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间	8	个	8775	70200	赛博（SBGZ-01）	

	<p>的进风口推置打开状态。</p> <p>7. 密封件：柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件符合 GB16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到 200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。）</p> <p>8. 陶瓷纤维棉：柜体填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉密度 130 kg/m³，厚度:40mm。</p> <p>9. 铰链：铰链为钢琴式铰链，确保门能开 180 度。</p> <p>10. 电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。</p> <p>11. 环保性能：国标规定，室内甲醛含量不超过 0.8mg/m³；苯含量不超过 0.09mg/m³。</p> <p>12. 电源：符合 GB10409-2001 中 5.5 的要求。</p> <p>13. 通风控制装置：柜体底部设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜使用 Φ160 mm，通风管耐高温、阻燃、耐腐蚀。</p> <p>14. 温湿度及 VOC 传感器控制报警装置：</p> <p>14.1 高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度±5%。</p> <p>14.2 高精度探头，精确监测温湿度：柜顶配置温湿度控制器，对柜内相对湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-</p>					
--	--	--	--	--	--	--



源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

		<p>10—70℃,湿度启控 0—99.9%RH; 时控开关, 能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。</p> <p>14.3 集时控开关、温湿度值、VOC 浓度值显示于一体的 7 英寸液晶工业显示屏, 分辨率1024*600 像素, 具备 16 位真彩色, 防爆、防水、防腐蚀, 可触摸控制, 方便老师操作。</p> <p>14.4 提供一体式防爆温湿度、VOC 传感器, 符合 GB3836.1-2010 的相关标准, 防爆等级为 ExdIICT6Gb。</p> <p>14.5 对于温湿度的监测, 用户可自行设置合适的报警点, 提高实验室安全等级。</p> <p>15. 配备接地装置实现完全接地。</p> <p>16. 装箱时柜内外的说明标识: 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》, 《合格证》, 《安全储存说明书》, 柜门上贴有反光警示标签。</p> <p>17. 产品标准经质量技术监督局备案 (标准号: Q/320205XBBP01-2015), 所有产品均依照标准规范生产。</p>					
合计			70200元				
13. 废水处理设备							
1	实验废水处理设备	<p>一、设计要求</p> <p>1. 设备材质及外观: 设备材质采用碳钢表面电泳喷塑处理, 内层衬聚丙烯材质, 防腐耐用; 底板带 2 个固定万向轮和 2 个活动万向轮, 可以移动和锁定, 外观整洁美观。设备四周使用安全加强筋技术方案, 确保抗压强度。</p> <p>2. 外形尺寸: 1500*750*1400Hmm</p> <p>3. 处理后用途: 废水经处理后排入市政污水管网</p> <p>4. 处理水量: 1-2 (吨) (按每天工作 8 小时计)</p>	1	套	44460	44460	中科瑞沃 (ZKRW-01)

	<p>★5. 处理后水质标准：实验废水经处理后达到国家《GB8978-1996 污水综合排放标准》标准要求，出水检测报告 PH 值 6-9、化学需氧量 100mg/L、五日生化需氧量 20mg/L、硫化物 1mg/L、悬浮物 70mg/L、总铜 0.5mg/L、甲醛 1mg/L。投标文件中已提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。</p> <p>6. 运行电压及功率：AC220V5.5KW</p> <p>7. 控制模式：全自动控制，同时可手动操作</p> <p>二、工作原理</p> <p>1. 收集池：废水收集和水质均衡的作用。</p> <p>2. pH 调节：去除水中酸、碱污染物，同时保证后续处理的效果。</p> <p>3. 光催化氧化：使用光催化氧化技术快速分解有机物，设备使用潜水式，具有良好的密封性。</p> <p>4. 高级氧化：设备使用先进的高级氧化技术，具有快速分解实验室污水有害污染物的能力，设备中关键部件使用钛合金材质，具有优良的抗压及耐腐蚀性能。</p> <p>5. 斜管沉淀分离：利用重金属捕捉、离子交换原理、配合混凝沉淀快速分离重金属物质</p> <p>6. 净化过滤：使用初级过滤、精密过滤等二级过滤技术，进一步降低悬浮物，拦截重金属浮渣，净化系统最后使用膜精密过滤隔离，膜带有反冲洗系统。</p> <p>7. 复合消毒功能：使用臭氧消毒、二氧化氯消毒、紫外杀菌等复合消毒技术，确保微生物及菌类指标达到国家相关要求标准。</p> <p>三、处理工艺要求</p> <p>处理工艺：“收集池→格栅→预处理酸碱中和系统→光催化</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>氧化单元→高级氧化单元→重金属捕捉→斜管沉淀分离单元→两级有机活性过滤吸附单元→深度净化处理单元→复合消毒单元→达标排放”。</p> <p>四、设备功能要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 水质运行检测指标 2. 物理指标：液位、流量、压力 3. 化学指标：PH 4. PH 传感器 5. 检测项目：PH 6. 测量范围：0-14ph 7. 准确度：±0.2pH 8. 分辨率：0.1pH 9. 稳定性：0.02pH/24 小时 10. pH 标准溶液：4.01/6.86/9.18 11. 通过在线 PH 仪表控制加药泵的运行和停止。 12. 通过液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止。 13. 实验室废水综合处理设备内置收集装置，用于保证系统水质、水量的稳定，同时废水自中和，减少酸碱药剂的使用量，更环保。 14. pH 自动调节装置：通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据 pH 值自动调整加药速度的功能，以确保 pH 调节效率和效果。 15. 氧化脱色装置：用于废水综合处理系统使用过程中产生的有机溶剂氧化脱色装置。 16. 超微纳米曝气装置：用于废水综合处理系统使用过程中处理有机溶剂的超微纳米曝气系统，精密气体纳米级曝气氧化 					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>装置。</p> <p>17. 高效过滤净化功能：使用初级两级有机活性吸附过滤、精密 MBR 膜过滤等二级过滤技术（可加膜过滤处理），用于进一步对水中的悬浮物、胶体、COD、BOD、重金属、等杂质及细菌、病毒等污染物隔离，从而保证出水水质达标排放。</p> <p>18. 复合消毒功能：使用臭氧消毒、二氧化氯消毒、紫外杀菌等复合消毒技术，确保微生物及菌类指标达到国家相关要求标准。</p> <p>19. 设备系统具备全能自动启停功能，无需定时开关机，设备正常运行。</p> <p>20. 设备系统具备排泥脱水功能，使用污泥浓缩技术对污泥脱水。</p> <p>21. 设备使用一体式、模块化设计，结构紧凑占地面积小；相关系统组件全部为快开式活接连接，方便保养和检修。</p> <p>22. 使用国内成熟产品，为无土建的实验室废水综合处理一体化成套设备，设备技术成熟。</p> <p>23. 所提供的设备需使用一体化处理设备，使用耐腐蚀、耐老化材质，外观整洁美观，设备材质无异味。</p> <p>五、控制系统功能要求</p> <p>1. 智能管理功能：系统使用先进的智能组件和总控技术，实现多种控制模式，保证系统正常运行。</p> <p>2. 自控功能：全自动微电脑控制系统，全自动化控制，全中文操作页面，能够实时显示仪器的运行状态信息。</p> <p>3. 清洗及校正功能：具有自动和手动两种方法进行清洗和设备校正。</p> <p>4. 报警功能：具有系统故障、断电、试剂存量不足、无水、</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>异常等情况下的报警功能。</p> <p>5. 自动保护功能：漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、各处理单元液位保护功能、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护。</p> <p>6. 降噪功能：选用低噪音复式静音电机和防腐泵；全程使用密闭式处理，无异味，无泄漏，不产生废渣、废水、废气等二次对环境的污染。</p> <p>★7. 设备运转噪声要求符合《GB3096-2008 声环境质量标准》标准要求，昼间(dB(A))52，夜间(dB(A))43。投标文件中已提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。</p> <p>六、安全性能要求</p> <p>1. 多种全自动应急操作方式，实现多种控制模式，保证系统正常运行。</p> <p>2. 设有停水、停电、过载等非正常状态自动保护、自动识别故障报警及处理功能。</p> <p>3. 开机自检、缺水保护报警、高低压自动停机、停电自动复位；保护并处理。</p> <p>4. 需有溢流功能，以确保突发情况时不影响正常实验。</p> <p>5. 设备需具有排气功能，以确保实验室的环境及实验人员的健康。</p> <p>6. 微孔散热：使用微孔钣金镂空技术，对设备底部重要部件通风散热，设备满足长时间运行（防止过热损坏）。</p> <p>7. 应急检修：设备前后面使用敞开拉门方案，防止设备检修时空间狭窄。</p> <p>8. 安全设计：设备四周使用加强抗压设计，所用材料使用安全高质量材质。</p>					
--	---	--	--	--	--	--



源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

		★9. 电气安全符合《GB4706. 1-2005 家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》标准要求，通过标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率、工作温度下的泄露电流和电气强度、结构、内部布线、接地措施等检测测试。投标文件中 已提供 第三方检测机构出具的检测报告扫描件。					
2	安装调试	整套废水处理设备安装调试	1	项	1950	1950	利生（定制）
合计			46410元				
14. 物理仪器室							
1	仪器柜	1、规格：1000*500*2000mm 2、结构：铝木结构 3、铝合金框架结构,后立杆铝型材为双槽，配以ABS连接件组装而成；上部木制门框玻璃对开门、三层活动隔板，轨道式钢制可调立杆，每块活动隔板下加两根横梁，下部木制对开门，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐酸碱、耐腐蚀、外形美观、经久耐用等特点。 4、基材：使用优质刨花板，抑菌性能依据QB/T4371-2012，试验菌种包含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌等菌种，抑菌率均>99%；防霉性能依据JC/T2039-2010，试验菌种包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等菌种，试验后防霉等级达到0级。 5、可调脚：使用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。	12	个	1495	17940	军成富康（JCFK060）
2	加长仪器柜	1、规格：1200*500*2000mm 2、结构：铝木结构 3、铝合金框架结构,后立杆铝型材为双槽，配以ABS连接件	4	个	1950	7800	军成富康（JCFK060）

		<p>组装而成；上部木制门框玻璃对开门、三层活动隔板，轨道式钢制可调立杆，每块活动隔板下加两根横梁，下部木制对开门，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐酸碱、耐腐蚀、外形美观、经久耐用等特点。</p> <p>4、基材：使用优质刨花板，抑菌性能依据 QB/T4371-2012，试验菌种包含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌等菌种，抑菌率均>99%；防霉性能依据 JC/T2039-2010，试验菌种包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等菌种，试验后防霉等级达到 0 级。</p> <p>5、可调脚：使用 ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。</p>					
3	仪器柜专用标签盒	亚克力材质制作，外观透明，粘贴于仪器柜上部玻璃门上，内部插槽可放入仪器清单编目卡，使整柜的放置仪器清单一目了然，更换仪器清单编目卡时只需拿出更换即可，方便快捷。	16	个	19	304	利生（定制）
4	序号贴	不干胶贴纸制作，粘贴于仪器柜上，用于标明仪器柜柜号，便于仪器上架编录和学校老师使用，能及时找到仪器的位置，版面可印制校园文化内容，如学校 logo 等。	16	张	2	32	利生（定制）
合计			26076元				
15. 教师办公室							
1	办公桌	<p>规格：1600*1600*750mm（含侧柜长度）</p> <p>1、基材：使用优质 E1 级实木颗粒板，经防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、面材：使用 E1 级优质环保三聚氰胺板。</p> <p>3、胶粘剂：使用优质原胶，性能可靠持久。</p>	8	张	1430	11440	利学(LXBGZ-01)

		4、封边：使用同色 PVC 封边，厚度为 1.0mm；防潮、防晒、耐腐蚀、抗氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶皱无波浪形。 5、五金件：使用优质五金配件，经防锈处理。					
2	办公椅	1、靠背：PP 玻纤背筐。 2、扶手：PP 玻纤连体固定扶手。 3、坐垫：使用环保型高密度回弹海绵。 4、底盘：2.5 加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能）。 5、气杆：80 黑色拉深 5CM 气杆。 6、椅脚：Ø320 黑色 PP 脚+50MM 黑色尼龙轮。	8	把	200	1600	利学 (LXBGY-01)
3	文件柜	规格：800*400*2000mm 1、基材：使用优质 E1 级实木颗粒板，经防潮、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、面材：使用 E1 级优质环保三聚氰胺板。 3、文件柜上门为铝合金边框+5mm 透明清玻。 4、胶粘剂：使用优质原胶，性能可靠持久。 5、封边：使用同色 PVC 封边，厚度为 1.0mm；防潮、防晒、耐腐蚀、抗氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶皱无波浪形。 6、五金件：使用优质五金配件，经防锈处理。	8	个	520	4160	利学 (LXWJG-01)
合计			17200元				
16. 走廊文化建设							
1	二层物理学 科 走廊建设	使用优质立体墙布，部分内容搭配 PVC 或亚克力材料雕刻。 内容结合校园文化与学科特点进行定制化设计。	80	m ²	250	20000	利生（定制）
2	二层化学学	使用优质立体墙布，部分内容搭配 PVC 或亚克力材料雕刻。	80	m ²	250	20000	利生（定制）



源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

	科 走廊建设	内容结合校园文化与学科特点进行定制化设计。					
3	二层生物学 科 走廊建设	使用优质立体墙布，部分内容搭配PVC或亚克力材料雕刻。 内容结合校园文化与学科特点进行定制化设计。	104	m ²	250	26000	利生（定制）
4	三层物理学 科 走廊建设	使用优质立体墙布，部分内容搭配PVC或亚克力材料雕刻。 内容结合校园文化与学科特点进行定制化设计。	80	m ²	250	20000	利生（定制）
5	电路改造	原有电路基础上进行简单改造，为部分发光字提供电源	1	项	5000	5000	利生（定制）
6	阅览桌	1、规格：800mm*720mm。 2、中纤板桌面贴白蜡木皮，配白蜡实木腿。	2	张	1000	2000	利学（LXYLZ-01）
7	阅览椅	1、规格：530*500*470/790mm。 2、白蜡木实木架子，密度棉配西皮面料。	8	把	230	1840	利学（LXYLY-01）
8	定制单面书 架	1、规格根据现场环境定制，面积8 m ² 。 2、基材使用25mm厚优质板材，背板采用9mm厚优质板材。 3、免漆优质板材，表面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀且无异味。 4、面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。 5、整体优质五金配件紧密拼接，封边细腻，转角过渡自然，间隙细小且均匀。	1	项	2800	2800	利生（定制）
9	软包坐凳	1、规格根据现场环境定制，长度6m。 2、使用西皮及麻布饰面件，内用高密度海绵，实木框架，胶脚。	1	项	3000	3000	利生（定制）
合计			100640元				
合计			小写：3262472元				
(1. 化学吊装实验室+2. 化学准备室+3. 化学仪器+4. 生物吊装实验室+5. 生物准备室+6.							



源于1975年，
更值得信赖的教育装备伙伴。

生物仪器+7.生化综合仪器室+8.物理吊装实验室+9.物理准备室+10.物理仪器+11.药品室+12.危化品室+13.废水处理设备+14.物理仪器室+15.教师办公室+16.走廊文化建设)

大写：叁佰贰拾陆万贰仟肆佰柒拾贰元整

- 注：1. 此表应按要求填写，表格可按格式接续（删除）。
2. 此表应如实填写，合计报价应与投标函及投标函附录所投价格保持一致。

供应商：郑州利生科教设备有限公司（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）
日期：2025年11月10日