

2.1.2. 分项报价一览表

项目名称：河南省粮食和物资储备局快速检测及监测分析系统仪器项目							金额单位：元	
序号	货物名称	品牌、型号	设备参数	数量	单位	单价	合计	备注
1	快速检测及监测分析系统仪器	上海飞测 FD-500J	真菌毒素定量读数仪 ➤ 仪器应用胶体金检测原理及相关技术， ➤ 轻巧便携，可连接车载电源，适合野外及现场操作。 ➤ 多通道设计，内设有 AFLA、ZEAR、DON、OCHRA 四种常见毒素检测频道。AFLA 为黄曲霉毒素 B1、ZEAR 为玉米赤霉烯酮毒素、DON 为呕吐毒素、OCHRA 为赭曲霉毒素） ➤ 一键式操作，无需区分检测样品机制，无需计算，直接读取样品定量结果。	78	套	15000	1170000	真菌毒素快速检测仪基本配置

		➤ 检测数据可显示在仪器屏幕上，可与计算机共享数据，可使用计算机编辑、保存和分析数据。 ➤ 测量重复性：小于 0.03，检测响应时间小于 5 秒。 ➤ 可存储记录检测时间，样品编号，产品批次等多种信息，可根据日期、操作人员或检测项目进行检索。 ➤ 仪器附有配套校准仪器的三线定量检测卡。 ➤ 可选择不同前处理倍数选项，读不同数值范围内的样品结果。 孵育器 孵育器孵育温度为国家粮食和物资储备局行业标准要求，设备自带温度提示功能孵育器温度可调范围：室温+5℃~60℃，实验可选用 45℃和 37℃，具有自动倒计时功能，孵育结束后，可自动报警。 实验室配套使用相关设备					
--	--	--	--	--	--	--	--

