

4.1 分项报价表

项目编号：ZFCG-D2025001 号

项目名称：许昌市中心血站检验科耗材采购项目

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	制造商	单价（元）	小计（元）
1	加样枪头	1. 一次性加样尖（300u1）（带 滤芯）。 2. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	支	23040	山东贝联生物科技有限公司	3.70	85248.00
2	加样枪头	1. 一次性加样尖（1000u1）（带滤芯）。 2. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	支	38400	山东贝联生物科技有限公司	3.50	134400.00
3	八排管平盖	1. 0.2ml；需与八联排薄壁管配套。 2. 材质为薄壁透明 PCR。 3. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	条	1375	山东贝联生物科技有限公司	5.50	7562.50
4	薄壁管	1. 0.2ml；需为八联排管。 2. 材质为薄壁透明 PCR。 3. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	条	1375	山东贝联生物科技有限公司	5.50	7562.50

5	封板膜	1.8*13.5cm。 2. 材质为压敏透明膜。 3. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	张	1500	山东贝联生物科技有限公司	1.00	1500.00
6	扣帽离心管	1.5ml。 2. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	个	600	山东贝联生物科技有限公司	0.33	198.00
7	离心管	1.1.5ml。 2. 透明无色；与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	个	1000	山东贝联生物科技有限公司	0.15	150.00
8	离心管	1.10ml。 2. 圆底；与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	支	200	山东贝联生物科技有限公司	0.58	116.00
9	离心管	1.2.0ml。 2. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	个	1000	山东贝联生物科技有限公司	0.18	180.00
10	滤芯枪头	1.1000ul。 2. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	支	960	山东贝联生物科技有限公司	0.65	624.00
11	滤芯枪头	1.200ul。 2. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	支	1440	山东贝联生物科技有限公司	0.65	936.00
12	滤芯枪头	1.50ul。 2. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	支	1440	山东贝联生物科技有限公司	0.65	936.00

13	深孔板	1. U96 的 2.0ml。 2. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	块	100	山东贝联生物科技有限公司	70.00	7000
14	圆孔板	1. 24 孔；10ml。 2. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	块	64	山东贝联生物科技有限公司	70.00	4480.00
15	锥形管	1. 50ml。 2. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	个	50	山东贝联生物科技有限公司	2.20	110.00
16	自封袋	1. 8 号。 2. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	个	1100	山东贝联生物科技有限公司	0.30	330.00
17	多功能试管架	1. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	组	60	山东贝联生物科技有限公司	50.00	3000.00
18	样本保存管 (含盖)	1. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	支	72000	山东贝联生物科技有限公司	5.00	360000.00
19	96 孔 U 型板	1. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	个	250	山东贝联生物科技有限公司	8.50	2125.00
20	一次性弃针挡板	1. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	个	32	山东贝联生物科技有限公司	10.00	320.00
21	一次性弃针盒	1. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	个	10	山东贝联生物科技有限公司	15.00	150.00
22	核酸试剂专用 旋转套	1. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	支	19200	山东贝联生物科技有限公司	3.75	72000.00
23	试剂瓶 2 号	1. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	个	60	山东贝联生物科技有限公司	30.00	1800.00

24	试剂瓶 3 号	1. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	个	60	山东贝联生物科技有限公司	30.00	1800.00
25	试剂瓶 4 号	1. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	个	120	山东贝联生物科技有限公司	30.00	3600.00
26	96 方孔工字板	1. 2. 2ml。 2. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	块	1000	山东贝联生物科技有限公司	70.00	70000.00
27	5ml 硅胶试管盖	1. 与 AmpliSTARstd 全自动核酸纯化仪配套使用；无 DNA 酶、RNA 酶。	个	750	山东贝联生物科技有限公司	0.60	450.00
28	一次性加样尖 (1000ul 酶免)	1. 材质为有机材料，含有碳元素，材质柔韧均一，内外壁光滑流畅。 2. 包装为独立密封包装，每个包装含 5X96 根一次性吸头，便于整架上机。 3. 要具有良好导电性，电阻<200K 欧姆；不同压力下，阻值变化<20K 欧姆。 4. 应通过加样通道锁钥匹配原理对其进行柔性装载/卸载，过程中一次性吸头不发生形变，无机械损伤，对于出现移液异常的一次吸头可以回放到指定位置。 5. 300μl 一次性吸头应与 Microlab STAR 系列和 Microlab STARBG 系列设备配套使用，可以用于通道定位，定位精度≤0.1mm。	支	76800	烟台澳斯邦生物研发有限公司	1.13	86784.00

	6. 吸头精准回放，一次性吸头外包装盒能匹配 Microlab STAR 系列和 Microlab STARBG 系列设备的载架，用于吸头回收，一次性吸头使用后可自动放回原位。 7. 应具有可溯源性，每盒一次性吸头带有唯一独立的条形码，包含产品编号、批号和流水号；所有条码均可被设备软件自动识别和记录，实现质量溯源。从扫码一次性吸头开始，到样本、试剂、控制品扫码，再到分配试剂样本，最后将吸头弃置回原盒载架，实现全程可追溯，确保每根吸头的吸液、分配、弃置位置均可追踪，且能实现吸液分液全过程监控。 8. 加样准确，当加样量设为 100μl 时，各通道实际加样量的相对偏差不超过 ±2.0%；当加样量设为 1000μl 时，各通道实际加样量的相对偏差不超过 ±1.0%。 9. 加样精密，当加样量设为 100μl 时，实际加样精密度 $CV \leq 0.75\%$；当加样量设为 1000μl 时，实际加样精密度 $CV \leq 0.75\%$（提供检验报告）。 10. 产品洁净，无人源性 DNA 污染，无 DNA 酶，无 PCR 抑制物、无 RNA 酶、					
--	---	--	--	--	--	--

		无 ATP、无内毒素/致热源。 11. 方便弃置，试剂分配结束，将一次性吸头放回弃置系统内原包装盒的载架，一次性吸头原盒要与弃置系统匹配，可垂直插入弃置孔，防止废液飞溅。					
29	消毒清洗液	1. 20ML。 2. 液体性质蓝色清亮透明，无结晶和絮状物。 3. 用量筒配置 1L 消毒清洁液，泡沫不大于 100ML；使用消毒清洁液冲洗全自动酶免分析系统全自动酶标仪管道时，产生的泡沫少，以免损坏真空泵。 4. 标签至少包含批号、有效期及储存温度，具有可溯源性；生产过程符合 ISO 9001 标准要求；符合全自动酶免设备的手册要求。	支	300	 烟台澳斯邦生物技术有限公司	23.2	6960.00
30	试剂注射器	1. 材质为有机材料，活塞含有碳元素，材质柔韧均匀，内外壁光滑流畅。 2. 最大分配量 20ml/支。 3. 具有良好导电性，可利用其导电性完成液面探测功能；在正常的接触压力下，电阻<200K 欧姆。不同压力下，阻值变化<20K 欧姆。 4. 精密度 50ul，R<5.0%；CV<5.0%。	支	120	烟台澳斯邦生物技术有限公司	36.00	4320.00

31	试剂瓶	1. 100ml。 2. 材质为有机塑料材质。 3. 试剂槽需带有条码插槽，可以更换条码；适合 FAME 上机使用，试剂瓶的条码可梳理通过一起的扫描；与 FAME 的注射器配套适用。	支	205	烟台澳斯邦生物研发有限公司	115.00	23575.00
32	传感洗液瓶	1. 3L。 2. 材质为有机塑料材质。 3. 可通过 FAME 全自动酶标仪设备的重力感应系统，感应洗液瓶内的液体量；适合 FAME 上机使用，通过条码关联响应通道液体。	个	6	烟台澳斯邦生物研发有限公司	4600.00	27600.00
33	废液桶	1. 10L。 2. 适合 FAME 上机使用，在扉页储存满时，可报警提示清空废液桶。	个	2	烟台澳斯邦生物研发有限公司	459.00	918.00
34	试剂盘	1. 适合 FAME 全自动酶标仪上机使用，分配试剂时使相应的试剂瓶旋转至吸液位置；与 FAME 全自动酶标仪试剂瓶配套使用。	支	2	烟台澳斯邦生物研发有限公司	550.00	1100.00
35	试剂瓶条码	1. 适合 FAME 全自动酶标仪上机使用，条码能被仪器准确识别；与 FAME 全自动酶标仪试剂瓶配套使用。	张	96	烟台澳斯邦生物研发有限公司	65.00	6240.00
36	洗板头工具	1. 含清洁洗板头工具、O 型圈、密封塞等维护工具。	套	1	烟台澳斯邦生物研发有限公司	1780.00	1780.00

37	冷启动检测板	1. 标准 96 孔平底微板。 2. 带有冷启动板维护专用条码；条码能被 FAME 全自动酶标仪准确识别；与 FAME 全自动酶标仪的洗板模块配套使用，在冷启动过程中检查仪器的洗板状态。	块	1	烟台澳斯邦生物研发有限公司	1000.00	1000.00
合计							926855.00

供应商名称（并加盖公章）：烟台信维电子科技有限公司

