

中标通知书

建安政采公字〔2025〕21号

采购人	许昌市建安区卫生健康委员会		
项目名称	许昌市建安区卫生健康委员会许昌市建安区蒋李集镇卫生院关于河南省医养结合项目一采购部分项目（二标段）		
中标人	河南恩普医疗器械有限公司		
中标金额	大写：人民币柒拾贰万捌仟壹佰肆拾贰元整		
	小写：¥728142.00		
采购方式	公开招标	合同履行期限	工程部分竣工验收合格后，自接到采购人通知后30 日历天内 完成供货及安装调试。
 采购人（盖章） 2025 年 8 月 19 日		 见证单位（盖章） 2025 年 8 月 19 日	

许昌市建安区蒋李集镇卫生院关于河南省医养结合项目一采购部分 二标段采购合同

甲方：许昌市建安区卫生健康委员会

乙方：河南恩普医疗器械有限公司

签订日期：2025年8月19日

采购合同

甲方：许昌市建安区卫生健康委员会

住所地：许昌市建安区兴业大厦

法定代表人：岳菊敏

项目联系人：贾忠杰

联系方式：13598968383

乙方：河南恩普医疗器械有限公司

住所地：河南省郑州市金水区金水路 30 号

法定代表人：张亚飞

项目联系人：李鹏

联系方式：15736723383

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定，本着高质优价，互利互惠和诚实信用的原则，就许昌市建安区蒋李集镇卫生院关于河南省医养结合项目一采购部分/二标段采购事宜，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下合同条款，并由双方共同恪守。

1、采购产品品名、数量以及价格细则

许昌市建安区蒋李集镇卫生院关于河南省医养结合项目一采购部分/二标段

序号	名称	品牌 规格型号	单位	数量	单价	总价	生产厂家
一	养老服务设备购置						
1	护理床及床头柜	河北华仁 B02-111	台	100	1400	140000	河北华仁医疗设备有限公司
2	适老化家具	锦泽森	套	50	2350	117500	宁津县锦泽森实木家具销售店
3	接待办公家具	优肯	套	3	16000	48000	洛阳优肯实验室设备有限公司

4	电视	志高 43H2060GC	台	50	1600	80000	佛山朗显电子科技有限公司
5	移位机	河北华仁 YWJ-01	台	2	3400	6800	河北华仁医疗设备有限公司
6	助浴椅	河北华仁 B02-111	台	30	300	9000	河北华仁医疗设备有限公司
7	洗头机	东莞爱乐 X1	台	5	2400	12000	东莞市爱乐医疗器械有限公司
二	康复设备购置						
1	平行杠（配矫正板）	海蓝 HB-PXG-01 B-ZLM-A	台	1	3000	3000	青岛海蓝康复器械有限公司
2	训练阶梯（双向）	海蓝 HB-JT-01 B-XFT-A	台	1	2500	2500	青岛海蓝康复器械有限公司
3	手功能组合训练箱	海蓝 HB-SZX	套	1	470	470	青岛海蓝康复器械有限公司
4	上螺丝	海蓝 HB-LS	套	1	210	210	青岛海蓝康复器械有限公司
5	认知图形插板	海蓝 HB-REC	张	2	360	720	青岛海蓝康复器械有限公司
6	木插板	海蓝 HB-MCB-01	套	1	180	180	青岛海蓝康复器械有限公司
7	上肢协调功能练习器（手指）	海蓝 HB-SXS-01	个	2	170	340	青岛海蓝康复器械有限公司
8	分指板	盛昌 SC—KF—Z—029	个	1	62	62	河南省盛昌医疗器械有限公司
9	股四头肌训练椅	盛昌 X018-X020	台	1	1800	1800	河南省盛昌医疗器械有限公司
10	液压式踏步器（踏步训练器）	海蓝 HB-YYT-01 P-YTB-A	台	1	1400	1400	青岛海蓝康复器械有限公司
11	下肢功率车	海蓝 HB-GLC-01	台	1	2500	2500	青岛海蓝康复器械有限公司
12	上下肢康复器	海蓝 HB-GLC-02 P-GLC-B	台	1	5600	5600	青岛海蓝康复器械有限公司
13	下肢功率车(坐式)	盛昌 SC-KF-X-01 9	台	1	1950	1950	河南省盛昌医疗器械有限公司
14	划船运动器	盛昌 SC—KF—Q—001	台	1	1380	1380	河南省盛昌医疗器械有限公司
15	偏瘫康复器	海蓝 HB-PQ-01	台	1	640	640	青岛海蓝康复器械有限公司
16	中频脉冲治疗仪	盛昌	台	1	8300	8300	河南省盛昌医疗器械有限公司

		SC-PZ-3100					限公司
17	电针仪	华佗牌 SDZ-II	台	1	490	490	苏州医疗用品厂有限公司
18 ★	熏蒸治疗机	盛昌 SCZ-II	台	1	15300	15300	河南省盛昌医疗器械有限公司
19	中频治疗仪	盛昌 SC-ZP-3100	台	1	6900	6900	河南省盛昌医疗器械有限公司
20	艾灸理疗仪	海蓝 HL-MJ-02	台	1	16000	16000	青岛海蓝康复器械有限公司
21	多功能上肢综合康复训练系统	盛昌 SC-SZ-006	台	1	89000	89000	河南省盛昌医疗器械有限公司
22	智能主被动上下肢康复器	盛昌 SCK-A	台	1	37100	37100	河南省盛昌医疗器械有限公司
三	健康管理设备购置						
1	智能检测随诊箱	开云 SJ400	套	2	7000	14000	河南开云信息技术有限公司
2	老人腕表	科强 H006	台	5	660	3300	宁波科强智能科技有限公司
3	健康检测一体机 (护士站)	鼎恒 DHM-T100	台	1	91000	91000	郑州鼎恒电子科技有限公司
4	睡眠监测带	睡客 SASS-D-B2F	台	5	1300	6500	博博科技(苏州)有限公司
5	居家安全监测套装	开云 T200	套	2	2100	4200	河南开云信息技术有限公司
合计		大写：柒拾贰万捌仟壹佰肆拾贰元整				小写：728142.00元	

2.合同总价

合同总价为人民币 柒拾贰万捌仟壹佰肆拾贰元整 (大写), 即¥728142.00元 (含税), 不因国家政策变化而变化, 该合同金额是设备安装调试, 达到验收合格后产生的所有费用以及保修期间内包括备品备件发生的所有含税费用。

3.合同组成

详细价格、技术说明及其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、中标通知书、会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割的一部分。

4.技术要求

乙方所提供的设备, 必须符合招标公示技术参数要求及国家有关规范、环保要求和甲方的技术要求, 并提供设备的质量证明以及其他约定的材料。

5.合同设备质量、交货、安装及验收

5.1 合同设备质量

供应设备必须符合国家相关标准要求，运输、储存符合产品说明书要求，包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于运输、储存、包装不良造成的损失、后期安装保修期内等由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备的交货

5.2.1 乙方交货时间:工程部分竣工验收合格后，自接到采购人通知后 30 日历天内完成供货及安装调试。

5.2.2 乙方交货地点:许昌市建安区蒋李集镇卫生院。

5.3 合同设备的安装:

5.3.1 乙方负责合同项下设备的安装、调试。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。

5.4 设备的验收:

5.4.1 应在甲乙双方共同参加下进行验收；设备运至指定地点后，甲方对设备数量、质量、规格、附件等进行检验，如发现货物和规格或两者都与合同不符的，甲方有权要求乙方立即进行更换或者提出索赔要求，所有产生费用由乙方全部承担，直至甲乙双方现场质量数量验收合格，设施设备达到正常运转。

5.4.2 设备若有国家标准按照国家标准验收,若无国家标准按行业标准验收。设备为原制造商制造的全新产品,整机无污染,无侵权行为,表面无划损,无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。验收时如发现所交付的设备及其附件有缺失、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者,甲方拒绝验收,所产生的各项费用及后果乙方全部承担。

5.4.3 如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏,乙方应及时安排换装,以保证合同设备安装的成功完成。换货的所有费用由乙方承担。

5.4.4 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明, 投标人提供进口货物的报关单。

5.4.5 货物为原厂商未启封全新包装, 出具厂合格证, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追索查阅, 所有随设备的附件必须齐全。

5.4.6 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件、随机工具等交付给甲方, 使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.4.7 甲方验收人员只验收合同规定的货物数量清单。货物质量按国家有关规定、规范由乙方按照要求提供, 出现货物质量问题乙方负责, 所产生费用由乙方全部承担。

5.5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则, 乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

5.6 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

6. 质量保证及售后服务(与用户需求书要求相矛盾的, 以用户需求书为准)

6.1 设备安装验收使用合格后, 保修叁年, 质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退, 进行免费维修、维护、保养, 乙方承担在质保期内的人工费用、更换零部件等全部费用。

6.2 质保期内设备发生故障, 24小时内维修响应, 24小时内到位检修, 48小时内处理完毕。如48小时内未处理完毕, 需提供相同档次设备予甲方临时使用或采取应急措施解决, 否则, 乙方承担后果所产生的各项费用。

6.3 质保期内, 如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时, 则质保期和免费维修期相应顺延, 如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

6.4 免费质保期内所有因货物质量问题而产生的费用均由乙方负责。

6.5 提供终身维修服务,设备质保期内免费维护,做到随叫随到及时维修,并了解使用情况,听取反馈意见。

6.6 设备安装测试完毕,由乙方工程师免费对甲方设备使用人员做操作使用及维护的培训服务。

6.7 乙方工程师对甲方维修人员做维修技术培训,使维修人员掌握常见故障排除。

7.付款方式: 资金来源(自筹+财政资金),银行转账,支付时间及条件:采购货款全部验收合格后按政府采购资金拨付程序执行,省级彩票资金部分财政拨付区卫健委账户后,按照财政拨付金额第一时间拨付乙方指定账户;自筹资金部分指中标合同价格(或政府要求审计结果的价格)减去省级资金为自筹应支付资金,由项目受益单位蒋李集镇卫生院负责支付,分二年支付,每年(验收合格所在年算起)12月底前支付自筹资金50%。按照乙方指定的收款账户支付。每次支付款项前乙方须向甲方开具符合国家规定的正规发票。

账户名称:河南恩普医疗器械有限公司

开户银行:中国建设银行郑州金水支行营业部

地址:河南省郑州市金水区金水路

账号:41050167860800001441

8.技术服务

8.1 乙方应派专家或技术人员到甲方指定地点配合工作。

8.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划,再配合甲方及有关单位,以此做好合同执行进度上的配合工作。

9.不可抗力

9.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。

9.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时,发生不可抗力一

方应尽快将事故通知另一方。在此情况下,乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货,双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10.双方责任

10.1 甲方责任

10.1.1 按照合同约定及财政相关程序及时办理付款手续。

10.1.2 负责提供工作场地,协助乙方办理有关事宜。

10.1.3 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

10.2 乙方责任

10.2.1 保证所供货物均为投标文件承诺的货物,符合相关质量检测标准,具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书,保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

10.2.2 保证货物的售后服务,严格依据投标文件及相关承诺,对货物及系统进行保修、维护等服务。

10.2.3 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为,否则由此产生的损失由乙方承担。

11 索赔

11.1 如有异议,甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

11.2 在合同执行期间,如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

11.2.1 乙方同意退货,并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用。

11.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额,甲乙双方商定降低货物的价格。

11.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分,乙方应承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用,同时相应延长质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12. 违约与处罚

12.1 甲方应依合同规定时间内,向乙方支付货款,每拖延 1 天甲方应向乙方支付合同金额的 1% 的违约金,违约金的总数不超过合同总价的 3%;

12.2 乙方未能按时交货,每拖延 1 天,须向甲方支付合同金额的 1% 的违约金,违约金的总数不超过合同总价的 3%;

12.3 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方支付合同金额的 3% 的违约金;

13. 合同终止

如果甲方或乙方严重违反合同,并在收到对方违约通知书后在 30 天内仍未能改造违约的,另一方可立即终止本合同。

14. 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,,若协商解决不成,双方确定通过下列途径解决:向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉解决。所有诉讼费及与诉讼有关的其他合理费用(包括但不限于诉讼费、诉讼责任保险保费、律师费、鉴定费、审计费、评估费等)均应由违约方承担,受理期间,双方应继续执行合同其余部分。

15. 其他

15.1 本合同一式六份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执三份,合同自签字之日起即时生效。

15.2 根据许昌市优化政府采购营商环境要求,项目不收取履约保证金,付款期间乙方不得以任何理由信访,执行合同期间和质保期间,在安装、调试等环节,乙方负责其人员、交通车辆等各个环节的安全责任,承担因安全产生的各项费用,甲方不承担任何安全费用。

15.3 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

15.4 附件：产品配置清单。

甲方：许昌市建安区卫生健康委员会

法定代表人/负责人签字（盖章）：

联系方式：

2025 年 8 月 19 日



乙方：河南恩普医疗器械有限公司

法定代表人/负责人签字（盖章）：

联系方式：151736723383

2025 年 8 月 19 日



附件：

产品配置清单

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量
一	养老服务设备购置				
1	护理床及床头柜	河北华仁 B02-111	产品尺寸：2040mm*960mm*570mm±10mm(含床头尾 护栏 床垫 尺寸)内径尺寸 1940mm*900mm*510mm (成品手工测量略有偏差)产品功能：背部倾斜度：0°—85°±5° 腿部角度 0-30°±5°。可灵活调节背部腿部体位升降 产品描述：1.ABS 条式双摇床由医用病床床体(冷轧管主架组成)、静音轮、可拆 ABS 床头/尾等主要部分及配套件(护栏, 升降点滴架孔) 组成。2.床体可载重量≤240kg。3.床架由碳钢金属 40×80mm 矩形管材焊接成型, 坚固耐用, 表面抗菌粉体喷涂, 具有抗静电功能, 同时达到不生锈, 不变形, 易擦洗消毒。4.床面采用外框 25*25mm 矩形方管折弯与 740*170mm C 形钢一次辊压而成; 表面经抛丸除锈后静电喷塑, 防腐蚀、易清洁。5.背部床板采用双支撑卸力结构, 采用Φ 32*1.5mm 钢管, 双支撑材料规格: 180*51*3mm, 一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁, 最大限度减少螺管受力, 有效延长病床使用寿命 6.床头/床尾采用 ABS 高级工程塑料一次吹塑成型, 板锁扣式安装于病床上, 暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸, 流线型设计, 美观大方, 无卫生死角; 床头床尾配有四个防撞角, 能够保护床体及墙面, 同时保证病人长期倚靠, 不易歪斜; ABS 床尾配备医用病例卡夹, 方便登记患者信息; ABS 床头/床尾方便拆卸。7.床腿采用 40×40mm 方管焊接成型。8.摇杆系统摇手: 摇手为不锈钢折叠摇把, 牢固灵活, 无噪音, 操作轻松自如, 可灵活调节患者背部、腿部。螺杆: 丝杆采用 45#模具钢, 全钢传动离合器系统结构”, 耐磨、抗压、寿命长, 加装双向到位保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅, 并有到位保护功能体位升降, 带防尘保护装置。9.护栏侧面护栏总长 1170mm, 高度 350mm。上横管采用 D 型专用铝合金型材料, 五支立柱采用不锈钢材料, 下座横管为 30×30mm 方管, 开关精心设计确保长期使用的安全性, 配有防松紧固件, 耐磨、不变形, 可收缩平放, 收缩时略高于床面, 可防止床垫移位。10.床框配有输液架插孔, 孔径≥20mm, 由金属材质冲压成型, 固定焊接插入无破裂之忧; 11.输液架不锈钢双段式点滴架, 直径≥19mm, 结实耐用, 前端Φ16*60mm 椭圆形缩口, 紧密配合不晃动。12.床垫采用半棕半绵床垫, 外套采用防水布, 经高温水消毒, 防虫处理, 防止变形, 具透气、透湿、防霉、耐磨作用, 带拉链可灵活拆卸, 弯折。	台	100

2	适老化家具	锦泽森实木家具	1个餐桌+4把椅子+1个换鞋凳,尺寸:140*80cm(手工测量稍有误差)原木,实木框架采用橡胶木+环保油漆,桌面厚度2.5cm,木质细腻、具有较良好的强度性能,天然橡木指接板台面无缝拼接边角处采用倒圆工艺,带有助立把手,方便老人起身。尺寸:53*57*85cm(手工测量稍有误差)全实木橡胶木,加厚大料,流线型优雅加厚扶手,表面圆润光滑,稳固椅腿,实木打造,木纹清晰。抗磨耐腐,牢固耐用。 椅子背顶带有挖空把手,纹理清晰自然,无开裂、霉变、黑白边等现象。卯榫工艺生产,环保油漆漆面丰厚、透明度高、手感细腻光滑。采用海绵,靠背海绵+坐垫海绵,回弹力好。 产品工艺要求:符合适老化设计及制作工艺。	套	50
3	接待办公家具	优肯	含导诊台、诊桌、化验桌。一、导诊台参数1、台面:医用抗菌人造亚克力,专为医护人员研发,含天然抗菌元素,手感温润、滑而不凉,材料厚度12mm,可做多种弧度造型,光滑平整,接缝凹槽少,基本可做无缝衔接、抗污染环保无毒,易清洁。2、骨架及配柜:采用SECC双面电解钢板制作,骨架钢板厚度1.5mm,配柜钢板厚度1.0mm。电解钢板表面采用抑菌粉末静电喷涂,喷粉涂层厚度60-80um,经高温流平、固化等工序,使喷塑涂层抗菌环保,耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准3、外饰面:可采用钢制、彩色医用级亚克力抗菌板、防火板等4、T脚线:采用1.0mm厚不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为30mm,高130mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理。5、铰链:通体不锈钢,不生锈。机械设计,偏心轮调节可靠性强,方便调节,飞机底座占面板,面积更大更牢固6、滑轨:滑轨采用不锈钢板模具冲压成形,承重力强,加厚加宽防脱卡位,不脱落,双排实心钢珠设计,抽拉顺滑,平衡。二、诊桌:1400*600mm/1000*300mm1、台面厚为25mm,圆角防撞处理。基材:采用一体成型MFC板饰面,具有耐磨、耐热、耐撞击的特性,实木颗粒板基材2、封边:1.0mm厚PVC同色封边带,色泽均匀一致,耐污、耐磨。3、五金:采用铰链、连接件和铝合金拉手等;4、钢架:下配1个边脚+横梁+档板,钢脚Q235碳素结构钢脚,表面采用静电粉末喷涂。三、化验桌:1、台面:12.7MM厚实芯理化板,可抵抗105种酸、碱、强氧化剂腐蚀试剂,包括强酸、强碱,耐酸碱耐腐蚀;2、柜体:整体均采用一级电解钢板制作,骨架钢板厚度1.0mm,护板钢板厚度1.0mm。电解钢板表面采用抑菌粉末静电喷涂,有效抗大肠杆菌及金黄色葡萄球菌大于99.99%,喷粉涂层厚度60-80um,经高温流平、固化等工序,使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准。3、柜门:焊接结构,内置加强筋,门板内部做静音处理、拉手一体折弯制作、柜门内侧装有防撞贴;4、抽屉:焊接结构,内部做静音处理,拉手一体折。	套	3
4	电视	志高43TV01	43寸电视,金属背板。内存1GB+8GB,分辨率1920*1080,色域值100%,带低蓝光护眼认证,亮度200-300尼特,四核A53中央处理器,音响功率24W发声单元2个,WIFI频段2.4G	台	50
5	移位机	河北华仁YWJ-01	产品描述:支架、脚轮、底座支腿、吊杆、吊兜、吊钩、控制器组件和扶手。I类医疗器械,具有备案证,重量:净重≤20KG1、安全承载重量:120kg2、吊臂上升范围:在740mm~1300mm(±5%)范围内	台	2

6	助浴椅	河北华仁 B02-111	折叠淋浴椅新款参数(人工测量稍有误差)产品尺寸:540*620*670mm (高度4档调节)可调高度:67-76cm 产品承重100kg以上。坐板 (U型坐板,EVA坐垫):42*30*3cm 靠背板:37*20*2.5cm 坐 垫和靠背垫都属于EVA材料,有着良好的柔软性和弹性扶手可上翻 收起、扶手盖PP材质+抑菌剂抑制细菌增长。产品承重100kg以上	台	30
7	洗头机	东莞爱乐 X1	电源参数:使用电源AC220V±22V 50Hz±1Hz,洗头时使用内置电 源。- 环境参数:使用环境温度10-45℃,湿度≤90%。- 功率参 数:额定功率≤680W- 工作温度:0-40度。- 主机尺寸: 44cm*24cm*23cm。- 水箱容积:净水2.5L,污水3L-包装尺寸: 51cm*35cm*43cm- 材质:ABS、硅胶、不锈钢等。	台	5
二	康复设备购置				
1	平行杠 (配矫正 板)	海蓝 HB-PXG-0 1B-ZLM-A	规格:335×112×78cm,高度调节范围78~122cm,宽度调节范围34~ 64cm,杠杆直径φ38mm,杠杆静载荷不小于135kg,矫正板坡度15° 用途:借助上肢帮助进行步态训练,矫正行走中的足外翻、髌外展, 增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步 态训练。练习中杠的高度和宽度可根据每个患者情况进行调节。材 质:不锈钢、型钢静电喷塑、实木、复合板、地毯	台	1
2	训练阶梯 (双向)	海蓝 HB-JT-01 B-XFT-A	规格:337×82×134cm,相邻台阶距离10cm,12cm,扶手杠调节范 围0~34cm。扶手杠侧向额定载荷70kg,阶梯额定载荷135kg。用 途:用于患者恢复日常上下楼功能 材质:不锈钢、型钢静电喷塑、 复合板、地毯	台	1
3	手功能组 合训练箱	海蓝 HB-SZX	技术参数:55×40×14cm,配有上螺丝、铁棍插板、木插板等日常 生活用具。用途:训练患者眼手协调功能,改善手指灵活性,提高 手协调性、灵活性。	套	1
4	上螺丝	海蓝 HB-LS	通过模拟作业,改善手指对指功能,提高手的协调性,灵活性35× 21×23cm,M6X40六角螺栓8个,M8X40六角螺栓16个,M6螺母 16个,M8螺母32个	套	1
5	认知图形 插板	海蓝 HB-REC	患者感知能力及大脑对图形的识别能力47×37×5cm	张	2
6	木插板	海蓝 HB-MCB-0 1	作业治疗用具,将木棒准确插到位,训练患者的眼-手协调功能38× 31×12cm,规格直径2.5×10cm,数量20个24×20×11.5cm,规格 直径1.8×0.9cm,数量20个20×16×10.5cm,规格直径1.3×0.8cm, 数量20个	套	1
7	上肢协调 功能练习 器(手指)	海蓝 HB-SXS-01	训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力31×25× 28cm	个	2
8	分指板	盛昌 SC— KF—Z— 029	防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形大24×24×5cm,指板间距 26mm,中22×22×4.7cm,指板间距22.5mm,小21×21×4.3cm,指板 间距16mm,	个	1
9	股四头肌 训练椅	盛昌 X018-X020	膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻肌力主动运动训练,也可进行 膝关节牵引119×115×117cm,座位高65cm,座面高度67cm,扶手宽 度81cm,伸缩杆调节范围0~15cm,小腿垫调节范围0~47cm,助力 手柄调节范围0~28cm,座位额定负载质量135kg,靠背额定负载质 量70kg,靠背平放时额定负载质70kg,配重块每块1.8kg(每侧4块 共8块)。	台	1

10	液压式踏步器（踏步训练器）	海蓝 HB-YYT-01 P-YTB-A	下肢关节活动度及肌力训练。82×77×130cm,扶手杆宽 50cm,扶手杆高 95cm, 额定负载 135kg, 油缸阻力 12 档可调, 线速度位 5cm/s, 力值调节范围位: 200~1500N。	台	1
11	下肢功率车	海蓝 HB-GLC-01	用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 85*54*122cm 阻尼调节档数 8, 坐垫手握心率, 额定载荷:135kg。	台	1
12	上下肢康复器	海蓝 HB-GLC-02 P-GLC-B	产品性能: 118cm 坐垫调节范围 0~23cm 阻尼调节档数 8, 额定荷载靠背垫 70kg, 坐垫 135kg 用于上、下肢关节活动、肌力及协调功能训练产品功能 1、扫描 SCAN 每 6 秒钟按顺序显示时间、速度、距离、卡路里、总距离、心率(假如有)。2、时间 TIME 测量从开始运动至运动停止时所用的时间, 测量范围 0~99 分 59 秒。3、速度 SPEED 测量的是瞬时速度, 测量范围 0.0~99.9 千米/小时。4、距离 DISTANCE (DIST) 测量从开始运动至运动停止时所跑的距离, 测量范围 0.00~99.99 千米。5、卡路里 CALORIE (CAL) 测量从开始运动至运动停止时所消耗的热量(即卡路里)测量范围 0.0~999.9 千卡。6、总距离 TOTAL DISTANCE (ODO) 测量从装上电池至电池电量用完(低于 0.伏)所运动的总距离, 测量范围 0.0~999.9 千米。7、心率 PULSE (假如有) 通过手握心率传感器, 测量人的每分钟心跳次数, 测量范围 40~240 次/分钟。8、按住操作键 (MODE) 2 秒, 显示数值除总距离外全部清零, 并回到扫描状态。9、静止 4 分钟(无信号), 仪表自动关机, 按操作键或踩动器械, 仪器全自动显示。	台	1
13	下肢功率车(坐式)	盛昌 SC-KF-X-019	用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 144×60×118cm, 坐垫调节范围 0~23cm, 阻尼调节档数 8, 额定载荷, 靠背垫 70kg, 坐垫 135kg。	台	1
14	划船运动器	盛昌 SC—KF—Q—001	腰背肌、屈肌群、下肢伸屈群的肌力及耐力训练。115×90×66cm, 油缸力值调节, 坐垫中心至脚踏板距离 70~105cm, 最大承载能力 135kg。	台	1
15	偏瘫康复器	海蓝 HB-PQ-01	用于偏瘫患者利用健侧肢体帮助患肢进行被动性训练增加关节活动度。88×48×170cm,拉环最大行程: 不小于 35cm, 绳索、拉环额定负载: 50kg, 滑轮额定负载 100kg	台	1
16	中频脉冲治疗仪	盛昌 SC-PZ-3100	1、工作条件: a) 环境温度: 5℃~40℃; b) 相对湿度: 不大于 80%; c) 大气压力: 700 hPa~1060 hPa; d) 电源: AC 220V±22V; 50Hz±1Hz。2、额定输入功率: 200VA。3、主机尺寸: 425mm×450mm×230mm。4、重量: 16kg5、中频输出 a) 输出波形: 方波, 占空比 50%; b) 波形输出方式: 双向; c) 中频输出电流: , 在 500Ω 的标准负载电阻下, 最大输出电流不超过以下限值: 频率≤1500Hz 不超过 80mA (r.m.s), 频率>1500Hz 不超过 100mA (r.m.s) 6、低频调制输出 a) 调制频率范围: 0~150Hz, 单一频率允差±10%或±1Hz 取大值; b) 调制方式: 连续调制、间歇调制、变频调制、交替调制。7、干扰电输出 a) 干扰电差频频率范围: 0~120Hz, 单一频率允差±10%或±1Hz 取大值。b) 调幅度: 0%、25%、50%、75%、100% , 允差±5%。c) 干扰电动态节律: 6~10s。d) 干扰电差频变化周期: 16~24s。9、加热输出 a) 热电极温度: 38℃~55℃范围内分 6 档可调, 允差±3℃; b) 具有温控保护功能, 最高加热温度不超过 56℃, 超过 56℃后热保护器动作, 切断加热电路。10、输出电流稳定度: 不同负	台	1

			载情况下, 输出电流变化率应不大于 10%; 11、开路电压: <500V。12、定时自动处方时间由各处方规定, 手动处方时间 1~99min 范围内可调, 级差 1min, 允差 ± 30S。治疗时间倒计时结束后, 停止输出, 并有声音提示。13、连续运行时间: 不小于 4h。具有同步设定和同步输出功能。17、电极片配置多种规格的电极片及布套, 方便临床使用。18、安全分类 a) 按防电击类型分类: I 类。b) 按防电击的程度分类: BF 型。c) 按对进液的防护程度分类: IPX0。		
17	电针仪	苏州医疗 SDZ-II	主要技术参数: 输出脉冲波形: 非对称双向脉冲波输出脉冲路数: 六路输出输出脉冲频率: 1~100Hz 连续可调输出电流极限: ≤50mA (500Ω 负载) 输出脉冲宽度: 0.2ms 输入功率: 5.0VA(含电流适配器) 电源: D C 9V 体积: 348 × 222 × 93mm 重量: 1kg	台	1
18 ★	熏蒸治疗 机	盛昌 SCZ-II	技术参数: 1、电源: AC220V ± 22V 50Hz ± 1Hz 2、输入功率: 2200VA 3、治疗仪尺寸: 1500mm × 780mm × 1300mm 4、具有臭氧消毒功能。5、治疗时间: 1~99min 可调 6、具有 Mp3 音乐播放功能 (配备 U 盘)。7、环境温度: 5℃~40℃, 相对湿度 30%~80%, 大气压力 700hpa~1060hpa 8、溶液量: 2L 9、煎药温度: 60℃~90℃ 可调 10、熏蒸机采用露头式全身熏蒸设计。11、坐式熏蒸, 高低可调。12、配备多功能花洒淋浴头, 可供患者洗浴, 也可清洗舱体。13、电子控制部分与蒸汽药液有效隔离, 安全稳定。14、熏蒸机设有自动控温装置, 控制范围为设定值的 10%。15、熏蒸机设有防止干烧功能, 开机后如水位低于水位探针 1 cm 时系统不工作, 运行时水位低于水位探针 1 cm 时系统停止工作。16、熏蒸机在运行时的噪声不大于 60dB(A)。	台	1
19	中频治疗 仪	盛昌 SC-ZP-310 0	1、工作条件: a) 环境温度: 5℃~40℃; b) 相对湿度: 不大于 80%; c) 大气压力: 700 hPa ~ 1060 hPa; d) 电源: AC 220V ± 22V; 50Hz ± 1Hz。2、额定输入功率: 200VA。3、主机尺寸: 425mm × 450mm × 230mm。4、重量: 16kg 5、中频输出 a) 输出波形: 方波, 占空比 50%; b) 波形输出方式: 双向; c) 中频输出电流: , 在 500Ω 的标准负载电阻下, 最大输出电流不超过以下限值: 频率 ≤ 1500Hz 不超过 80mA (r.m.s), 频率 > 1500Hz 不超过 100mA (r.m.s)。6、低频调制输出 a) 调制频率范围: 0~150Hz, 单一频率允差 ± 10% 或 ± 1Hz 取大值; b) 调制方式: 连续调制、间歇调制、变频调制、交替调制。7、干扰电输出 a) 干扰电差频频率范围: 0~120Hz, 单一频率允差 ± 10% 或 ± 1Hz 取大值。b) 调幅度: 0%、25%、50%、75%、100% , 允差 ± 5%。c) 干扰电动态节律: 6~10s。d) 干扰电差频变化周期: 16~24s。8、加热输出 a) 热电极温度: 38℃~55℃ 范围内分 6 档可调, 允差 ± 3℃; b) 具有温控保护功能, 最高加热温度不超过 56℃, 超过 56℃ 后热保护器动作, 切断加热电路。9、输出电流稳定度: 不同负载情况下, 输出电流变化率应不大于 10%; 10、开路电压: <500V。11、定时自动处方时间由各处方规定, 手动处方时间 1~99min 范围内可调, 级差 1min, 允差 ± 30S, 治疗时间倒计时结束后, 停止输出, 并有声音提示。12、连续运行时间: 不小于 4h。13、功能 具有同步设定和同步输出功能。14、电极片配置多种规格的电极片及布套, 方便临床使用。15、安全分类 a) 按防电击类型分类: I 类。b) 按防电击的程度分类: BF 型。c) 按对进液的防护程度分类: IPX0。	台	1

20	艾灸理疗仪	海蓝 HL-MJ-02	一、功能介绍 1、聚热设计。确保超强渗透，金字塔形聚热设计及出口圆形网点设计，使灸感达到最佳。2、能量裙。确保药性热量效果最大化，有利于防止药性向外挥发，而且把热量和药性聚集在穴位上，使效果发挥到极致二、配置与技术参数 1、电源电压 AC220V 50Hz 2、安全类型：Ⅱ类 B 型 2、温控范围：100-180℃，精确度：±1℃3、灯光波长：红光波长 620-630nm；蓝白光波长 460-470nm4、时间显示：5min-90min 可调，误差 ±1min 可根据需意调整设定时间 6、脚轮有锁止功能，具有防倾倒功能。	台	1
21	多功能上肢综合康复训练系统	盛昌 SC-SZ-006	一、适用范围本系统适用于神经系统引起的轻度感知障碍患者、脑血管意外引起的肢体功能障碍患者、骨科疾病引起的肢体异常障碍患者、整形手术导致的功能障碍患者等以上下肢功能障碍为主的患者，还可以运用于记忆力、注意力、手眼配合等有障碍的患者。二、技术参数 1、丰富的上肢、手部等运动控制训练；扭力等肌力控制反馈训练，包含作业训练，手指精细训练，大关节活动训练，情景交互训练，虚拟现实训练，认知训练，记忆力训练，注意力训练等，具有多种组合变化；2、单侧手的认知功能训练系统；3、两上肢（双侧）控制能力和支持身体训练系统；4、手腕关节弯曲旋转功能训练；5、通过目标导向性游戏训练模式模拟日常生活场景，进行针对性训练；6、独特弹簧底座设计可以进行上肢平衡能力训练；；7、1 对多传感器连接，连接稳定；8、50 种训练模式可根据使用配件进行选择使用；9、4 种测试模式，根据训练内容进行训练前的检测；10、患者进展数据管理和训练结果显示；11、软件具有评估与测试功能；12、8 种日常生活技能再学习，包括双侧平衡能力、单侧平衡能力、开车能力、开锁能力、扭把手、开水龙头、手掌支撑能力、掀起物体能力等训练；13、软件功能：患者输入，运动设置，训练报告；14、电动升降式可移动训练台；三、技术参数 1、规格：100*80*65-95cm 2、重量： 60KG 3、电动升降台高度调节范围：65-95CM	台	1
22	智能主被动上下肢康复器	盛昌 SCK-A	1、电源：AC220V ± 22V，50Hz ± 1Hz；2、环境温度：10℃ ~ 40℃；3、相对湿度：30% ~ 75%；4、大气压力：700 hPa ~ 1060 hPa；5、额定输入功率：800VA；6、外形尺寸：65 cm × 75 cm × 115-125cm；7、运行速度调节范围：0-60r/min；8、运行时间：2-120min 可调，级差 1min；9、痉挛力量：无、小、中、大可调；10、电机输出功率：高、中、低三档可调；11、高度调节范围：0-250mm；12、8 英寸触摸屏使设置更方便；13、显示屏调节 270 度旋转；14、微电脑控制转速、时间、并根据患者肌张力控制转向，起到痉挛保护作用；15、具备自动防肌肉痉挛控制功能；16、配有康复固定手套，便于患者手部的固定；17、有脚踏绑带，方便患者脚部放在脚踏板上固定；18、腿部支架可调，确保患者在运动训练中保持正确的姿势；19、有主动和被动两种运动模式；20、有上肢和下肢两种训练方式；21、上肢训练组件可 180° 旋转。	台	1
三	健康管理设备购置				
1	智能检测随诊箱	开云 SJ400	包含铝合金随诊箱 × 1、消毒套装 × 1、健康尺 × 1、红外额温枪 × 1、智能血压计 × 1、智能体脂分析仪 × 1、智能血糖仪 × 1（含 50 片血糖试纸）、智能血氧仪 × 1、智能心电检测仪 × 1、智能三合一检测仪 ×	套	2

			1(含25片尿酸试纸、25片胆固醇试纸)。检测结果支持实时同步至智慧医养信息化平台及APP端、微信端个人档案,实现全院信息互通互联高度共享;支持医护人员在手机端app查看结果,医生根据检测结果给出健康管理意见。		
2	老人腕表	科强 H006	1、整机尺寸:49x40x15mm;屏幕尺寸:1.54英寸;2、表带:亲肤类硅胶;3、防护功能:IP54,具有较强防摔防震防电磁防辐射功能,具有良好的散热功能;4、实时检测老人血压、心率、血氧、电子围栏、一键报警等指标;5、支持数据与智慧医养结合信息化平台对接,位置轨迹、位置异常、生理信息异常数据上传至医养信息化平台进行监控预警。	台	5
3	健康检测一体机 (护士站)	鼎恒 DHM-T100	1、主要检测功能:身高、体重、BMI、血压、心率、血氧、血糖、尿酸、总胆固醇、体温、心电、人体脂肪成分(脂肪含量、水分含量、基础代谢率、体脂肪量、体水分量、体型判断等)、腰围、臀围、腰臀比、十二导心电。2、安装移动轮,可方便移动。3、具有语音提示及屏幕画面引导检测者完成检测。4、安装双储物抽屉,可放置设备所需的零配件。5、电源插口须有电源指示灯和过载保护,电源插座可单独开、关控制整机通电。6、操作屏内置摄像头,用于拍照。7、检测报告单采用A4纸规格打印,报告中针对检测异常项目单独提示统计,清晰易懂。8、整机配备可折叠身高体重秤,通过RS232接口与主机通讯。9、测评结果支持实时同步至智慧医养信息化平台及APP端、微信端个人档案,实现全院信息互通互联高度共享;10、支持医护人员在手机端app查看结果,医生根据检测结果给出健康管理意见。	台	1
4	睡眠监测带	睡客 SASS-D-B2 F	支持在床/离床监测、体动/翻身监测、心跳频率监测、呼吸频率监测、SOS一键报警,支持夜间睡眠监测功能,统计清醒、浅睡、深睡眠周期分布以及睡眠质量评分,支持入睡时间、睡眠时长、起夜的数据监测。支持数据上传至智慧医养信息化平台进行监控预警。	台	5
5	居家安全监测套装	开云 T200	1、包含NB燃气报警器×1、NB烟雾报警器×1、NB门磁×1、NB紧急呼叫×1、NB人体活动探测器×1、NB浸水传感器×12、通讯模式:NB-iot通讯,兼容电信、移动、联通三大网络;3、支持数据上传至智慧医养信息化平台进行监控预警。	套	2